

Permobil

Progeo Joker R2

Pour une performance personnalisée



Aluminium



Rigide



Réglable

permobil

Personnalisé avec une marge de manœuvre pour les réglages

Progeo Joker R2 est un fauteuil roulant rigide doté d'un châssis avant soudé qui offre tout de même des possibilités de réglages de l'assise et de la performance de conduite. L'extrémité avant soudée améliore la rigidité, permettant ainsi des déplacements avec plus de robustesse et d'agilité. Le châssis cintré constitue un support optimal pour les jambes avec un espace suffisant pour les pieds. Cela fait du fauteuil Progeo Joker R2 une solution attrayante pour les utilisateurs de fauteuil roulant expérimentés.



Progeo Joker R2

Largeur d'assise	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Profondeur d'assise	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Hauteur d'assise	À l'avant de 44 à 53 cm (réglable) À l'arrière de 36 à 47 cm (réglable)
Distance repose-pieds	De 35 à 49 cm (réglable)
Hauteur du dossier	De 24,5 à 47 cm (réglable)
Inclinaison du châssis avant	Aluminium 90°
Longueur totale	88 cm env. (configuration standard)
Largeur totale	Largeur d'assise + 17 cm (avec déclive de 0°)
Inclinaison du dossier	De 74° à 94° par rapport à l'assise (réglable)
Déclive	0° - 2° - 4°
Poids sans roues arrière	À partir de 6,0 kg env.
Poids du fauteuil roulant	À partir de 9,0 kg env.
Poids maximum	125 kg

Personnalisez vos déplacements*

NOIR
OPAQUE

BLANC
PERLÉ

OR

ROUGE
BRILLANT

ARGENT
VIF

Permobil se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques et la conception sans préavis. *Plus d'options de couleur disponibles.

Les couleurs réelles du produit
peuvent varier.

permobil

permobil.fr



PROGEOJOKERR2DATASHEETFR210922