

Permobil

Progeo Ego

Diseñada para ser independiente



Aluminio



Plegable



Ajustable

permobil

El rendimiento de una silla rígida en un chasis plegable

Progeo Ego está diseñada con un sistema de plegado horizontal con bloqueo. El sistema de bloqueo hace que sus prestaciones sean las de una silla rígida. La adaptabilidad del asiento y el rendimiento de la conducción son la combinación perfecta para que el usuario consiga una conducción equilibrada y energéticamente eficiente. Además, el diseño de su estructura abierta y el respaldo plegable hacen que sea muy compacta para facilitar el transporte.



Progeo Ego

| | |
|----------------------------|--|
| Anchura del asiento | 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm |
| Profundidad del asiento | 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm |
| Altura del asiento | Delantera de 40 a 58 cm (ajustable) Trasera de 38 a 45 cm (ajustable) |
| Distancia del reposapiés | De 35 a 54 cm (ajustable) |
| Altura del respaldo | De 24,5 a 47 cm (ajustable) |
| Ángulo de reposapiés | Aluminio 85° - 90° - 100° Carbono 85° - 90° - 95° |
| Longitud total | 88 cm aprox. (configuración estándar) |
| Anchura total | Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°) |
| Ángulo del respaldo | De 74° a 94° hacia el asiento (ajustable) |
| Ángulo de caída (Camber) | 0° - 2° |
| Peso sin ruedas traseras | Desde 7,2 kg aprox. |
| Peso de la silla de ruedas | Desde 9,8 kg aprox. |
| Carga máxima | 125 kg |

POLISHED
BLACK

BRIGHT
LIME

BRIGHT
RED

BRIGHT
BLUE

BRIGHT
SILVER

Personaliza tu silla*

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. *Más opciones de color disponibles

Los colores reales del producto pueden variar.

permobil

permobil.com



PROGEOEGODATASHEETSP220204