

Permobil

# Progeo Exelle

Silla de uso diario diseñada para el usuario activo



Aluminio



Plegable



Ajustable

permobil

# Activa y compacta con numerosos ajustes

Progeo Exelle es una silla de ruedas ligera y plegable diseñada para el usuario activo. El chasis plegable y los reposapiés integrados permiten un almacenamiento sencillo y mejoran la maniobrabilidad incluso en espacios reducidos. Múltiples opciones para conseguir las necesidades de sedestación y posicionamiento. Su adaptabilidad combinada con el rígido marco frontal la convierten en una solución versátil para muchos usuarios activos diferentes.



## Progeo Exelle

<b>Anchura del asiento</b>	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
<b>Profundidad del asiento</b>	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
<b>Altura del asiento</b>	Delantera de 41 a 56 cm (ajustable) Trasera de 36 a 53 cm (ajustable)
<b>Distancia del reposapiés</b>	De 32 a 51 cm (ajustable)
<b>Altura del respaldo</b>	De 30 a 54 cm (ajustable)
<b>Ángulo de reposapiés</b>	100° - 110°
<b>Longitud total</b>	90 cm aprox. (config. estándar)
<b>Anchura total</b>	Anchura del asiento + 17 cm (con ángulo de caída de 0°)
<b>Anchura silla plegada</b>	26 cm aprox. (con ángulo de caída de 0°)
<b>Ángulo del respaldo</b>	90° con respecto al asiento (con bastidor trasero estándar) Regulable de 81° a 99° en el asiento (con chasis dinámico)
<b>Ángulo de caída (Camber)</b>	0° - 1,5° - 3° (con chasis estándar) 0° - 1,5° - 2° - 4° (con chasis dinámico)
<b>Peso sin ruedas traseras</b>	Desde 6,9 kg aprox.
<b>Peso de la silla de ruedas</b>	Desde 9,5 kg aprox.
<b>Carga máxima</b>	125 kg

Permobil se reserva el derecho a modificar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. \*Más opciones de color disponibles.

Personaliza tu silla\*

BLACK

BRIGHT LIME

BRIGHT FUCHSIA

BRIGHT BLUE

BRIGHT SILVER

Los colores reales del producto pueden variar.