

NAV HMS:		Dato:		Best.nr:	
Lev. adr.:		Vår ref:		Serienr:	
NAV formidler:		Tlf:		E-post:	
Formidler		Tlf:		E-post:	
Bruker / SF nr:		Tlf:		E-post:	

Farge:

◆ Sort

Andre farger

Ved valg av andre farger tilkommer lenger lev.tid på 3 uker og ekstra kostnad på kr 1500,- [Se farger her](#).

Farge: _____

Rens

U3 Light

Panthera U3 Lights ramme er 9 cm smalere i front enn i setebredde. Den kommer i 2 versjoner for hver setebredde, Panthera U3 Light Y-Front.

Rammene på de to versjonene er i utgangspunktet helt identiske med unntak av at U3 Light Y-front er bredere i *rammens knebøy* for gi mer plass til brukerens lår.

Tips: Husk at den reelle setedybden på Panthera rullestolen er 2-6 cm dypere enn oppgitt pga utformingen av ryggtrekket som gir dybde bakenfor ryggrorene på rullestolen.



Panthera U3 Light rullestol består av;
ramme, sete, rygg, fotbøyle,
S3 brems, 24" drivhjul,
90 mm X svinghjul,
S3 klesbeskyttere

◆ = standard konfigurasjon
Maks brukervekt: 100 kg

U3 Light

Setebredde (SB):

Rens

- ◆ **33 cm**
Art.nr: 557 33 00 / Hj.m.nr: 236958
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 557 36 00 / Hj.m.nr: 235139
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 557 39 00 / Hj.m.nr: 232510
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 557 42 00 / Hj.m.nr: 232766
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 557 45 00 / Hj.m.nr: 235227



Setedybde (SD):

Justerbar setedybde 35 - 45 cm

Setedybde: _____ cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm

Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drihjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser på bakaksel.

U3 Light Y-Front

Setebredde (SB):

Rens

- ◆ **33 cm**
Art.nr: 580 30 33 / Hj.m.nr: 301406
- ◆ **36 cm**
Art.nr: 580 30 36 / Hj.m.nr: 248590
- ◆ **39 cm**
Art.nr: 580 30 39 / Hj.m.nr: 251739
- ◆ **42 cm**
Art.nr: 580 30 42 / Hj.m.nr: 249554
- ◆ **45 cm**
Art.nr: 580 30 45 / Hj.m.nr: 252583



Setedybde (SD):

Rens

◆ Setedybde: 40 cm

Setedybde: 35 cm

Setedybde: 37,5 cm

Setedybde: 42,5 cm

Sitte høyde:

Sitte høyde foran: 47 cm

Sitte høyde bak: 43 cm

Sitte høyde kan endres med drihjul, svinghjul, gafler og forhøyningssatser på bakaksel.

Rygg



Rygghøyde:

◆ **25 cm**
Art.nr: 523 SB 25L**30 cm**
Art.nr: 523 SB 30L**35 cm**
Art.nr: 523 SB 35L

Ryggtrekk komfort S3

Rens

Annen type rygg: _____

[Les om innsvingt og bakoverflyttet rygg her](#)

Legglengde & Putehøyde

Legglengde: _____ cm

Fra knehase til hel på fottey

Putehøyde: _____ cm

Fotstøtte

◆ Fotbøyle Alu X



SB 33 Art.nr: 360 04 33 / Hj.m.nr: 277723
SB 36 Art.nr: 360 04 36 / Hj.m.nr: 277724
SB 39 Art.nr: 360 04 39 / Hj.m.nr: 277725
SB 42 Art.nr: 360 04 42 / Hj.m.nr: 231705
SB 45 Art.nr: 360 04 45 / Hj.m.nr: 277726

Fotbøyle titan



SB 33 Art.nr: 369 15 33 / Hj.m.nr: 316479
SB 36 Art.nr: 369 15 36 / Hj.m.nr: 316480
SB 39 Art.nr: 369 15 39 / Hj.m.nr: 316481
SB 42 Art.nr: 369 15 42 / Hj.m.nr: 316482
SB 45 Art.nr: 369 15 45 / Hj.m.nr: 316483

Fotbøyle, forsterket



til FreeWheel
SB 33 Art.nr: 360 06 33 / Hj.m.nr: 137187
SB 36 Art.nr: 360 06 36 / Hj.m.nr: 137189
SB 39 Art.nr: 360 06 39B / Hj.m.nr: 196732
SB 42 Art.nr: 360 06 42B / Hj.m.nr: 196732
SB 45 Art.nr: 360 06 45B / Hj.m.nr: 196734

Rens

Fotplate karbon Fastmontert i ramme

SB 33 Art.nr: 650 50 33 / Hj.m.nr: 316516
SB 36 Art.nr: 650 50 36 / Hj.m.nr: 316517
SB 39 Art.nr: 650 50 39 / Hj.m.nr: 316518
SB 42 Art.nr: 650 50 42 / Hj.m.nr: 316519
SB 45 Art.nr: 650 50 45 / Hj.m.nr: 316520



Tilbehør til fotstøtte

Plastplate til fotbøyle

Art.nr: 360 10 SB



Friksjonsbelegg 3M

Slitestærk, ruglete til sko

Art.nr: 100 228 / HMS art.nr:211754



Fotplate karbon Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 42

Fotplate karbon Freewheel

Fastmontert i fotbøyle

Art.nr: 400 40 41



Drivhjul:



Hjul

◆ 24" Spinergy X

25" Spinergy X

26" Spinergy X



24" MTB Offroad m/16 mm titandrivring

25" MTB Offroad m/19 mm titandrivring

26" MTB Offroad m/19 mm titandrivring

Rens



Dekk

◆ Right Run dekk

Allround dekk, lettkjørt, god punkteringsbeskyttelse

Schwalbe One dekk kun til 24" og 25"

Lav vekt og svært lettkjørt

Marathon Plus dekk

Ekstrem punkteringsbeskyttelse, litt mønster

Kompakte dekk

Krever bremseskiver

Rens



Driving

◆ Aluminium X driving

Glatt overflate, lav vekt

Titan driving, 16 mm

Glatt overflate, 16 mm

Paragrip driving

Litt friksjon

Tetragrip driving

Mye friksjon

Gekko driving

Litt friksjon, silikonstripe

Gekko S driving

Litt friksjon, silikonstripe, small

Titan driving 19 mm

Glatt overflate, bøyde ører

Rens

Andre drivhjul art.nr: _____

[Finn art.nr på drivhjulsselgeren her](#)

Svinghjul:



◆ 90 mm X

24" - Art.nr: 210 02 22 / Hj.m.nr: 243946
25" - Art.nr: 210 02 23 / Hj.m.nr: 285559
26" - Art.nr: 210 02 24 / Hj.m.nr: 317280



90 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 30 / Hj.m.nr: 235534
25" - Art.nr: 210 00 60 / Hj.m.nr: 269886
26" - Art.nr: 210 00 90 / Hj.m.nr: 236422



120 mm S3

24" - Art.nr: 210 00 20 / Hj.m.nr: 231365
25" - Art.nr: 210 00 40 / Hj.m.nr: 244877
26" - Art.nr: 210 00 70 / Hj.m.nr: 230384

Rens

Brems:



◆ S3 Brems

Art.nr: 463 00 00
HMS art.nr: 239395

Enhåndsbrems høyre

SB 33 - Art.nr: 367 30 33 / HMS art.nr: 027193
SB 36/39 - Art.nr: 367 36 39 / HMS art.nr: 027194
SB 42/45 - Art.nr: 367 42 45 / HMS art.nr: 027195

Enhåndsbrems venstre

SB 33 - Art.nr: 368 30 33 / HMS art.nr: 027196
SB 36/39 - Art.nr: 368 36 39 / HMS art.nr: 027197
SB 42/45 - Art.nr: 368 42 45 / HMS art.nr: 027198

Annen brems:

[Les om brems her](#)

Rens

Klesbeskytter:

Rens

◆ S3 Myk skjerm

24" - Art.nr: 440 24 30 / HMS art.nr: 278227
25" - Art.nr: 440 25 30 / HMS art.nr: 252398
26" - Art.nr: 440 26 30 / HMS art.nr: 278232



Karbon uten skjerm

24" - Art.nr: 442 10 31 / Hj.m.nr: 330361
25" - Art.nr: 442 15 31 / Hj.m.nr: 330365
26" - Art.nr: 442 16 31 / Hj.m.nr: 330367



Karbon liten skjerm

24" - Art.nr: 442 20 31 / Hj.m.nr: 330348
25" - Art.nr: 442 25 31 / Hj.m.nr: 330352
26" - Art.nr: 442 26 31 / Hj.m.nr: 330354



Karbon stor skjerm

24" - Art.nr: 442 30 31 / Hj.m.nr: 330335
25" - Art.nr: 442 35 31 / Hj.m.nr: 330339
26" - Art.nr: 442 36 31 / Hj.m.nr: 330341



Armlene:



Armlene justerbar høyde og dybde
24/25" - Art.nr: 440 12 00 / HMS art.nr: 231702
26" - Art.nr: 440 13 00 / HMS art.nr: 253614

Pute:

Rens



Standard sittepute

SD 35 cm

SD 40 cm

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 35

2,5 cm
Art.nr: 572 SB 40

5 cm
Art.nr: 575 SB 35

5 cm
Art.nr: 575 SB 40

Sitteputer

Les mer her:

Inserto
RoHo
Comfort

Kjørehåndtak:

Rens



Nedfellbare kjørehåndtak

Art.nr: 424 50 00
HMS art.nr: 234366

Seteveske:



Seteveske

Festes i setetrekk. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 12 / HMS art.nr: 235588



Seteveske

Festes i sittepute. Har magnetlukking, glidelås og flere lommer.
Art.nr: 990 02 13 / HMS art.nr: 252501

Hoftebelte:

Rens

2-punkt hoftebelte Bodypoint inkl feste



Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 32cm
Art.nr: 990 02 62 / Hj.m.nr: 316591

Hoftebelte m/trykknapp S2,5cm, 38cm
Art.nr: 990 02 63 / Hj.m.nr: 316592

Hoftebelte m/trykknapp M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 64 / Hj.m.nr: 316588



Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 68 / Hj.m.nr: 316589

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 46cm
Art.nr: 990 02 69 / Hj.m.nr: 316590

Hoftebelte m/plastspenne L5cm, 62cm
Art.nr: 990 02 70 / Hj.m.nr: 316587



Hoftebelte Rehabspenne M36, b40
Art.nr: 990 03 59

Hoftebelte Rehabspenne M46, b40
Art.nr: 990 03 60

Hoftebelte Rehabspenne L62, b50
Art.nr: 990 03 61



4-punkt hoftebelte Bodypoint, inkl feste

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 32cm
Art.nr: 990 02 65 / Hj.m.nr: 316597

Hoftebelte m/plastspenne S2,5cm, 38cm
Art.nr: 990 02 66 / Hj.m.nr: 316598

Hoftebelte m/plastspenne M4cm, 36cm
Art.nr: 990 02 67 / Hj.m.nr: 316594



Hoftebelte M 4 cm, 36 cm
Art.nr: 990 02 71 / Hj.m.nr: 316595

Hoftebelte M 4 cm, 46 cm
Art.nr: 990 02 72 / Hj.m.nr: 316596

Hoftebelte L 5 cm, 62 cm
Art.nr: 990 02 73 / Hj.m.nr: 316593

Brystbelte:



Alle brystseler har inkludert feste

Brystsele StayFlex XS

Art.nr: 990 02 74 / Hj.m.nr: 316613

Brystsele StayFlex S

Art.nr: 990 02 75 / Hj.m.nr: 316611

Brystsele StayFlex M

Art.nr: 990 02 76 / Hj.m.nr: 316609



Brystsele Pivofit XXS

Art.nr: 990 02 77 / Hj.m.nr: 316607

Brystsele Pivofit XS

Art.nr: 990 02 78 / Hj.m.nr: 316605

Brystsele Pivofit S

Art.nr: 990 02 79 / Hj.m.nr: 316603

Brystsele Pivofit M

Art.nr: 990 02 80 / Hj.m.nr: 316601

Rens

Tilbehør:



Freewheel

Krever forsterket fotbøyle
Hjelper deg når du ønsker å ta deg frem på snø, skogsstier, gressplen eller fortauskanten
Velg FreeWheel etter høyde/cm underlag til overside fotplate

6 - 11,5 cm - Art.nr: 260 01 02 / Hj.m.nr: 278254

11,5 - 16,5 cm - Art.nr: 260 01 05 / Hj.m.nr: 256554

14 - 19 cm - Art.nr: 260 01 06 / Hj.m.nr: 297054

16,5 - 21,5 cm - Art.nr: 260 01 07 / Hj.m.nr: 292179

19 - 24 cm - Art.nr: 260 01 08 / Hj.m.nr: 288349

Les mer [her](#)



Rammebeskytter stk:

Beskytter ramme mot riper og slag.

Art.nr: 990 02 51/ HMS art.nr: 178532

Les mer [her](#)



Transporttrekk

til FreeWheel

Trekk til å frakte FreeWheel.

Art.nr: 100 229 / HMS art.nr: 207060

Les mer [her](#)




Ryggkile stk:

Gir sidestøtte. Oppgi ønsket side ved bestilling av en stk.

Art.nr: 471 00 12 / HMS art.nr: 252498

Les mer [her](#)



Kilepute

Gir stolen en mer horisontal setevinkel.
3 cm tykk i bakkant.

Art.nr: 577 10 SB

Les mer [her](#)



Universalt eleastisk bånd lite

Universalt eleastisk bånd stort

Elastisk neoprenbånd



Kompressorpumpe

Oppladbar pumpe til luft i hjul ol.

Art.nr: 490 00 13 / HMS art.nr: 313904

Les mer [her](#)



Polstring type:

For å redusere trykk og øke komforten mot harde flater.



Tippesikring

Art.nr: 436 10 00 / HMS art.nr: 293484



Rullestolveske type:

Avtagbare vesker som festes rett på rullestolen

Se utvalg [her](#)



Ryggsekk hygiene

Spesial veske for hygieneartikler, bleier, kateter, uridom, stomiutstyr etc.

Art.nr: 990 02 61 / HMS art.nr: 278242

Les mer [her](#)



Innfesting

rullestolveske:

Innfesting til vesker som festes rett på rullestolen

Høyre

Venstre

Se utvalg [her](#)



S3 Bord

Høydereguleres og dybdereguleres.
Festes i bakkant armlene.

Art.nr: 681 00 20/ HMS art.nr: 297549

Les mer [her](#)



ReTyre par:

Grovmønstret dekk som plasseres enkelt utenpå eksisterende dekk, og som gir økt grep på snø, glatt eller ujevne underlag.

24" - Art.nr: 110 03 00 / HMS art.nr: 288487

25" - Art.nr: 110 03 05 / HMS art.nr: 301263

26" - Art.nr: 110 03 06 / HMS art.nr:


Les mer [her](#)

Annet tilbehør:

Innstillinger - fyller ut etter utprøving hvis ønskelig.

Innstilling av rygg

Ryggvinkel justeres med ryggskruen i enden av ryggørret.
Kan justeres fra 10 mm - 22 mm.
Vinkel måles mellom seteramme og ryggramme.
Standard er 88° = 18 mm.



Oppgi mål (A) for ønsket ryggvinkel

A = _____ mm

Grad °	mm
94°	10,5mm
92°	13 mm
90°	15,5 mm
88°	18 mm
86°	20 mm
84°	22 mm

Innstilling av ryggtrekk:

Ryggtrekket reguleres med velcrobånd på bakside.



Tippepunkt-innstilling (balansering av rullestolen)



Posisjon A
Tyngst balansert

Posisjon B
Middels balansert

Posisjon C
Lett balansert

Plassering av ryggen på rammen påvirker stolens tippepunkt. Lett balansert = Minst trykk på svinghjulene. Posisjonen kan enkelt endres senere.

Rens

Innstilling av fotstøtte:

Oppgi mål (A) for ønsket høyde på fotstøtte.
Standard = 75 mm

A = _____ mm



Standardhøyder

Mål - A = fra gulv til overside fotbøyle / fotplate.
Gjelder m/ 24" drivhjul.

Andre høyder krever tilpassing.

	Standard / liten fotbøyle	Forlenget forsterket fotbøyle
Hull 1	A = 55 mm	A = 35 mm
Hull 2	A = 75 mm	A = 55 mm
Hull 3	A = 95 mm	A = 75 mm
Hull 4	A = 115 mm	A = 95 mm
Hull 5	A = 135 mm	A = 115 mm

Tjenester:

Utprøving U3 Light Timer: _____

Art.nr: 100080
HMS art.nr: 317490

Ettertilpasning U3 Light Timer: _____

Art.nr: 100070
HMS art.nr: 317483

Utprøving/tilpasning Timer: _____

sittesystemer
Art.nr: 100040

Transport merking:

JA, merk festepunktene på rullestolen for transport i bil



Se bruksanvisning for nærmere retningslinjer.

Kommentar/Annet:
