

Fiche de mesure / Tarifs publics

Date: 2023-01-05

Informations client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/
E-mail	

Adaptations standard

Informations sur la commande	
Référence de l'utilisateur	
Votre référence	
Votre numéro de commande	

Numéro de série du fauteuil roulant
(pour un fauteuil existant)


Date d'évaluation	Poids de l'utilisateur
Date d'évaluation	kg

Châssis

☐ **Panier de transport**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Cette adaptation permet de transporter divers objets sur votre fauteuil roulant.
Le panier est facile à détacher.
Si le fauteuil roulant est équipé d'un coffre à bagages, vous pouvez passer de l'un à l'autre, puisque le fauteuil a la même fixation.
Une sangle/ceinture est incluse.
Charge maximale de 15 kg


☐ Petit: W320 D250 H50

☐ Moyen: W400 D300 H50

☐ Grand: W460 D400 H50

☐ **Kits de couleurs hydrographiques pour le châssis**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Personnalisez vos couleurs pour exprimer votre personnalité

☐ Fireball

☐ Carbon fibre

☐ Water lily


Sièges et positionnement

☐ Appui thoracique forme tubulaire

F3, F5, F5 VS, M3, M5, X850

Cet appui thoracique avec rembourrage amovible vous donne une sensation plus douce qu'un Appui thoracique classique.


☐ Vinyle☐ Textile (Mesh)☐ 340mm☐ 390mm☐ 440mm☐ Support appui pectoral non réglable☐ Support appui pectoral réglable☐ Accoudoirs fixes (rapport à l'assise)

F3, F5, M3, M5, X850

Supports d'accoudoirs fixes. Les supports sont montés sur les rails d'assise et sont réglables en profondeur, en hauteur et en angle. Ces accoudoirs ne suivent PAS le mouvement du dossier.

Remarque : l'accoudoir doit être commandé séparément.

Hauteur d'accoudoir "H" : mm

☐ Accoudoir relevable électriquement G ou D

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Vous donne la possibilité de rabattre l'accoudoir lorsque vous vous installez dans le fauteuil ou lorsque vous avez besoin d'un espace libre pour le volant dans la voiture.

Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leurs positions.

A utiliser avec :


☐ gauche☐ droite☐ Mode d'assise du joystick☐ 1 bouton, basculement haut/bas☐ 2 boutons séparés, haut et bas☐ Accoudoirs indépendants releposables électriquement

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Vous donne la possibilité de rabattre chaque accoudoir lorsque vous vous installez dans le fauteuil ou lorsque vous avez besoin d'un espace libre pour le volant dans la voiture.

Indiquez les boutons/interrupteurs de contrôle et leurs positions.

A utiliser avec :

☐ Mode d'assise du joystick☐ 1 bouton, basculement haut/bas☐ 2 boutons séparés, haut et bas

Goupille de verrouillage pour tablette

F3, F5, F5 VS, M3, M5

La goupille de verrouillage est utilisée pour verrouiller la tablette pivotante.

☐ Monté☐ Non monté

Distance : dossier - découpe du ventre cm




Positionnement des jambes

☐ **Repose-jambes escamotable**

F3, F5, M3, M5

Cette personnalisation comprend des repose-jambes (identiques au M1 AA) amovibles (sans outil) pour un transfert facile dans et hors du fauteuil roulant.

L'angle des repose-jambes (90°-115°) et l'angle du repose-pieds (flexion dors/plantaire jusqu'à 360° / inversion/éversion 30°) sont réglables (outil requis).



Longueur de la jambe inférieure
(plaque de siège - plaque de pied) : mm

☐ **Extention Appui sous rotulien**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Augmente le réglage de l'appui sous rotulien en hauteur et/ou en profondeur.

Profondeur

Hauteur

☐ +50mm☐ +50mm☐ +100mm☐ +100mm☐ **Appui sous rotulien avec insert en gel**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

La mousse standard l'appui sous rotulien est remplacée par un insert en gel pour une sensation plus douce.

☐ **Palette monobloc relevable électriquement**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Cette adaptation vous donne la possibilité de contrôler/relever les deux palettes simultanément grâce au joystick ou aux boutons.

Longueur minimale du segment jambier : 285 mm de la plaque de siège à la palette.

Longueur de la jambe inférieure
(plaque de siège - plaque de pied) : mm

A utiliser avec :

☐ Mode d'assise du joystick☐ 1 bouton, basculement haut/bas☐ 2 boutons séparés, haut et bas☐ **Palettes relevable électriquement et indépendamment**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Cette adaptation vous donne la possibilité de contrôler/relever vos palettes gauche et droite indépendamment par le biais du joystick ou des boutons.

Longueur minimale du segment jambier : 285 mm de la plaque de siège à la palette.

Longueur de la jambe inférieure
(plaque de siège - plaque de pied) : mm

A utiliser avec :

☐ Mode d'assise du joystick☐ 1 bouton, basculement haut/bas☐ 2 boutons séparés, haut et bas☐ **Repose-jambes électriques séparés (mat central)**

F3, F5, M3, M5

L'inclinaison des repose-jambes gauche et droit sont réglables individuellement par commande électrique, via un joystick ou un boîtier de commande. Montage en mat central.

Ils peuvent être contrôlés indépendamment ou simultanément

A utiliser avec :

☐ Mode d'assise du joystick☐ Interrupteurs fonctions d'assise

Commandes alternatives

☐**Caméra de recul**

F3, F5, F5 VS, M3, M5

Offre une sécurité supplémentaire lors des manœuvres dans les espaces restreints. Il est préférable de monter l'écran sur l'un des accoudoirs avec Permofix.

Position de montage de l'écran : ☐ gauche☐ droite☐**Bouton Piko 29mm ø**

Tous les modèles

Un bouton robuste et résistant. Disponible en quatre couleurs.

☐ jaune☐ bleu☐ rouge

Fonction du bouton 1

Position du bouton 1

Fonction du bouton 2

Position du bouton 2

☐ jaune☐ bleu☐ rouge☐**Protection pluie pour joystick CJS2**

Tous les modèles

Protège votre joystick des intempéries.

