

Permobil

Progeo Tekna Advance Swing Away



Aluminium



Faltbar



Verstellbar

permobil

Kompakter, sportlicher Rahmen für einfaches Antreiben in einem Faltrollstuhl

Die Serie Progeo Tekna bietet leichte, einfach zu handhabende Faltrollstühle für unabhängige, aktive Menschen. Mit ihrem offenen Rahmen bieten diese leistungsfähigen Rollstühle eine bequeme Sitzunterstützung und Positionierung und sorgen gleichzeitig für ein ausgewogenes und leichtgängiges Fahrerlebnis.

Kompakte Rahmenkonstruktion, die ein reaktionsschnelles Fahrerlebnis und agiles Antreiben bietet, mit zusätzlichen Vorteilen durch abnehmbare schwenkbare Fußauflagen.



Progeo Tekna Advance Swing Away

Sitzbreite	36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Sitzhöhe	Vorne von 40 cm bis 58 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 46 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 54 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	95° - 110° - 120°
Gesamtlänge	ca. 95 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Faltmaß	ca. 28 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	84° - 90° - 96° (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 8,3 kg
Gewicht des Rollstuhls	ca. 10,9 kg
Maximale Zuladung	125 kg

Dein Rollstuhl - Deine Farbe*

PERLWEISS

MATT
SCHWARZ

HELL-
SILBER

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. *Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts
kann abweichen.