

M5 Corpus[®]

Gemaakt voor meer.



permobil

M5 Corpus[®]

Meer avontuur

De M5 Corpus is gemaakt voor meer avontuur en daardoor perfect voor gebruikers die behoefte hebben aan meer snelheid, sterkere motoren, een grotere hoogte, een beter bereik en uitzonderlijk comfort, stabiliteit en tractie in verschillende rijtsituaties. Met krachtige led-lampen, een grotere actieradius en een langere levensduur van de batterij is de kleurrijke nieuwe M5 Corpus ontworpen om u veel meer te bieden.

Active Reach

Kantel de zitting tot 20° naar voren en verhoog deze om het functionele bereik, de ondersteuning bij transfers en uw dagelijkse activiteiten te vergroten.

Active Height

Biedt u de mogelijkheid om tot 5 km/uur te rijden in de hoogste positie en combineert dit naadloos met *Active Reach* om u het ultieme voordeel te bieden bij de toegang tot uw omgeving.

Corpus: het ultieme zitsysteem

Een verbetering van het comfort, de bekkenpositionering, de laterale stabiliteit en opname in het kussen zijn stuk voor stuk belangrijke doelstellingen van de nieuwe Corpus-kussens.

Corpus-kussens zijn voorzien van zachter schuim met een dubbele densiteit op de rugleuning, een nieuw ontworpen bekkenbodem en Stretch-Air™, een ademende, waterbestendige kussenstof die in de machine kan worden gewassen op 60°C.

Meer controle

Agile onafhankelijke vering, werkt op alle 6 wielen en biedt superieur rijcomfort, tractie en stabiliteit, zodat u meer controle heeft als u op ontdekkingsstocht bent.

Meer rijgemak

De nieuwe Permobil-batterij en nieuwe Permobil VoltPro-lader werken samen om u tot 25% meer rijafstand, optimale laadtijden en een langere levensduur van de batterij te bieden.



Meer avontuur

MEER COMFORT

Het zachtere rugkussen met dubbele densiteit en het vernieuwde zitkussen zorgen ervoor dat de gebruiker goed in de zitting kan zakken, voor meer comfort en stabiliteit.

MEER ONDERSTEUNING

Speciaal ontworpen BodiLink®-positioneringsaccessoires voor het Corpus-zitsysteem (optie)

MEER KLEUREN

Een frisse nieuwe esthetiek stelt u in staat om kleuropties voor de bekapping te combineren en af te stemmen op uw stijl.

MEER ZICHTBAARHEID

De led-verlichting voor en achter is twee keer zo helder voor een betere zichtbaarheid.

MEER VRIJHEID

Een grotere verscheidenheid aan rijposities met verbeterde stabiliteit.

MEER DRAAGVERMOGEN

Optionele bagage-/boodschappen-drager



Specificaties M5 Corpus®

Maximumsnelheid	12 km/uur
Max. Actieradius (G24: 85 Ah accu's)	40 km*
Maximaal gebruikersgewicht	150 kg
Max. obstakelhoogte (met opgaande beweging)	50 mm (100 mm)
Min. draaicirkel	1120 mm
Draaienbreedte	1130 mm
Vering	Agile
Elektronica R-net	120 A
Crashtest ISO 7176-19 - 4-puntsophanging	Ja - max. gebruikersgewicht 150 kg
Crashtest ISO 7176-19 - Dahl-dockingstation	Ja - max. gebruikersgewicht 136 kg
Getest volgens EN12182/EN12184 CE	Ja
Max. lengte incl. zitting	1170 mm
Breedte onderstel	630 mm
Breedte incl. zitting en armleuning	650-790 mm
Hoogte	960-1170 mm
Min. transportlengte/ -hoogte	880 mm/870 mm
Gewicht incl. accu's 85 Ah	194 kg
Zitting tot grondhoogte (excl. kussen)	450 mm
Hoogte zitlift (excl. kussen)	450-800 mm
Zitdiepte	370-570 mm (25 mm in stappen)
Zitbreedte	420-570 mm (50 mm in stappen)
Rugleuningbreedte	360-510 mm (in stappen van 50 mm)
Rugleuninghoogte (excl. zitkussen)	470; 545-670 mm (25 mm in stappen)
ArMLEuninghoogte	185-320 mm
Afstand tussen armleuningen	380-480/480-580 mm
Rughoekverstelling (handmatig)	90°-135°
Kantelverstelling	-20° tot +50°

*Het bereik kan variëren afhankelijk van het gebruikersgewicht en of de rolstoel vaak wordt gebruikt op hellingen, zwaar terrein of om stoepranden op te rijden.



BEENSTEUN 90°-180°



KANTELVERSTELLING
ACHTERWAARTS 0 - 50°



STOELLIFT



ELEKTRISCHE
RUGLEUNING 85°-180°



KANTELVERSTELLING
VOORWAARTS



Meer kleuren

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



MyPermobil



Langere
levensduur
batterij

permobil

permobil.nl | Tel: +31 (0) 70 770 37 64 | email: info@permobil.nl
permobil.be | Tel: +31 (0) 70 770 37 64 | email: info@permobil.be



M5DATASHEETNL200929