



# AERO X

L'AVENTUREUX.  
Modulaire et moderne.



Entièrement repensé, le fauteuil Aero X présente un châssis modulaire aux lignes modernes et épurées, avec possibilité de reconfiguration sur place. Ajoutez à cela une dynamique de roulage exceptionnelle et des possibilités de réglage maximales, et vous obtenez un Aero X qui se distingue tant par ses performances que par son prix.

# AERO X

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.



CHÂSSIS	Pliant par croisillon, aluminium Conception modulaire Entièrement réglable
OPTIONS CHÂSSIS	Châssis en titane Potences fixes Potences escamotables Châssis surbaissé Châssis Heavy Duty Châssis motorisable Châssis renforcé
LARGEUR TOTALE, PLIÉ*	26,7 cm (10,5")
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	57,1 cm (22,5")
POIDS DE TRANSPORT*	Potences fixes - 7,1 kg Potences escamotables - 8,2 kg
POIDS UTILISATEUR MAX.	120,2 kg Standard 158 kg Heavy Duty
LARGEUR D'ASSISE	30,5 cm - 56 cm (12" - 22")
PROFONDEUR DE L'ASSISE	30,5 cm - 51 cm (12" - 20")
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	34 cm - 54,5 cm (13,5" - 21,5")
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	33 cm - 51 cm (13" - 20")
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4° ou 6°
ANGLE DE POTENCE	Potences fixes - 70°, 80° ou 85° Potences escamotables - 70°, 80°, 85° ou 90°
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	15,2 cm (6")
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	67 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Pliant, dossier inclinable Dossier/châssis réglable en profondeur
ESTHÉTIQUE	5 finitions pour châssis aluminium 16 coloris de châssis 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spineroy
GARANTIE	2 ans

\*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 40,5 cm x 40,5 cm (16" x 16"), avec décline de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrière standard de 24" pèse 3,3 kg.



### CONCEPTION MODULAIRE.

Grâce à la conception modulaire du châssis, le fauteuil Aero X est reconfigurable sur place. Ceci comprend l'ajout de systèmes d'assise en seconde monte, le changement entre potences fixes et potences escamotables, et l'extension de la largeur et/ou de la profondeur pour répondre aux besoins spécifiques de l'utilisateur.

### CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal : roues, mains courantes, pneus, freins, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [TiLite.com/optimize](http://TiLite.com/optimize).



Les fauteuils roulants TiLite présentés sont équipés d'options disponibles | [TiLite.com](http://TiLite.com) | AEROX.20160214.FR