

# Passungsblatt

## Explorer Mini

HMV 18.46.07.0001

Standardmäßig geliefert inkl. Power-Basis, nVR2-Joystick, Ablagetisch mit Magnetplatte, integrierte Rückenstütze mit Kissen, abnehmbarer Sitz, Batterien (5Ah) x 2, Ladegerät und 2 Aufkleber-Kits (Ocean & Jungle).

permobil



### FACHHÄNDLER

Name

Händler-Nr.

Ansprechpartner

E-Mail

### BESTELLREFERENZ

Kommission

### ANATOMISCHE MASSE

Passungsdatum  
(Tag-Monat-Jahr)

Ausgefüllt durch Fachhändler

Permobil Außendienst

Gewicht: kg

Größe: cm

### Model

108237-99-0

Explorer Mini

4.173 €

Bitte bestellen Sie Explorer Mini direkt über unsere eCommerce Plattform!

<https://order-de.permobil.com/>

### Explorer Mini Technische Daten

<b>Vorgesehener Altersbereich</b>	12–36 Monate
<b>Max. Benutzergewicht</b>	16 kg
<b>Max. Körpergröße</b>	100 cm
<b>Max. Geschwindigkeit</b>	2,3 km/h
<b>Reichweite</b>	bis zu 5,4 km
<b>Hindernisbewältigung (mit Schwung)</b>	25 mm
<b>Basisbreite</b>	490 mm
<b>Basislänge</b>	635 mm
<b>Bodenfreiheit</b>	25 mm
<b>Antriebselektronik</b>	nVR2
<b>Batterietyp</b>	12 Volt – 5 Ah AGM (2)
<b>Sitzhöhe</b>	307–550 mm
<b>gesamte Stuhlhöhe</b>	730–930 mm
<b>Gewicht des Stuhls (inkl. Batterien)</b>	24 kg

