

Permobil

# Progeo Exelle Vario



Aluminium



Faltbar



Verstellbar

permobil

# Extrem kompaktes Faltmaß und schwenkbare Fußstützen für einfachen Transfer

Die Progeo Exelle Rollstühle sind leicht und verfügen über einen Faltrahmen und verschiedene Optionen, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden. Wendig, kompakt und einfach zu verstauen ist Exelle eine anpassungsfähige und vielseitige Lösung für aktive und weniger aktive Nutzerinnen und Nutzer.

Für aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die einen speziell entwickelten Rollstuhl mit integrierten Anpassungsmöglichkeiten für sich ändernde Fahrfähigkeiten oder Haltungsanforderungen wünschen.



## Progeo Exelle Vario

|                                 |                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sitzbreite</b>               | 33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm                                                                  |
| <b>Sitztiefe</b>                | 35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm                                                            |
| <b>Sitzhöhe</b>                 | Vorne von 41 cm bis 56 cm (verstellbar)<br>Hinten von 38 cm bis 51 cm (verstellbar)             |
| <b>Unterschenkellänge</b>       | Von 27 cm bis 51 cm (verstellbar)                                                               |
| <b>Rückenlehnenhöhe</b>         | Von 30 cm bis 54 cm (verstellbar)                                                               |
| <b>Rahmenwinkel vorne</b>       | Standardrahmen 95° - 110° - 120°<br>Rahmen mit höhenverstellbaren Beinstützen von 100° bis 180° |
| <b>Gesamtlänge</b>              | ca. 98 cm                                                                                       |
| <b>Gesamtbreite</b>             | Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)                                                            |
| <b>Faltmaß</b>                  | ca. 26 cm (mit 0° Radsturz)                                                                     |
| <b>Rückenlehnenwinkel</b>       | Standard 90°<br>Dynamic 2.0: Von 81° bis 99° (verstellbar)                                      |
| <b>Radsturz</b>                 | Standard 0° - 1,5° - 3°<br>Dynamic 2.0: 0° - 1,5° - 2° - 4°                                     |
| <b>Gewicht ohne Hinterräder</b> | ca. 8,1 kg                                                                                      |
| <b>Gewicht des Rollstuhls</b>   | ca. 10,7 kg                                                                                     |
| <b>Maximale Zuladung</b>        | 125 kg                                                                                          |

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*Weitere Farben erhältlich.

Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

SCHWARZ

LEUCHTEND  
LIMONE

LEUCHTEND  
VIOLETT

LEUCHTEND  
BLAU

HELL-  
SILBER