

**permobil**

KISSEN DER SMART SERIES  
mit SMART CHECK®

**ROHO** 



**AUSSERGEWÖHNLICH.  
GENAU WIE SIE.**

# SENSOR READY™-KISSEN MIT SMART CHECK®

Die Smart-Serie von ROHO®

Smart Check, eines der weltweit besten persönlichen Sicherheitsgeräte für elektronische Kissen, bietet eine vollkommen neue und innovative Kissentechologie. Smart Check ist ausschließlich mit ROHO Sensor Ready, HYBRID ELITE SR™, HIGH PROFILE® und MID PROFILE™ Kissen kompatibel. Zusammen bilden diese Produkte die Smart Series der ROHO-Kissen.

## VORTEILE



### Echtzeitüberwachung auf Knopfdruck.

Alle Kissen der ROHO Smart Series sind mit einem Schnellanschluss ausgerüstet, über den das Kissen mit Smart Check verbunden werden kann – das weltweit erste persönliche und elektronische Sicherheitsgerät für Kissen, mit dem der Befüllungskorridor einer Person eingestellt und überwacht werden kann.

### Sicherheit und Unabhängigkeit

Dank Smart Check muss nicht länger gerätselt werden, wie viel Luft in ein ROHO-Kissen gehört. Die Technik bietet die Sicherheit, das Befüllungs des Kissens jederzeit und überall überprüfen zu können.

### Anpassbarkeit

Die Sensor Ready-Kissen von ROHO lassen sich anpassen, wenn sich die Physiologie ihres Nutzers verändert. Die Möglichkeit, das Aufblaslevel zurücksetzen zu können, ermöglicht Ihnen die bestmögliche Ausnutzung des Kissens.

### Augenblickliches Feedback

Per Knopfdruck erhalten Sie ein Echtzeit-Feedback und können so prüfen, ob sich Ihr Kissen innerhalb des korrekten Befüllungskorridor befindet.

Experten können ROHO mit Smart Check uneingeschränkt empfehlen, denn sie wissen, dass ihre Patienten ihr ROHO-Kissen auf diese Weise unkompliziert überprüfen und pflegen können. Mit Smart Check können Patienten sich besser vor Haut- und Weichgewebedefekten schützen, erhalten sofortiges Feedback.

## MERKMALE VON SMART CHECK



- Kompatibel mit ROHO Sensor Ready, HIGH PROFILE, MID PROFILE und HYBRID ELITE SR
- „Push to check“-Monitor
- Speichert den Befüllungskorridor des Patienten
- Zwei Einstellungsmodi zur maximalen Ausnutzung der Vorteile des ROHO-Kissens: Einstellungsmodus Smart und Optional
- Kann zurückgesetzt werden – speichert neue Befüllungskorridore, wenn sich die Physiologie des Nutzers im Laufe der Zeit ändert
- Uneingeschränkte Überprüfung
- Automatische Abschaltung
- Abnehmbar für Aufbewahrung
- Leicht anschließbar und abnehmbar
- Batterien weltweit erhältlich
- Lange Batterielaufzeit (2 Jahre, wenn Knopf viermal / Tag gedrückt wird)
- Ergonomische Form
- Anzeige für schwachen Batterieladestand
- Bezahlbar, tragbar und haltbar
- Gut ablesbare Abdeckung
- Leicht zu reinigen und zu desinfizieren

## PRODUKTE

**ROHO HYBRID ELITE SR™ KISSEN**

Höhe ca.: 11 cm  
 Einsinktiefe ca.: 7 cm  
 Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 5 cm

**ROHO HIGH PROFILE SINGLE COMPARTMENT KISSEN  
MIT SENSOR READY-TECHNOLOGIE**

Höhe ca.: 10,5 cm  
 Einsinktiefe ca.: 9,5 cm  
 Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 7,5 cm

**ROHO MID PROFILE SINGLE COMPARTMENT KISSEN  
MIT SENSOR READY-TECHNOLOGIE**

Höhe ca.: 8,5 cm  
 Einsinktiefe ca.: 7 cm  
 Ausgleich von Beckenschiefstand bis zu ca. 5 cm

## WARUM ROHO?

**Schutz**

ROHO ist weltweit führend im Bereich der Sitzlösungen zum Schutz vor und zur Behandlung von Druckschädigungen bis in tiefere Gewebeschichten hinein und zum Schutz vor Haut- und Weichgewebedefekten.

**Nachweis**

ROHO hat sich bislang über 90 wissenschaftlichen und klinischen Studien unterzogen, in denen bestätigt und nachgewiesen wurde, dass ein ROHO DRY FLOATATION®-Kissen Druckschädigungen bis in tiefere Gewebeschichten hinein heilt, behandelt und vorbeugt.

**Verstellbarkeit**

ROHO DRY FLOATATION-Kissen können, anders als Schaumstoffprodukte, immer wieder an den Körper des Patienten angepasst werden – jetzt und auch nach Monaten und Jahren, denn Menschen verändern sich.

**Anpassbarkeit**

ROHO DRY FLOATATION-Kissen unterstützen die Verlagerungen und Bewegungen, die ihr Benutzer im Laufe eines Tages ausführt.

**Haltbarkeit**

Die hohe Qualität des von ROHO speziell entwickelten Neoprens und unserer nach ISO zertifizierten Herstellungsprozesse geben Ihnen die Sicherheit, dass Ihr Kissen auch nach vielen Jahren noch einwandfrei funktioniert.



## ROHO HYBRID ELITE SR KISSEN

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Ausgehend von klinischen, wissenschaftlichen und technischen Untersuchungen eignet sich dieses Produkt für Personen:**

- mit früheren Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten), Hauttransplantationen und/oder Haut/Muskel-Lappen-Operationen
- mit akuten Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten)
- bei denen ein Risiko für Haut-/Weichgewebedefekte besteht
- mit normalen oder eingeschränkten Empfindungen
- die erhöhte Stabilität brauchen
- deren Beine ausgerichtet werden müssen
- die beim Transfer eine besonders stabile Umgebung brauchen

\*Erhältlich ab November 2016

### TECHNISCHE DATEN

**LIEFERUMFANG:** HYBRID ELITE SR-Kissen, Bezug aus Zwei-Wege-Stretch, Schaumstoffeinlage, Handpumpe, Reparaturset, Bedienungsanleitung. Besonders strapazierfähiger Bezug optional erhältlich.

**AUFBAU:** Kissen: Mit ROHO DRY FLOATATION® Luftgefüllte, anpassbare Einlage mit Zellenaufbau (Kisseneinlage) aus Neopren (nicht aus Naturkautschuklatex) mit Messingventil und mit Schnellanschluss. Konturierte Schaumstoffunterlage aus flüssigkeitsdichtem, dichtzelligem Polyethylen-Schaumstoff. Schaumstoffeinlage aus besonders belastbarem Polyurethanschaum in einem wasserfesten Bezug.

**GRÖSSEN:** Passend für Stuhlbreiten von 36 bis 61 cm

**GEWICHT:** Variiert je nach Größe, etwa 1,4 kg

**MAXIMAL BELASTBAR BIS:** 225 kg

**GARANTIE AUF DAS KISSEN:** 24 Monate beschränkte Garantie

**GARANTIE AUF DEN BEZUG:** 6 Monate beschränkte Garantie

**GARANTIE AUF SMART CHECK:** 24 Monate beschränkte Garantie

## ROHO SINGLE COMPARTMENT SENSOR READY® KISSEN

### ANWENDUNGSBEREICHE

**Ausgehend von klinischen, wissenschaftlichen und/oder technischen Untersuchungen eignet sich dieses Produkt für Personen:**

- mit früheren Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten), Hauttransplantationen und/oder Haut/Muskel-Lappen-Operationen
- mit akuten Haut-/Weichgewebedefekten und/oder Druckstellen jeder Art und Schwere (auch in tieferen Gewebeschichten)
- bei denen ein Risiko für Haut-/Weichgewebedefekte besteht
- mit normalen oder eingeschränkten Empfindungen

### TECHNISCHE DATEN

**LIEFERUMFANG:** HIGH PROFILE (hohes) oder MID PROFILE (mittelhohes) Kissen, Bezug, Handpumpe, Reparaturset und Bedienungsanleitung.

**GRÖSSEN:** Passend für Stuhlbreite

HOHE Größen: 29 cm bis 68 cm

MITTELHOHE Größen: 33,5 cm bis 50,5 cm

**GEWICHT:** Variiert je nach Größe, etwa 1,5 kg

**GARANTIE AUF DAS KISSEN:** 24 Monate beschränkte Garantie

**GARANTIE AUF DEN BEZUG:** 6 Monate beschränkte Garantie

**MAXIMAL BELASTBAR BIS:** Unbegrenzt (das Kissen muss die geeignete Größe für den Patienten haben)

### SPEZIFIKATIONEN FÜR DAS SMART CHECK-GERÄT:

**LIEFERUMFANG:** Smart Check-Gerät, Aufbewahrungsbox und Bedienungsanleitung.

**GARANTIE:** 24 Monate beschränkte Garantie

## DER ROHO-UNTERSCHIED



### Fachkompetenz

ROHO stellt bereits seit mehr als 45 Jahren Kissen her. Aktuell sind über eine Million Kissen in mehr als 65 Ländern auf der ganzen Welt in Gebrauch.

### Führungsposition

Wir arbeiten aktiv mit Experten und Verbänden aus der Branche zusammen und lassen uns von dem erlesenen wissenschaftlichen Beirat von ROHO beraten, dem weltweit führende Forscher auf dem Gebiet der Druckschädigungen angehören.

### Leidenschaft

Wir bieten unerreichten Kundendienst und eine hervorragende Produktgarantie und -gewährleistung, damit unsere Kunden von besten Produkten und exzellentem Service profitieren.

©2016 ROHO, Inc. Nachfolgend sind die Warenzeichen und eingetragenen Marken von ROHO, Inc aufgeführt: SMART CHECK®, SENSOR READY™, HYBRID ELITE SR™, DRY FLOATATION®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™ und ROHO®.



Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Bestellung und Anpassung von ROHO-Produkten von einem zertifizierten Reha-Fachmann beraten zu lassen.

**permobil**

**ROHO**

Permobil GmbH | Brandenburgerstrasse 2-4 | DE-40880 Ratingen | Tel. +49 (0)2102 943400 | Fax +49 (0) 21027704962  
info@permobil.de | www.permobil.com