

Permobil

M3 Corpus[®]

mit Power-Plattform

HMV-Nr. 18.99.06.1158 (mit Sitzlift)

HMV-Nr. 18.50.04.0182 (ohne Sitzlift)



permobil

Mehr Freiheit

Der M3 Corpus® verfügt über eine kompakte Basis, hervorragende Manövrierfähigkeit auf engstem Raum und gleichzeitig bemerkenswerte Fahreigenschaften im Freien. Er bietet umfassende Funktionalität und Stabilität in verschiedenen Sitzpositionen.

Corpus® – folgt den Konturen des Körpers

Das ergonomische Design des Corpus®-Sitzsystems folgt den Körperkonturen. Verbesserter Komfort sowie verbesserte Beckenpositionierung, seitliche Stabilität und Einsinkfähigkeit sind die Hauptmerkmale des neuen Corpus-Kissens.

Das Corpus-Kissen verfügt über einen weichen Dual-Density-Schaumstoff an der Rückenlehne, eine neu gestaltete Beckenmulde und Stretch-Air™, einen atmungsaktiven, wasserabweisenden Kissenstoff, der bei 60°C waschmaschinenfest ist.

Active Reach

Neigt den Sitz um bis zu 20° nach vorn und hebt ihn für eine weitere funktionale Reichweite an, um Sie beim Ein- und Ausstieg und in Ihrem Alltag zu unterstützen.

Active Height


Erlaubt das Fahren mit bis zu 5 km/h bei vollständig ausgefahrenem Sitzlift und lässt sich nahtlos mit *Active Reach* kombinieren, um Ihnen den bestmöglichen Zugang zu Ihrer Umgebung zu ermöglichen.

Elektrisch verstellbare Rückenlehne

Sanfte und sichere elektrische Rückenlehnenverstellung mit nahtlos mitlaufendem Rücken (bei optionaler Wahl „Rückenlehne biomechanisch“), der zur Reduzierung der Scherkräfte für jeden Benutzer bis 150 kg sorgt.

Programmieren leicht gemacht

QuickConfig ist eine neue, innovative App, die für Servicetechniker, Therapeuten und Fachhändler entwickelt wurde. Sie bietet eine einfachere Möglichkeit zur Anpassung von Parametern und eine intuitive Benutzeroberfläche zur Einrichtung des M3 Corpus mit Ihren bevorzugten Fahr- und Sitzeigenschaften.



Mit Active Reach ist die Welt zum Greifen nah



Die elektrisch verstellbare Rückenlehne mit mitlaufendem Rücken (Option „Rückenlehne biomechanisch“) bewegt sich in die gewünschte Position.

HMV-Nr. 18.99.06.1158 (mit Sitzlift)
 HMV-Nr. 18.50.04.0182 (ohne Sitzlift)

M3 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	6 km/h (optional 10 km/h)
Reichweite (G34: 65 Ah / G24: 85 Ah-Batterien)	30 - 40 km*
Max. Benutzergewicht	150 kg
Hindernisbewältigung (mit Schwung)	50 mm (75 mm)
Min. Wenderadius	1.120 mm
Drehen im Flur	1.100 mm
Federung	Smooth
R-Net Electronics Power Platform	120 A
Breite einschl. Sitz	650 - 790 mm
Höhe	960 - 1170 mm
Mindesttransportlänge	855 mm
Min. Transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	825 mm
Gewicht inkl. Batterien (65 Ah)	176 kg
Gewicht der Batterien 65 Ah	2 x 17 kg
Sitzhöhe (mit elektrischer Sitzhöhenverstellung)	450 - 750 mm
Sitztiefe	370 - 570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420 - 570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360/410/460/510 mm
Rückenlehnenhöhe	470, 545 - 670 mm (in 25-mm-Schritten)
Abstand zwischen Armlehnen	380 - 480/480 - 580 mm
Crash-Test nach ISO 7176-19 – Dahl Dockingstation	Ja, max. 136 kg Benutzergewicht
Crash-Test nach ISO 7176-19 – 4-Punkt-Transportösen	Ja, max. 150 kg Benutzergewicht
Getestet nach EN12182/EN12184 CE	Ja

Ihre persönliche Note

SKY

VIOLETT

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATIN

FLAMINGO

Sitzhöhenverstellung
Active Height 0 - 300 mm

Sitzkantelung (nach vorne)
*Active Reach** 5 - 20°
 20° VS-Beinstützen
 erforderlich

Elektrische und manuelle
 Beinstütze 90 - 180°

Elektrisch verstellbare
 Rückenlehne 85 - 180°
 Manuell verstellbare
 Rückenlehne 90 - 135°

Sitzkantelung 0 - 50°

Armlehnenhöhe
 185 - 320 mm

Sitzhöhe (ohne Kissen)
 ab Boden 450 mm

Basisbreite
 615 mm

Max. Länge inkl. Sitz
 1.080 mm

*Die Reichweite kann je nach Gewicht des Benutzers, bei häufigem Gebrauch des Rollstuhls an Steigungen, unebenem Untergrund oder häufigem Überfahren von Bordsteinkanten variieren. Maße sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

Entdecken Sie den
ultimativen Vorteil, die
Umwelt zu erkunden.

Permobil

M3 Corpus®

Der sorgfältig konstruierte M3 Corpus bietet Zuverlässigkeit, Komfort und große Wendigkeit sowie den ultimativen Vorteil, die Umwelt zu erkunden.

Der M3 Corpus bietet einfach mehr Freiheit.

