

Guide des fauteuils roulants manuels



permobil

Guide des fauteuils roulants manuels

Le guide des fauteuils roulants manuels vous donne une vue d'ensemble de la gamme. Vous pourrez ainsi comparer les modèles et choisir plus aisément un fauteuil répondant aux besoins de son futur utilisateur.

Pour vous permettre de faire votre choix en toute confiance, vous y retrouverez les principales caractéristiques et options du produit, comme le type de châssis et la compatibilité avec l'assistance motorisée.

Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter notre site internet www.permobil.com/fr-fr

Fauteuils roulants manuels rigides



Panthera X Progeo Noir 2.0 Progeo Duke TiLite TR TiLite ZR TiLite ZRA

Matériau		Carbone					Titane
Poids de transport	kg	2.1	4	5.2	4.2	4.2	4.9
Caractéristiques	Poids plume	●●●●●	●●●●○	●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○
	Configurabilité	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●
	Capacité d'ajustement	●●●○	●●○○	●●●○	●●○○	●●○○	●●●○
	Personnalisation	●●○○	●●●○	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Poids max. de l'utilisateur	kg	100	125	125	120	120 / 136	120 / 136
Compatibilité avec l'assistance électrique	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mototronik		✓	✓	✓	✓	✓

Description	Panthera X	Progeo Noir 2.0	Progeo Duke	TiLite TR	TiLite ZR	TiLite ZRA
<p>Solide et léger comme une plume.</p> <ul style="list-style-type: none"> L'innovation au service d'une vie active L'un des fauteuils roulants les plus légers au monde Maniabilité extrême 	<p>Le nec plus ultra de la technologie des fauteuils roulants en carbone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Design stylé et fait sur mesure Options de personnalisation haut de gamme 	<p>Une expérience de conduite alliant durabilité et agilité.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alliance entre l'ergonomie et l'esthétique Personnalisation pour une performance accrue Réglages précis 	<p>Fusion parfaite entre design double tube remarquable et recherche de la performance.</p> <ul style="list-style-type: none"> Haut degré de personnalisation Conduite rigide Configuration sur mesure pour limiter les ajustements 	<p>Châssis minimaliste pour un style à en vous faire tourner la tête.</p> <ul style="list-style-type: none"> Excellente transportabilité La perfection sur mesure Châssis monotube épuré 	<p>Robustesse, style et configurabilité, juste pour vous.</p> <ul style="list-style-type: none"> Entièrement ajustable Robustesse du titane avec un monotube Facile à transporter 	



TiLite TRA Panthera U3 Panthera S3 Progeo Joker Energy Progeo Joker R2 Progeo Joker

Matériau		Chrome molybdène			Aluminium		
Poids de transport	kg	5	4.6	4.7	4.7	5.7	5.9
Caractéristiques	Poids plume	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○
	Configurabilité	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○	●●○○
	Capacité d'ajustement	●●●○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
	Personnalisation	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○
Poids max. de l'utilisateur	kg	120 / 158	100 / 150	100 / 150	125	125	125
Compatibilité avec l'assistance électrique	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mototronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Description	TiLite TRA	Panthera U3	Panthera S3	Progeo Joker Energy	Progeo Joker R2	Progeo Joker
<p>La performance et le confort, à vos mesures.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rigidité grâce au titane et au double tube Capacité d'ajustement maximale Conduite rigide 	<p>Un design bien pensé qui vous permet de vivre votre vie comme vous le souhaitez.</p> <ul style="list-style-type: none"> Un design pensé dans les moindres détails Léger et robuste Ajustable 	<p>Conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> Facile à manœuvrer Léger et robuste Contrôle garanti 	<p>Compact et fabriqué juste pour vous.</p> <ul style="list-style-type: none"> Design épuré et couleurs vives Châssis sur mesure pour un confort personnalisé Configuré en fonction de vos besoins 	<p>Stylé, léger et soutenant.</p> <ul style="list-style-type: none"> Dimensions compactes pour plus de commodité Options de repose-pieds pour vos besoins de transfert Positionnement confortable des jambes 	<p>Châssis entièrement personnalisé et ajustements aisés.</p> <ul style="list-style-type: none"> Configuré en fonction de vos besoins Ajustements rapides et faciles Options de dossier pour un confort accru 	

Fauteuils roulants manuels pliables



Progeo Ego Custom

Progeo Exelle

Progeo Tekna Advance

Progeo Ego
Également disponible en carbone

Progeo Exelle Vario
Également disponible en carbone

Progeo Tekna Advance Swing

Matériau		Aluminium					
Poids de transport	kg	7.2	7.4	7.6	7.7	9.6	9.8
Caractéristiques	Poids plume	●●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○	●●○○
	Configurabilité	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
	Capacité d'ajustement	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
	Personnalisation	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Poids max. de l'utilisateur		125	125	125	125	125	125
Compatibilité avec l'assistance électrique	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mototronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Description		La sensation d'une conduite rigide avec les avantages d'un châssis pliant. <ul style="list-style-type: none"> Mécanisme de pliage unique Fabrication sur mesure Compact et peu encombrant 	Un fauteuil roulant pliable compact et fiable. <ul style="list-style-type: none"> Compact pour le rangement Personnalisation selon vos besoins Facile à manœuvrer 	Châssis compact aux lignes sportives, conçu pour faciliter la propulsion. <ul style="list-style-type: none"> Simple à manœuvrer Options de couleur personnalisées Ajustements faciles 	Compact et commode grâce à la maniabilité de son châssis rigide. <ul style="list-style-type: none"> Mécanisme de pliage unique Configuré pour vous Compact et peu encombrant 	Fermeture compacte avec repose-pieds rabattables. <ul style="list-style-type: none"> Encore plus polyvalent avec ses repose-pieds escamotables. Sensation de rigidité Transfert facile 	Design extrêmement compact et sportif. <ul style="list-style-type: none"> Repose-pieds escamotables intégrés Bonne maniabilité Propulsion facile

Fauteuil roulant manuel avec bascule d'assise



Progeo Tekna Tilt 2.0

Matériau		Aluminium	
Poids de transport	kg	16.5	
Caractéristiques	Poids plume	●●●○	
	Configurabilité	●●●○	
	Capacité d'ajustement	●●●●	
Personnalisation		●●●○	
Max. Poids de l'utilisateur		125	
Compatibilité de l'assistance électrique	SmartDrive		
	Mototronik		
Description		Fauteuil roulant manuel de positionnement, compact et léger. <ul style="list-style-type: none"> Pliable pour faciliter le transport et le rangement Options de couleur personnalisées Adaptable à la mobilité active ou passive 	


Choix des couleurs

Ajoutez votre touche personnelle et obtenez un fauteuil correspondant à votre style.

Chacune de nos gammes de fauteuils roulants manuels est disponible en différentes couleurs de châssis.

Vous trouverez ci-dessous un échantillon des couleurs disponibles. Pour découvrir la sélection complète, rendez-vous sur notre site Web.

Progeo



Panthera



TiLite



*Les couleurs réelles des produits peuvent varier

Fauteuils roulants manuels pédiatriques



Panthera Micro 3



Panthera S3 Short Abd



Panthera Bambino 3



Progeo Tekna Tilt Jr



Progeo Exelle Junior

Matériau		Chrome molybdène			Aluminium	
Poids de transport	kg	2.3	4.4	5.8	15	7.6
Caractéristiques	Poids plume	●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●○	●●○○
	Configurabilité	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○
	Capacité d'ajustement	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●●●●
	Personnalisation	●●○○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●
Poids max. de l'utilisateur		30	100	60	125	75
Description		<p>Renforce la capacité d'exploration.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les enfants âgés de 1-5 ans • Robuste et léger • Châssis rigide et facile à manipuler 	<p>Conçu pour s'adapter à vous et à votre style de vie actif.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Facile à manœuvrer • Léger et robuste • Contrôle garanti 	<p>Roulage facile au quotidien pour les enfants.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pour les enfants âgés de 4-12 ans • Rigide et facile à manœuvrer • Accessoires pour un confort accru 	<p>Fauteuil roulant Fauteuil roulant manuel de positionnement confortable et compact.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pliable pour faciliter le transport et le rangement • Options de couleur personnalisées • Adaptable à la mobilité active ou passive 	<p>Un fauteuil roulant pliable compact et fiable.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compact pour le rangement • Personnalisation selon vos besoins • Facile à manœuvrer

Explication des caractéristiques

Chaque fauteuil a été soigneusement évalué selon des critères clés pour faciliter la différenciation et la sélection:

- **Poids plume** : Fait référence au poids de transport de chaque modèle, par rapport au type de châssis et aux options ultra légères pour faciliter le transport.
- **Configuration flexible** : Détaille le degré de configuration disponible lors de la commande initiale, qu'il s'agisse de la hauteur et de l'angle de l'assise, du centre de gravité ou des options sur mesure.
- **Capacité d'ajustement** : Indique le degré d'ajustement au fil du temps pour répondre à l'évolution des besoins de l'utilisateur. Y compris, mais sans s'y limiter, la hauteur arrière, la hauteur avant, l'inclinaison de l'assise, la hauteur et l'angle du dossier.
- **Personnalisation** : Mesure le degré de personnalisation d'un modèle pour s'adapter aux préférences individuelles en termes de choix de couleur, d'options de poignée de poussée, de disponibilité des accessoires, de type et de taille de roue.

Dispositifs d'assistance électrique

Boostez votre mode de vie actif avec un dispositif d'assistance électrique.

Il vous suffit de connecter le dispositif de votre choix pour un apport d'énergie, quand vous en avez besoin.



La Mototronik est un dispositif d'assistance électrique monté à l'avant, élégant et intuitif, qui vous permet de parcourir de longues distances sur différents terrains, tout en économisant de l'énergie. Connectez-vous juste puis roulez.



SmartDrive vous offre la liberté d'aller plus loin. Un dispositif d'assistance électrique léger monté à l'arrière qui se déplace facilement avec votre fauteuil, même lorsqu'il n'est pas utilisé. Il suffit de vous connecter pour rouler.



Pour plus d'informations:

T. 01 73 09 12 34

customer_support_fr@permobil.com

permobil.fr

permobil