

Permobil

F3 Corpus[®]



permobil

Compattezza in città

Le dimensioni compatte e l'agilità di F3 Corpus consentono agli utenti di muoversi agevolmente negli spazi ristretti. La sospensione *Smooth* assicura sempre una guida comoda nelle aree urbane.

Corpus - segue i contorni del corpo

Il sistema di seduta Corpus presenta un design ergonomico che segue i contorni del corpo. I principali obiettivi del sistema Corpus sono il miglioramento del comfort, del posizionamento del bacino, della stabilità laterale e dell'immersione.

Il sistema Corpus è realizzato in schiuma a doppia densità più morbida sullo schienale, è dotato di un vano per il bacino completamente riprogettato ed è rivestito con Stretch-Air™, un tessuto traspirante e idrorepellente lavabile in lavatrice a 60 °C.

Active Reach

Consente di inclinare il sedile in avanti fino a 30° e di sollevarlo per facilitare ulteriormente l'accesso agli oggetti, i trasferimenti e le attività quotidiane.

Active Height

Consente di guidare fino a 5 km/h in posizione completamente sollevata e si combina perfettamente con *Active Reach* per offrire il massimo comfort nell'accesso all'ambiente.

Reclinazione elettrica

Reclinazione elettrica fluida e sicura grazie alla biocompensazione graduale per qualsiasi utente fino a 150 kg.

Maggiore guidabilità

La nuova batteria Permobil e il nuovo caricabatterie Permobil VoltPro lavorano insieme per offrire distanze di percorrenza più lunghe, tempi di ricarica ottimizzati e una maggiore autonomia della batteria.

Guida più sicura al buio

Luci LED anteriori e posteriori opzionali per una maggiore luminosità e visibilità.



**Active Reach consente di basculare
il sedile in avanti fino a 30°**



**Funzione di reclinazione elettrica fluida
con biocompensazione graduale.**

Specifiche della F3 Corpus®

Velocità massima	6/8/10 km/h
Autonomia (batteria 60/73 Ah)	30–40 km*
Peso massimo dell'utente	150 kg
Superamento ostacoli	60/75 mm
Diametro min. di sterzata	1.350 mm
Passaggio in curva	1.040 mm
Sospensione	Indipendente su tutte le ruote
R-Net elettronica	120 A
Larghezza incl. sedile	610–790 mm
Altezza	970–1170 mm
Lunghezza trasporto minima escl./incl. anti-ribaltamento	790/890 mm
Altezza trasporto minima (schienale piegato)	825 mm
Peso incl. batterie 60/73 Ah	172/184 kg
Peso delle batterie 60/73 Ah	2x17/2x23 kg
Altezza del sedile (con sollevatore del sedile elettrico)	450–750 mm
Profondità sedile	370–570 mm (25 mm)
Larghezza del sedile	420–570 mm (50 mm)
Larghezza dello schienale	360/410/460/510 mm
Altezza dello schienale	470, 545–670 mm (ogni 25 mm)
Distanza tra i braccioli	380–480/480–580 mm
Crash test ISO 7176-19 - sistema docking	Sì – peso massimo utente 136 kg
Crash test ISO 7176-19 - cinghie / blocco	Sì - peso massimo utente 150 kg
Test secondo EN12182/EN12184 CE	Sì



Sollevamento sedile
Active Height 0–300 mm



Basculamento anteriore
*Active Reach** 5–30°
Basculamenti di 20°
e 30° richiedono un
poggiagambe VS



Poggiagambe elettrico
e manuale 90–180°



Schienale elettrico 85–180°
Schienale manuale 120°



Basculamento
posteriore 0–50°



Personalizza la tua carrozzina



*Condizioni di guida e scelta del tipo di batteria.
Le misure sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso.

**Una buona stabilità e
una sospensione Smooth
possono fare la differenza**

tra l'essere in grado di
passare un'ora o un'intera
giornata seduti sulla
carrozzina elettrica.

Permobil

F3 Corpus®

Per quanto riguarda le dimensioni, F3 Corpus è la sorella più piccola della nostra famiglia di carrozzine elettriche a trazione anteriore. Le sue dimensioni e la sua manovrabilità consentono di entrare e uscire rapidamente da spazi ristretti come strade cittadine trafficate e centri commerciali affollati o persino appartamenti di dimensioni ridotte.

F3 Corpus offre una guida eccezionalmente confortevole che consente di conservare le energie per ciò che la vita riserva.

permobil

Rehateam S.r.l.
Vicolo Negrelli, 5, 31038 - Castagnole di Paese (TV) - Italy
Tel. +39 0422 484657; +39 0422 480387
customer_support_it@permobil.com
permobil.it



F3CORPUSDATASHEETIT211018