

SmartDrive

Avec SwitchControl

A woman with her hair in a ponytail, wearing a yellow long-sleeved shirt, a grey puffer vest, blue jeans, and sunglasses, is sitting in a wheelchair on a pier. She is looking out over a body of water towards a city skyline in the distance. The wheelchair has a large front wheel with a 'Ti' logo on the hub and a smaller rear wheel. The pier has a green metal railing with a mesh fence. The background shows a city skyline across the water under a clear sky.

permobil



SwitchControl

Par une simple pression, la SmartDrive peut être activée afin de produire une vitesse constante sur de longues distances.

Spécifications de SmartDrive

Dimensions	Longueur :	389 mm
	Largeur :	141 mm
	Hauteur :	242 mm
Poids du produit	5,7 kg	
Poids de l'utilisateur	14 à 150 kg	
Autonomie*	Jusqu'à 10 km sur surface plane sans résistance	
Puissance du moteur	Brushless DC 250 W	
Vitesse maximale	9 km/h	
Température de fonctionnement	-25°C à 50°C	
Types de fauteuils compatibles	Rigide, pliant, assise inclinable, A commande d'un bras et autres	
Diamètre de la roue motrice	501, 540, 559, 590 mm	
Garantie	2 ans	

Bluetooth® LE	FCC	QOQBT113
	ID	5123A-BGTBLE113
	IC ID	

**Les mesures de performance varient en fonction des caractéristiques de l'utilisateur et du fauteuil, des conditions de conduite et de la batterie.*

Le SmartDrive a été testé et est conforme à toutes les exigences applicables des normes ANSI / RESNA pour fauteuils roulants - Volume 1 et Volume 2 et EN 12184.

REMARQUE : Les spécifications d'un fauteuil roulant fournies par son fabricant peuvent être légèrement affectées par l'ajout du SmartDrive.

Veillez consulter votre manuel du propriétaire pour plus de détails sur l'utilisation et l'entretien.