


Permobil

# Progeo Duke



Carbon



Starr



Geringes  
Gewicht



Verstellbar

permobil

# Langlebiges und agiles Fahrerlebnis

Der Progeo Duke ist ein ultraleichter Starrahmenrollstuhl aus Carbon, der das Design und die Leistung eines nach Maß gefertigten Rollstuhls mit Anpassungsmöglichkeiten bietet.

Für erfahrene, aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die den klaren Minimalismus eines Carbonrahmens mit der Möglichkeit für kleinere Anpassungen kombinieren möchten, falls Ihr Fahrerlebnis oder Ihre Sitzunterstützung im Laufe der Zeit geringfügige Änderungen erfordern.



## Progeo Duke

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Sitzhöhe	Vorne von 44,5 cm bis 53 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 46 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 21 cm bis 49 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	90°
Gesamtlänge	ca. 82 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 74° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 5,2 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 7,8 kg
Maximale Zuladung	125 kg

MATT-SCHWARZ

LEUCHTEND LIMONE

LEUCHTEND VIOLETT

LEUCHTEND BLAU

LEUCHTEND ROT

Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

permobil

permobil.de



GR3354-1DE230303