

Passings- / Orderformulier

Prijzen geldig vanaf: 1-5-2022

PL29



M5 Corpus

VLAANDEREN 2022

Standaard uitvoering:

Max snelheid 12 km/u
Max gebruikersgewicht 150kg
R-net stuurkast met 3.5" kleurendisplay
Corpus zitsysteem met ergonomisch zit- en rugkussen
Opklapbare, in hoogte en diepte instelbare armleggers
Parallel wegdraaibare joystickhouder
Instelbare vering
85Ah Permobil accu's met Permobil ProVolt lader
Verlichting
Standaard veiligheidsgordel
Standaard geen Connect-Me unit voorzien !


Dealer informatie

Klant (naam / nummer)	/
Contactpersoon	
Adres	
Postcode / Plaats	/
Telefoon / Fax	/

Gebruiker informatie

Naam	/
Adres	
Postcode / Plaats	/
Telefoon	
E-mail	

Diagnose	
----------	--



Anatomische maten

Gewicht:	kg	3:	cm	7:	cm
Lengte:	cm	4:	cm	8:	cm
1:	cm	5:	cm	9:	cm
2:	cm	6:	cm	10:	cm

Passingsdatum

Passingsdatum (dd-mm-yyyy)	
----------------------------	--

Artikel nummer	Positie Links Rechts	Prijs (€) excl BTW incl BTW	VSB prestatiecode	Extra Info	☒ Verplichte keuze ☐ / ☐ Optie ☐ / ☐ Verplichte optie
----------------	----------------------	-----------------------------	-------------------	------------	---

Chassis

M5 CORPUS	109053-99-0	☒	13398,61	14202,53	220116 + suppl
-----------	-------------	-------------------------------------	----------	----------	----------------

Taal gebruiksaanwijzingen

TAAL	NL: Dutch	
------	-----------	--

Connect-Me UNIT → SIGNED CONSENT FORM NEEDED !!!

Zie bijgevoegd document

CONNECTME 4G EU, GEACTIVEERD	109465-99-0	☐	0,00	0,00	
GEEN CONNECT-ME UNIT		☒	0,00	0,00	

ESP

ESP UNIT	107998-99-0	☐	1106,39	1172,77	
----------	-------------	--------------------------	---------	---------	--

Connect-Me is essentieel voor Fleet en het gebruik van de MyPermobil-app !!!

Wanneer u de connect-me module in de rolwagen geïnstalleerd wenst, gelieve de optie aan te kruisen en het consent formulier op onderstaande pagina door de eindgebruiker te laten ondertekenen.



MyPermobil-app

CONSENT FORMULIER

☐ Ik geef toestemming voor de installatie van de ConnectMe-hardware op het moment van fabricage. Ik begrijp dat dit betekent dat de ConnectMe-hardware wordt geïnstalleerd en klaar is om te worden geactiveerd op het moment van ontvangst van de rolstoel en, zodra deze is geactiveerd, de mogelijkheid omvat om te monitoren hoe mijn rolstoel functioneert terwijl hij actief is, inclusief het gebruik van locatiegegevens. Ik kan mijn toestemming te allen tijde intrekken door rechtstreeks contact op te nemen met mijn leverancier of Permobil.

☐ Ik geef Permobil toestemming om contact met mij op te nemen in verband met de activering van mijn rolstoel om ondersteuning te bieden bij het activeringsproces.

Naam:

E-mail:

Telefoon (optioneel):

Handtekening:

Permobil benadrukt dat uw contactgegevens enkel zullen worden gebruikt om met u contact te zoeken ter activatie van uw rolwagen en de eventuele ondersteuning hiervan. Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden en zal niet toegevoegd worden aan een mailingslijst.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact opnemen met onze privacyfunctionaris via een e-mail aan privacy@permobil.com of onze privacyverklaring raadplegen op <https://privacy.permobil.com>.

Accent Kleur						
Chassis / Wiel (kostenvrij)						
BEKAPPING ACCENT KLEUR AQUA	109117-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR SKY	109118-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR VIOLET	109119-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR FLAMINGO	109120-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR CHILI	109121-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR CANARY	109122-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR SPRING	109123-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR ARCTIC	109124-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR SUNSET	109125-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR MIDNIGHT BLACK	109177-99-0	☐	☐	0,00	0,00	
BEKAPPING ACCENT KLEUR GOLD	109126-99-0	☐	☐	132,12	140,05	
BEKAPPING ACCENT KLEUR BRONZE	109127-99-0	☐	☐	132,12	140,05	
BEKAPPING ACCENT KLEUR PLATINUM	109128-99-0	☐	☐	132,12	140,05	
Aandrijfwielen						
WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN ZWART	108411-99-0	☒		0,00	0,00	
WIELEN 3.00x8" MASSIEVE BANDEN ZWART	108414-99-0	☐		136,06	144,22	
WIELEN 3.00x8" LUCHT BANDEN/GROF PROFIEL ZWART	108412-99-0	☐		136,06	144,22	
Zwenkwielen						
WIELEN 210X65 LUCHT BANDEN ZWART	109058-99-0	☒		0,00	0,00	
WIELEN 210X65 MASSIEVE BANDEN ZWART	109057-99-0	☐		136,26	144,44	
Accu's						
ACCU'S 85 Ah (2 stuks) PERMOBIL	108999-99-0	☒		0,00	0,00	
Acculader						
LADER VOLTPRO 24/10 PERMO BIL GEL-AGM IP44 EU	109166-99-0	☒		0,00	0,00	
Verlichtingsset						
VERLICHTING SET M-SERIES	109168-99-0	☒		0,00	0,00	
Accessoires chassis						
BAGAGEMAND MET ACHTERLICHTEN	109169-99-0	☐		591,30	626,78	
BAGAGEMAND MET REFLECTOREN	109170-99-0	☐		391,75	415,26	
VOORBEREID VOOR DAHL CARLOCK	108254-99-0	☐		335,02	355,12	
MONTAGE DAHL LOCKING PLATE	109019-99-0	☐		533,93	565,97	
AFSTANDBEDIENDE RIJVERGRENDLING	108526-99-0	☐		581,16	616,03	223675 + suppl
BESCHERMHOES ROLSTOEL / ALLE MODELLEN (NYLON)	101888-99-0	☐		245,15	259,86	
Zitting montage						
VASTE ZITHOOGTE	107097-99-0	☒		0,00	0,00	
ELEKTRISCHE ZITLIFT	107098-99-0	☐		2769,05	2935,19	221074
VASTE ZITHOEK	107096-99-0	☒		0,00	0,00	
ELEKTR. KANTELVERSTELLING 50°	107095-99-0	☐		3179,32	3370,08	221037 + suppl
GEEN AKTIEVE ZITHOEK, VASTE MONTAGE	107093-99-0	☒		0,00	0,00	
KANTEL 5° AKTIEF	107099-99-0	☐		0,00	0,00	
KANTEL 10° AKTIEF	107090-99-0	☐		0,00	0,00	
KANTEL 20° AKTIEF (VERPL. BEENSTEUN(X)+KNIESTEUN)	107091-99-0	☐		0,00	0,00	



107289-99-0



107854-99-0
107855-99-0



109170-99-0
109169-99-0




108526-99-0

101888-99-0
101897-99-0



109019-99-0



108254-99-0



107098-99-0
+
107095-99-0
107751-99-0
101959-99-0



107095-99-0
107751-99-0
109159-99-0



$\alpha > 10^\circ$: 107090-99-0
 $\alpha > 20^\circ$: 107091-99-0



107099-99-0

Zitting																
ZITTING CORPUS			107022-99-0			☒		0,00		0,00						
Zitting afmetingen																
			Diepte													
Maat (mm)			370	395	420	445	470	495	520	545	570					
Breedte	420		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	470		☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	520		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
	570		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐					
Zitkussen																
ZITKUSSEN SKAI					10XXXX-99-0			☒		220,27		233,49		220919		
ZITKUSSEN STRETCH AIR					10XXXX-99-0			☐		220,27		233,49		220919		
ZONDER ZITKUSSEN					105118-99-0			☐		0,00		0,00				
ERGO STEUNEN ZITTING					105219-99-0			☒		0,00		0,00				
Rugverstelling																
ELEKTR. RUGVERSTELLING 150° (LA28)					107825-99-0			☐		1626,73		1724,33		221059 + suppl		
ELEKTR. RUGVERSTELLING 180° (LA28)					107755-99-0			☐		1904,74		2019,02		221059 + suppl		
MECHAN. RUGVERSTELLING (BEUGEL LA28)					107827-99-0			☒		0,00		0,00				
RUGLEUNING VAST					105066-99-0			☒		0,00		0,00				
RUGLEUNING BIOMECH.					105067-99-0			☐		418,39		443,49		223255 + suppl		
Rugleuning type																
KORT					107262-99-0			☐		143,58		152,19		220934 (1/2)		
STANDAARD					107264-99-0			☒		143,58		152,19		220934 (1/2)		
RUGFRAME ADAPTER DIRECT					107261-99-0			☐		554,91		588,20				
RUGFRAME ADAPTER BUIZEN					107265-99-0			☐		594,05		629,69				
ZONDER RUGSCHAAL					107272-99-0			☐		0,00		0,00				
Rugleuning afmetingen																
			Kort		Standaard hoogtes											
Maat (mm)			470	545	570	595	620	645	670							
Breedte	360		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	410		☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐							
	460		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐							
	510		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐						
Rugkussen																
RUGKUSSEN SKAI					10XXXX-99-0			☒		89,28		94,64		220934 (2/2)		
RUGKUSSEN STRETCH AIR					10XXXX-99-0			☐		89,28		94,64		220934 (2/2)		
ZONDER RUGKUSSEN					105117-99-0			☐		0,00		0,00				
ERGO STEUNEN RUGLEUNING SMALL (5CM DIEP)					105569-99-0			☒		0,00		0,00				
ERGO STEUNEN RUGLEUNING LARGE (7CM DIEP)					105570-99-0			☐		0,00		0,00				
Agility Max Contour																
		(H)	Hoogte			(MH)	Montage hoogte									
	(W)	Maat ("/mm)	16"	18"	20"			16"	18"	20"						
Breedte	14"/355mm		☐	☐	☐		470mm	☐								
	15"/380mm		☐	☐	☐		495mm	☐								
	16"/405mm		☐	☐	☐		520mm	☐	☐							
	17"/430mm		☐	☐	☐		545mm	☐	☐	☐						
	18"/455mm		☐	☐	☐		570mm	☐	☐	☐						
	19"/485mm		☐	☐	☐		595mm	☐	☐	☐						
	20"/510mm		☐	☐	☐		620mm		☐	☐						
							645mm			☐						































Hoogte Agility lateraal steunen												
AGILITY ZIJSTEUNEN LAAG (STANDARD)	108538-99-0	☒		0,00	0,00							
AGILITY ZIJSTEUNEN HOOG	108537-99-0	☐		0,00	0,00							
Montage armsteunen												
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : SMAL (38-48CM)	107251-99-0	☒		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN : BREED (48-58CM)	107252-99-0	☐		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 380MM	105083-99-0	☐		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 430MM	105084-99-0	☒		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 480MM	105085-99-0	☐		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 530MM	105086-99-0	☐		0,00	0,00							
BREEDTE TUSSEN ARMSTEUNEN INGESTELD OP 580MM	105082-99-0	☐		0,00	0,00							
ARMLEUNINGHOOGTE POS 1: 230MM (VANAF ZITPLAAT)	106631-99-0	☐		0,00	0,00							
ARMLEUNINGHOOGTE POS 2: 255MM (VANAF ZITPLAAT)	106632-99-0	☐		0,00	0,00							
ARMLEUNINGHOOGTE POS 3: 280MM (VANAF ZITPLAAT)	106633-99-0	☒		0,00	0,00							
ARMLEUNINGHOOGTE POS 4: 305MM (VANAF ZITPLAAT)	106634-99-0	☐		0,00	0,00							
ARMLEUNINGHOOGTE POS 5: 330MM (VANAF ZITPLAAT)	106635-99-0	☐		0,00	0,00							
ARMSTEUNHOUDERS VAST	105070-99-0	☒		0,00	0,00							
ARMSTEUN HOUDERS DRAAIBAAR	105072-99-0	☐		213,52	226,33							
Armsteunen												
	Links					Rechts						
	260	335	410	460		260	335	410	460			
ZONDER ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	-54,65	-57,93	
TEXTIEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	0,00	0,00	
SKAI ARMSTEUN	☐	☒	☐	☐		☐	☒	☐	☐	0,00	0,00	
GEL ARMSTEUN	☐	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐	128,94	136,68	
GEVORMDE ARMSTEUN LINKS	108860-99-0	☐				☐				291,77	309,28	
GEVORMDE ARMSTEUN RECHTS	108861-99-0								☐	291,77	309,28	
GEVORMDE HANDSTEUN MEDIUM LINKS	108862-99-0	☐				☐				88,08	93,36	
GEVORMDE HANDSTEUN MEDIUM RECHTS	108863-99-0								☐	88,08	93,36	
GEVORMDE HANDSTEUN GROOT LINKS	108864-99-0	☐				☐				88,08	93,36	
GEVORMDE HANDSTEUN GROOT RECHTS	108865-99-0								☐	88,08	93,36	
Beenverstelling												
ELEKTR. BEENVERSTELLING M5 CORPUS (LA28)	107926-99-0	☐				☐				1899,59	2013,57	224117 + suppl
ELEKTR. BEENVERSTELLING M5 CORPUS MET VS-BEENST.	107925-99-0	☐				☐				1899,59	2013,57	224117 + suppl
MECHAN. BEENVERSTELLING BEENSTEUN (BEUGEL LA28)	107763-99-0	☒				☒				0,00	0,00	
Beensteun												
BEEENSTEUN MET 205MM LENGTE COMPENSATIE	107012-99-0	☒				☒				0,00	0,00	
BEEENSTEUN MET 185MM LENGTE COMPENSATIE	107184-99-0	☐				☐				0,00	0,00	
BEEENSTEUN MET EL. LENGTE COMPENSATIE 20CM (X)	107185-99-0	☐				☐				2100,63	2226,67	
BEEENSTEUN M EL OBL 32-41 (+10)CM	107219-99-0	☐				☐				2067,95	2192,03	
BEEENSTEUN M EL OBL 35-44 (+10)CM	107220-99-0	☐				☐				2067,95	2192,03	
ZONDER BEEENSTEUN	105760-99-0	☐				☐				0,00	0,00	






Voetplaten									
GESCH. VOETPLATEN 16CM, OBL 29-50CM AL.	105436-99-0		0,00	0,00		 105436-99-0 2x160mm 105437-99-0 2x200mm			
GESCH. VOETPLATEN 20CM, OBL 29-50CM	105437-99-0		0,00	0,00			 105438-99-0 2x160mm 105439-99-0 2x200mm		
VOETPLAAT 1-DELIG OBL 29-50CM	106760-99-0		0,00	0,00				 106760-99-0 1x320/210	
GESCH. VOETPLATEN 16CM, OBL 14-30CM AL.	105438-99-0		0,00	0,00					
GESCH. VOETPLATEN 20CM, OBL 14-30CM	105439-99-0		0,00	0,00					
GESCH. VOETPLATEN 16CM, OBL 25-50CM (EL OBL)	106967-99-0		0,00	0,00		 106967-99-0 2x160mm 106971-99-0 2x200mm			
VOETPLAAT 1-DELIG 42CM OBL 25-50CM (EL OBL)	106969-99-0		0,00	0,00			 106966-99-0 2x160mm 106970-99-0 2x200mm		
GESCH. VOETPLATEN 20CM, OBL 25-50CM (EL OBL)	106971-99-0		0,00	0,00					
GESCH. VOETPLATEN 16CM, OBL <25CM (EL OBL)	106966-99-0		0,00	0,00				 106969-99-0 1x420mm	
GESCH. VOETPLATEN 20CM, OBL <25CM (EL OBL)	106970-99-0		0,00	0,00					 106968-99-0 1x420mm
VOETPLAAT 1-DELIG 42CM OBL <25CM (EL OBL)	106968-99-0		0,00	0,00					
Accessoires zitting									
Hoofdsteun									
HOOFDSTEUN INSTELBAAR STOF (ZWART)	106336-99-0		245,14	259,85	221133 + suppl	 106331-99-0 106336-99-0			
HOOFDSTEUN INSTELBAAR STOF (ZWART) /LAGE RUG	106337-99-0		245,14	259,85	221133 + suppl		 106332-99-0 106333-99-0		
HOOFDSTEUN INSTELBAAR SKAI	106331-99-0		245,14	259,85	221133 + suppl			 106337-99-0 106338-99-0	
HOOFDSTEUN INSTELBAAR SKAI /LAGE RUG	106338-99-0		245,14	259,85	221133 + suppl				 106334-99-0 106335-99-0
HOOFDSTEUN ERGONOMISCH STOF (ZWART)	106333-99-0		408,16	432,65	221133 + suppl				
HOOFDSTEUN ERGONOMISCH STOF(ZWART)LAGE RUG	106335-99-0		408,16	432,65	221133 + suppl				
HOOFDSTEUN ERGONOMISCH	106332-99-0		408,16	432,65	221133 + suppl	 340x130mm			
HOOFDSTEUN ERGONOMISCH LAGE RUG	106334-99-0		408,16	432,65	221133 + suppl		 250x125mm		
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 LANGE HOUDER, STD RUG	107716-99-0		613,15	649,94	221133 + suppl			 180x110mm	
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 LANGE HOUDER, LAGE RUG	107715-99-0		613,15	649,94	221133 + suppl				
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 STD HOUDER, STD RUG	107718-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl		 107712-99-0 107711-99-0 107708-99-0 107719-99-0 107716-99-0 107715-99-0 108580-99-0 108582-99-0 108584-99-0		
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 STD HOUDER, LAGE RUG	107717-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl			 107710-99-0 107709-99-0 107718-99-0 107717-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 LANGE HOUDER, STD RUG	107708-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl				 107713-99-0 107714-99-0 108579-99-0 108581-99-0 108583-99-0
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 LANGE HOUDER, LAGE RUG	107719-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl			 107711-99-0 107716-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 STD HOUDER, STD RUG	107710-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl				 107715-99-0 107717-99-0
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 STD HOUDER, LAGE RUG	107709-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl			 108579-99-0 108580-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 LANGE HOUDER, STD RUG	107712-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl				 108582-99-0 108584-99-0
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 LANGE HOUDER, LAGE RUG	107711-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl			 108581-99-0 108583-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 STD HOUDER, STD RUG	107714-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl				 108580-99-0 108582-99-0
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 STD HOUDER, LAGE RUG	107713-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl			 108579-99-0 108581-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 STD HOUDER, AGILITY	108579-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl	 108583-99-0 108584-99-0			
HOOFDSTEUN ORIG. 180x110 LANGE HOUDER, AGILITY	108580-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl			 108582-99-0 108584-99-0	
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 STD HOUDER, AGILITY	108581-99-0		499,60	529,58	221133 + suppl	 108580-99-0 108582-99-0			
HOOFDSTEUN ORIG. 250x125 LANGE HOUDER, AGILITY	108582-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl		 108581-99-0 108583-99-0		
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 STD HOUDER, AGILITY	108583-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl	 108584-99-0 108586-99-0			
HOOFDSTEUN ORIG. 340x130 LANGE HOUDER, AGILITY	108584-99-0		613,15	649,94	221133 + suppl		 340x130mm Large		
BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8 STD RUG	108719-99-0		613,15	649,94	221133 + suppl	 250x125mm Medium			
BODILINK HOOFDSTEUN L MAX 8 LAGE RUG	108720-99-0		613,15	649,94	221133 + suppl		 180x110mm Small		
BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8 STD RUG	108717-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl	 180x110mm Small			
BODILINK HOOFDSTEUN M MAX 8 LAGE RUG	108718-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl		 180x110mm Small		
BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8 STD RUG	109003-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl	 180x110mm Small			
BODILINK HOOFDSTEUN S MAX 8 LAGE RUG	109004-99-0		556,38	589,76	221133 + suppl				



Hoofd zijsteun.schakelaar Links					
WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD LINKS/HOOG	107860-99-0		413,19	437,98	
WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG LINKS/HOOG	107861-99-0		413,19	437,98	
WEGZW ARM AAN HOOFDSTEUN VOOR EGG SW. LINKS/HOO	107858-99-0		502,52	532,67	
WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT LINKS/HOOG	107859-99-0		552,77	585,94	
Hoofd zijsteun.schakelaar Rechts					
WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST STD RECHTS/HOOG	107941-99-0		413,19	437,98	
WEGZW ARM MET LATERALE HOOFDST LANG RECHTS/HOO	107944-99-0		413,19	437,98	
WEGZW ARM AAN HOOFDSTEUN VOOR EGG SW. RECHTS/HK	107931-99-0		502,52	532,67	
WEGZW ARM MET TASH MICRO LIGHT RECHTS/HOOG	107935-99-0		552,77	585,94	
Verlengkabel					
VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=1M	105931-99-0		55,85	59,20	
VERLENGKABEL 3.5MM STEREO, L=2M	105932-99-0		55,85	59,20	
Romppelotten					
BODILINK ROMPPELOT LINKS STRETCH-AIR 75X140	109025-99-0		153,17	162,36	221155 + suppl
BODILINK ROMPPELOT LINKS STRETCH-AIR 100X165	109027-99-0		153,17	162,36	221155 + suppl
BODILINK ROMPPELOT RECHTS STRETCH-AIR 75X140	109026-99-0		153,17	162,36	221155 + suppl
BODILINK ROMPPELOT RECHTS STRETCH-AIR 100X165	109028-99-0		153,17	162,36	221155 + suppl
ROMPPELOT ORIGINAL LINKS 180X130	107720-99-0		152,62	161,78	221155 + suppl
ROMPPELOT ORIGINAL LINKS 130X80	107722-99-0		152,62	161,78	221155 + suppl
ROMPPELOT ORIGINAL RECHTS 180X130	107721-99-0		152,62	161,78	221155 + suppl
ROMPPELOT ORIGINAL RECHTS 130X80	107723-99-0		152,62	161,78	221155 + suppl
Dijbeensteunen					
BODILINK DIJBEENSTEUN L. STRETCH-AIR 90X110 S(B)	109179-99-0		139,15	147,50	223233
BODILINK DIJBEENSTEUN L. STRETCH-AIR 200X90 L(C)	109181-99-0		139,15	147,50	223233
BODILINK DIJBEENSTEUN L. STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	109036-99-0		139,15	147,50	223233
BODILINK DIJBEENSTEUN R. STRETCH-AIR 90X110 S(B)	109180-99-0		139,15	147,50	223233
BODILINK DIJBEENSTEUN R. STRETCH-AIR 200X90 L(C)	109182-99-0		139,15	147,50	223233
BODILINK DIJBEENSTEUN R. STRETCH-AIR 300x90 XL(G)	109037-99-0		139,15	147,50	223233
DIJBEENSTEUN LINKS STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	107392-99-0		187,39	198,63	223233 + suppl
DIJBEENSTEUN LINKS STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	107396-99-0		190,59	202,03	223233 + suppl
DIJBEENSTEUN LINKS STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	107394-99-0		139,50	147,87	223233
DIJBEENSTEUN LINKS STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	107390-99-0		197,01	208,83	223233 + suppl
DIJBEENSTEUN RECHTS STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	107393-99-0		187,39	198,63	223233 + suppl
DIJBEENSTEUN RECHTS STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	107397-99-0		190,59	202,03	223233 + suppl
DIJBEENSTEUN RECHTS STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	107395-99-0		139,50	147,87	223233
DIJBEENSTEUN RECHTS STOF (MESH) 300x90 XLARGE (G)	107391-99-0		197,01	208,83	223233 + suppl
Heupsteunen					
BODILINK HEUPSTEUN L. STRETCH-AIR 90X110 S(B)	109032-99-0		139,15	147,50	223277
BODILINK HEUPSTEUN L. STRETCH-AIR 200X90 L(C)	109034-99-0		139,15	147,50	223277
BODILINK HEUPSTEUN L. STRETCH-AIR 150X140 M(A)	109038-99-0		139,15	147,50	223277
BODILINK HEUPSTEUN R. STRETCH-AIR 90X110 S(B)	109033-99-0		139,15	147,50	223277
BODILINK HEUPSTEUN R. STRETCH-AIR 200X90 L(C)	109035-99-0		139,15	147,50	223277
BODILINK HEUPSTEUN R. STRETCH-AIR 150X140 M(A)	109039-99-0		139,15	147,50	223277























HEUP STEUN LINKS STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	107400-99-0	☐	187,39	198,63	223277 + suppl	
HEUP STEUN LINKS STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	107398-99-0	☐	190,59	202,03	223277 + suppl	
HEUP STEUN LINKS STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	107402-99-0	☐	139,50	147,87	223277	
HEUP STEUN LINKS STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	107404-99-0	☐	193,80	205,43	223277 + suppl	
HEUP STEUN RECHTS STOF (MESH) 110x90 SMALL (B)	107401-99-0	☐	187,39	198,63	223277 + suppl	
HEUP STEUN RECHTS STOF (MESH) 150x140 MEDIUM (A)	107399-99-0	☐	190,59	202,03	223277 + suppl	
HEUP STEUN RECHTS STOF (MESH) 200x90 LARGE (C)	107403-99-0	☐	139,50	147,87	223277	
HEUP STEUN RECHTS STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	107405-99-0	☐	193,80	205,43	223277 + suppl	
Kuitsteunen						
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 110x90 S (B)	105252-99-0	☐	205,36	217,68		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 165x120 M (J)	105258-99-0	☐	0,00	0,00		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 150x140 L (A)	105250-99-0	☐	272,10	288,43		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 170x175 XL (H)	105256-99-0	☐	257,97	273,45		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 200x200 XXL (D)	105254-99-0	☐	323,45	342,86		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 110x90 S (B) (VS/HD)	107210-99-0	☐	205,36	217,68		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 165x120 M (J) (VS/HD)	107211-99-0	☐	0,00	0,00		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 150x140 L (A) (VS/HD)	106190-99-0	☐	264,80	280,69		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 170x175 XL (H) (VS/HD)	106188-99-0	☐	251,03	266,09		
KUITSTEUNEN STOF (MESH) 200x200 XXL (D) (VS/HD)	106186-99-0	☐	314,75	333,64		
Elleboog- en zijsteunen armlegger						
ELLEBOOG STEUN LINKS	107838-99-0	☐	285,51	302,64		
ELLEBOOG STEUN RECHTS	107839-99-0	☐	285,51	302,64		
ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN LINKS	107863-99-0	☐	107,88	114,35		
ZIJSTEUN ARMSTEUN BUITEN RECHTS	107840-99-0	☐	107,88	114,35		
ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN LINKS	107865-99-0	☐	107,88	114,35		
ZIJSTEUN ARMSTEUN BINNEN RECHTS	107864-99-0	☐	107,88	114,35		
Gelkussens voetplaten						
STEALTH GEL KUSSENS 16CM BREDE VOETPLATEN	106530-99-0	☐	339,62	360,00		
STEALTH GEL KUSSENS 20CM BREDE VOETPLATEN	106225-99-0	☐	339,62	360,00		
Abductieklos						
ABDUCTIE KLOS	106762-99-0	☐	0,00	0,00	221177 + suppl	
Schoudersteun						
SCHOUDERSTEUN VOOR 36CM RUGLEUNING	105410-99-0	☐	101,97	108,09		
SCHOUDERSTEUN VOOR 41CM RUGLEUNING	105411-99-0	☐	101,97	108,09		
SCHOUDERSTEUN VOOR 46CM RUGLEUNING	105412-99-0	☐	101,97	108,09		
SCHOUDERSTEUN VOOR 51CM RUGLEUNING	105854-99-0	☐	101,97	108,09		
Stompsteunen						
STOMPSTEUN STOF (MESH) 150x140 SMALL (A)	106497-99-0	☐	148,88	157,81		
STOMPSTEUN STOF (MESH) 165x120 MEDIUM (J)	106500-99-0	☐	155,32	164,64		
STOMPSTEUN STOF (MESH) 170x175 LARGE (H)	106499-99-0	☐	161,71	171,41		
STOMPSTEUN STOF (MESH) 200x200 XLARGE (D)	106498-99-0	☐	168,15	178,24		
Kniesteun						
KNIESTEUN MET BEKLEDING STOF	107285-99-0	☐	635,86	674,01		
HOUDER VOOR KNIESTEUN UNITRACK	107028-99-0	☐	52,23	55,36		
Lumbaalsteun						
LUMBAALSTEUN OPBLAASBAAR	101972-99-0	☐	169,43	179,60		

Gordels							
BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH LARGE	105843-99-0	☐		143,91	152,54	 105845-99-0 105843-99-0	
BORST BAND BODYPOINT ELASTISCH SMALL	105845-99-0	☐		143,91	152,54		
GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM, ZONDER PADS	104518-99-0	☐		102,90	109,07	 Hip belts <u>non padded</u>  Hip belts padded Rehab Latch  Hip belts <u>padded</u>  4-Point R pull  100518-99-0  100519-99-0  100600-99-0	
GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE, ZONDER PADS	104514-99-0	☐		111,38	118,06		
GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS MEDIUM, MET PADS	104520-99-0	☐		150,11	159,12		
GORDEL, BODYPOINT 2-PUNTS LARGE, MET PADS	104516-99-0	☐		159,83	169,42		
BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH 46CM PAD	108267-99-0	☐		258,73	274,25		
BP HEUPGORDEL, 2PT C PULL LATCH 62CM PAD	108266-99-0	☐		258,73	274,25		
BP HEUPGORDEL, 4PT R PULL PUSH 46CM PAD	108265-99-0	☐		258,73	274,25		
GORDEL,CLIPSLUITING	100518-99-0	☐		0,00	0,00		
GORDEL,AUTOMAAT	100519-99-0	☐	☐	123,22	130,61		223616 + suppl
GORDEL,AUTOMAAT,LANG	100600-99-0	☐	☐	123,22	130,61		223616 + suppl
GORDEL,4-PUNTS UITVOERING	100529-99-0	☐		209,23	221,78	223579 + suppl	
GORDEL, BODYPOINT MONOFLEX MEDIUM	105840-99-0	☐		188,77	200,10	 <u>Monoflex™</u> Chest Support  <u>PivotFit™</u> Shoulder Harness  <u>Stayflex™</u> Chest Support  100529-99-0	
GORDEL, BODYPOINT MONOFLEX LARGE	105839-99-0	☐		188,77	200,10		
GORDEL, BODYPOINT MONOFLEX X-LARGE	105850-99-0	☐		188,77	200,10		
BP HARNAS PIVOTFIT S SHOULDER SUPPORT FP	108275-99-0	☐		217,99	231,07		
BP HARNAS PIVOTFIT M SHOULDER SUPPORT FP	108276-99-0	☐		217,99	231,07		
BP HARNAS PIVOTFIT L SHOULDER SUPPORT FP	108277-99-0	☐		217,99	231,07		
BP HARNAS PIVOTFIT XL SHOULDER SUPPORT FP	108278-99-0	☐		217,99	231,07		
BP HARNAS STAYFLEX XS CHEST SUPPORT FP	108269-99-0	☐		269,74	285,92		
BP HARNAS STAYFLEX S CHEST SUPPORT FP	108270-99-0	☐		269,74	285,92		
BP HARNAS STAYFLEX M CHEST SUPPORT FP	108271-99-0	☐		269,74	285,92		
BP HARNAS STAYFLEX L CHEST SUPPORT FP	108272-99-0	☐		269,74	285,92	 103104-99-0  103427-99-0  108242-99-0 108243-99-0	
BP HARNAS STAYFLEX XL CHEST SUPPORT FP	108273-99-0	☐		269,74	285,92		
VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS MET PADS	103104-99-0	☐		73,15	77,54		
VOETPLAATRIEMPJES 2 STUKS ZONDER PADS	103427-99-0	☐		30,79			
BP ENKEL FIXATIES MEDIUM	108242-99-0	☐		217,99			
BP ENKEL FIXATIES LARGE	108243-99-0	☐		217,99	231,07		
Alternative zitkussens / options							
INCONTINENTIE HOES	0	☐		155,55	164,88		
ZITKUSSEN ERGO COMFORT	☐			541,08	573,54	220919 + suppl	
werkbladen							
WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 600	105262-99-0	☐	☐	463,16	490,95	221295 + suppl	
WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV ZIJBEST., BR 650	105263-99-0	☐	☐	463,16	490,95	221295 + suppl	
WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	105264-99-0	☐	☐	463,17	490,96	221295 + suppl	
WERKBLAD,WEGZWENKBAAR TBV MIDDENBEST.,BR 600	105261-99-0	☐	☐	463,17	490,96	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, LINKS,UITNEEMBAAR,280MM	108509-99-0	☐		395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, RECHTS,UITNEEMBAAR,280MM	108504-99-0		☐	395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, LINKS,UITNEEMBAAR,330MM	108510-99-0	☐		395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, RECHTS,UITNEEMBAAR,330MM	108505-99-0		☐	395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, LINKS,UITNEEMBAAR,380MM	108511-99-0	☐		395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, RECHTS,UITNEEMBAAR,380MM	108506-99-0		☐	395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, LINKS,UITNEEMBAAR,430MM	108512-99-0	☐		395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, RECHTS,UITNEEMBAAR,430MM	108507-99-0		☐	395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, LINKS,UITNEEMBAAR,480MM	108513-99-0	☐		395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, RECHTS,UITNEEMBAAR,480MM	108508-99-0		☐	395,32	419,04	221295 + suppl	
WERKBLAD,HOEKINSTELBAAR, 1-ZIJDIGE BEVESTIGING	106863-99-0	☐		438,94	465,28	221295 + suppl	

COLLEGE TAFELTJE, LINKS	105686-99-0	☐	201,38	213,46	221295 + suppl	 
COLLEGE TAFELTJE, RECHTS	105831-99-0	☐	200,80	212,85	221295 + suppl	
Tassen e.d.						  107338-99-0 107339-99-0 107340-99-0 102059-99-0
ARMSTEUNTASJE, RECHTS ZWART	107339-99-0	☐	0,00	0,00		
ARMSTEUNTASJE, LINKS ZWART	107338-99-0	☐	0,00	0,00		
TASJE ZITFRAME ZWART	107340-99-0	☐	32,08	34,00		
BACKPACK RUGKOFFER	102059-99-0	☐	302,91	321,08		
RUGTAS HAKEN,PER SET UNITRACK	105563-99-0	☐	35,45	37,58		   105563-99-0 109186-99-0 109187-99-0 109189-99-0 109188-99-0
RUGTAS HAAK RUGPROFIEL HOOG	109186-99-0	☐	35,45	37,58		
RUGTAS HAAK RUGPROFIEL LAAG	109187-99-0	☐	35,45	37,58		
RUGTAS HAAK ALLEEN LINKS	109189-99-0	☐				
RUGTAS HAAK ALLEEN RECHTS	109188-99-0	☐				
Overige						   106058-99-0 105260-99-0 105292-99-0 105795-99-0
STEUNHANDGREEP AAN DE ARMLEGGER	106058-99-0	☐	129,65	137,43		
TRANSFER HENDELS, SET	105260-99-0	☐	145,04	153,74		
DUWHANDGREPEN	105292-99-0	☐	187,38	198,62		
DUWHANDGREPEN (RUGLEUNING 360)	105795-99-0	☐	187,38	198,62		
STOK HOUDER	105223-99-0	☐	295,22	312,93		
HOUDER ZUURSTOFFLES C3G	105224-99-0	☐	295,22	312,93	223793 + suppl	
BEKER HOUDER	106210-99-0	☐	31,80	33,71		   105223-99-0 106972-99-0 106806-99-0 105224-99-0
TELEFOON HOUDER X-GRIP	106806-99-0	☐	88,57	93,88		
TABLET HOUDER X-GRIP	106972-99-0	☐	149,89	158,88		
Besturing						
Gebruikersbesturing						   107159-99-0 107779-99-0 105246-99-0 109138-99-0 109139-99-0 103814-99-0 109141-99-0 105293-99-0 105294-99-0
JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM	107159-99-0	☒	0,00	0,00		
JOYSTICK R-NET MET 3,5" KLEUREN SCHERM MET BT	107779-99-0	☐	437,15	463,38		
JOYSTICK R-NET LED "EL"	105246-99-0	☐	0,00	0,00		
JOYSTICK R-NET HEAVY DUTY MET KLEUREN SCHERM	105700-99-0	☐	748,91	793,84		
MDT/RNET: JS COMPACT ADVANCED	103814-99-0	☐	578,86	613,59		
WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 600MM, RUGBR 400/450	105293-99-0	☐	1950,93	2067,99	221516	
WERKBLADBEST.,OMKEERBAAR 650MM, RUGBR 450	105294-99-0	☐	1950,93	2067,99	221516	
AFWIJKENDE BESTURING ZIE SPECIALE BESTURINGEN	101352-99-0	☐	0,00	0,00		
Instellingen Joystick menu						   104907-99-0 104927-99-0 104917-99-0
PROGR.INST. GEHEUGEN OPROEPEN VIA JS UIT	104907-99-0	☐	0,00	0,00		
PROGR.INST. GEHEUGEN OPSLAAN VIA JS UIT	104927-99-0	☐	0,00	0,00		
PROGR.INST. ZIT FUNCTIES VIA JS UIT	104917-99-0	☐	0,00	0,00		
Joystick houder						   107754-99-0 103473-99-0 103474-99-0 108019-99-0 108020-99-0 102835-99-0
JOYSTICKHOUDER PARALLEL WEGDRAAIBAAR UT	107754-99-0	☐	0,00	0,00		
JOYSTICKHOUDER WEGDRAAIBAAR L=335MM	103473-99-0	☐	0,00	0,00		
JOYSTICKHOUDER WEGDRAAIBAAR L=435MM	103474-99-0	☐	0,00	0,00		
BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT R-NET	108019-99-0	☐	781,70	828,60	221597 + suppl	
BP MIDDENBESTURING MIDLINE MOUNT CJS	108020-99-0	☐	781,70	828,60	221597 + suppl	
ZONDER JOYSTICKHOUDER	102835-99-0	☐	0,00	0,00		
Hoogte instelbare houder						   107960-99-0 107963-99-0 108005-99-0
HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER RECHTS	107960-99-0	☐	158,87	168,40		
HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER LINKS	107963-99-0	☐	158,87	168,40		
HOOGTE INSTELBARE JOYSTICK HOUDER	108005-99-0	☐	158,87	168,40		

Zitfunctie knoppenkastje						
KNOPPENKASTJE MET TUIMELSCHAKELAARS	102799-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKASTJE MET DRUKKNOPPEN	102798-99-0		0,00	0,00		
ZONDER KNOPPENKASTJE	104621-99-0		0,00	0,00		
ALTERNATIEF = AANGEPASTE PROGRAMMATIE CJS M2						
PROGR.INST. SOFTKEYS CORPUS 4 EL FUNCTIES	109536-99-0		0,00	0,00		
PROGR.INST. SOFTKEYS CORPUS ZONDER STOELLIFT	109535-99-0		0,00	0,00		
Montagebeugel knoppenkastje						
MONTAGEBEUGEL KNOPPEN KASTJE AAN JOYSTICK	103469-99-0		0,00	0,00		
MONTAGEBEUGEL KNOPPEN KASTJE UNITRACK ARMLEGGE	104651-99-0		0,00	0,00		
MONTAGEBEUGEL KNOPPEN KASTJE AAN RUGLEUNING	106256-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKASTJE NIET GEMONTEERD	105409-99-0		0,00	0,00		
Layout zitfunctie knoppenkastje						
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "A" SINGLE LAYER (STD)	103744-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "B" SINGLE LAYER, MEM	103786-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "C" SWAP LAYERS, MEM	103787-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "D" SINGLE LAYER (ALT SEQ)	103745-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "E" SINGLE LAYER, NO TILT	103788-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "F" SINGLE STAND, SWAP, MEM	103789-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) LAYOUT "L" SWAP, MEM, 5 VERST.	105832-99-0		0,00	0,00		
Indicatie niveau zitfunctie knoppenkastje						
KNOPPENKAST(1) INDICATIE 1: GEEN LED INDICATIE	103746-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) INDICATIE 2: ZIT FUNCTIE INDICATIE	103747-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) INDICATIE 3: SNELHEIDS BEGRENZING	103748-99-0		0,00	0,00		
KNOPPENKAST(1) INDICATIE 4: KOMPLEET	103749-99-0		0,00	0,00		
Externe laadaansluiting (vereist bij tafel- / speciale bediening)						
LAADAANSLUITING ONDER ARMLEGGER	104163-99-0		224,61	238,09		
LAADAANSLUITING OP ACCESSOIRE RAIL	104164-99-0		224,61	238,09		
LAADAANSLUITING ONDER ZITTING	104165-99-0		224,61	238,09		
Vergrendelsleutel						
VERGRENDELSLEUTEL RNET	104620-99-0		30,32	32,14		
Speciale Joystick knoppen						
JOYSTICKKNOP KIN CUP	100960-99-0		16,68	17,68		
JOYSTICKKNOP T-GRIP	100961-99-0		46,21	48,98		
JOYSTICKKNOP BAL GROOT	100962-99-0		16,68	17,68		
JOYSTICKKNOP SCHUIMBAL	100963-99-0		24,38	25,84		
JOYSTICKKNOP PADDESTOEL	100964-99-0		24,38	25,84		
JOYSTICKKNOP STAAF	100965-99-0		24,38	25,84		
JOYSTICKKNOP BAL KLEIN	101165-99-0		12,83	13,60		
JOYSTICKKNOP STANDAARD	101166-99-0		0,00	0,00		
JOYSTICKKNOP SCHUIMBAL ZWART (CONUS)	105442-99-0		23,99	25,43		
JOYSTICKKNOP BODYPOINT 7.5CM U-SHAPED	105846-99-0		86,35	91,53		
JOYSTICKKNOP BODYPOINT 10CM U-SHAPED	105847-99-0		86,35	91,53		
JOYSTICKKNOP BODYPOINT RUBBER DOME	105848-99-0		86,35	91,53		
Begeleiderbesturing						
CO-PILOT	105225-99-0		2760,87	2926,52	223734 + suppl	
BEGELEIDERBESTURING RNET MET 3,5" KLEURENSCHERM	107318-99-0		1274,00	1350,44	223734 + suppl	
BEGELEIDERBESTURING JOYSTICK LIGHT LED	107320-99-0		945,84	1002,59	223734 + suppl	
BEGELEIDERBESTURING RNET SNELHEID/MODE	107321-99-0		1031,95	1093,87	223734 + suppl	
SCOOT CONTROL R-NET	109532-99-0		2760,87	2926,52	223734 + suppl	

Noodstopkachelaar						 101792-99-0	
NODSTOPSCHAKELAAR	101792-99-0	☐		287,68	304,94	223675	
Extra opties							
(montage kosten kunnen van toepassing zijn)							
MDT/RNET: JS COMPACT (LICHT BEDIENBAAR)	103892-99-0	☐		575,10	609,61		
MDT/RNET: JS COMPACT	103817-99-0	☐		454,37	481,63		
MDT/RNET : MINI JOYSTICK	105289-99-0	☐		1497,72	1587,58		
MICRO JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL	109524-99-0	☐		2349,05	2489,99		
MULTI JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL	109526-99-0	☐		2135,50	2263,63		
ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT RNET M.300MM RNET KABEL	109528-99-0	☐		1708,40	1810,90		
ALL-ROUND JOYSTICK R-NET, M. 300MM RNET KABEL	109530-99-0	☐		1067,75	1131,82		
JOYSTICKHOUDER BEGELEIDER	105210-99-0	☐		64,78	68,67		
BORSTSTEUN VOOR WERKBLAD SKAI, ZWART	101303-99-0	☐		200,23	212,24		
LADER USB	107189-99-0	☐	☐	156,71	166,11		
SCHAKELAAR SET TBV COMPACT JS (KIN)	104641-99-0	☐		295,42	313,15		
BUDDY BUTTON ZWART 63 MM	101766-99-0	0	▼	82,15	87,08		
BUDDY BUTTON ROOD 63 MM	101767-99-0	0	▼	82,15	87,08		
BUDDY BUTTON GEEL 63 MM	101768-99-0	0	▼	82,15	87,08		
MICRO LIGHT SCHAKELAAR	101769-99-0	0	▼	82,15	87,08		
CUP SCHAKELAAR 45 MM	101770-99-0	0	▼	82,15	87,08		
MINI CUP SCHAKELAAR 24 MM	101771-99-0	0	▼	82,15	87,08		
GRASP SCHAKELAAR	101772-99-0	0	▼	125,78	133,33		
SATELLITE TWISTER, ZWART, KABEL 30CM	109546-99-0	0	▼	180,45	191,28		
SATELLITE TWISTER, ROOD KABEL 30CM	109547-99-0	0	▼	180,45	191,28		
SATELLITE TWISTER, GEEL KABEL 30CM	109548-99-0	0	▼	180,45	191,28		
SATELLITE TWISTER, BLAUW KABEL 30CM	109549-99-0	0	▼	180,45	191,28		
SATELLITE TWISTER, GROEN KABEL 30CM	109550-99-0	0	▼	180,45	191,28		
AANSLUITING EXTERNE SCHAKEAARS ZITVERST.	104196-99-0	☐		194,94	206,64		
AANSLUITING EXTERNE SCHAKEAARS RNET (RBI)	104696-99-0	☐		767,63	813,69		
HAND WARMER SET	109533-99-0	☐		853,67	904,89		
CONUS VOOR 1 HAND TBV HAND WARMER	107363-99-0	☐		169,90	180,09		
CONUS VOOR 1 HANDEN TBV HAND WARMER	107364-99-0	☐		200,01	212,01		
Notities							

