

Permobil

# X850 Corpus<sup>®</sup>



permobil

# Erleben Sie das Leben abseits der gewöhnlichen Wege

Unser leistungsstarker Offroad-Rollstuhl ist bereit, eine Vielzahl von Geländen von schneebedeckten Pfaden bis hin zu Wäldern und Hügeln mit einer Höchstgeschwindigkeit von 15 km/h zu bewältigen.

## Drehung des Sitzes

Die 146° Drehung des Sitzes erleichtert den Zugang und Transfer und macht es einfacher, sich ohne Hilfe von und zum Stuhl zu bewegen.

## Elektrische Neigung und Kantelung

Sanftes und sicheres elektrisches Neigen und Zurücklehnen für jeden Benutzer bis zu 136 kg.

## Hohe Stabilität

Der Radstand erstreckt sich bis zu 200 mm, was Ihnen bei hohen Geschwindigkeiten noch mehr Stabilität gibt.

## Fahren in erhöhter Position

Mit einer Sitzhöhe von bis zu 200 mm sind Sie auf Augenhöhe mit der Welt um Sie herum, wenn Sie unterwegs sind. Die maximale Geschwindigkeit bei angehobenem Sitz beträgt 7 km/h, um eine sichere und effiziente Fahrt zu gewährleisten.

## Fahrbarkeit

Erleben Sie großartigen Komfort und Kontrolle, während Sie mühelos durch jedes Gelände fahren. Mit Hinterradantrieb, leistungsstarken Motoren und robuster Federung ist der X850 ein Rollstuhl, den Sie sicher mit bis zu 15 km/h fahren können.

## Corpus®-Sitz - folgt den Konturen des Körpers

Das Corpus-Sitzsystem verfügt über ein ergonomisches Design, das den Konturen des Körpers folgt. Verbesserter Komfort, Beckenpositionierung, laterale Stabilität und Immersion sind allesamt wichtige Merkmale der Corpus-Kissen.



Im Einklang mit Ihrer Begleitung - mit einer Höchstgeschwindigkeit mit bis zu 15 km/h



Mit einem kleineren Fußabdruck ist der X850 leichter in öffentlichen Verkehrsmitteln zu transportieren

# X850 Corpus® Spezifikationen

Max. Geschwindigkeit	10 / 15 km/h
Reichweite (2x97 Ah-Batterien)	35-45 km*
Max. Benutzergewicht	136 kg
Hindernisbewältigung	85-120 mm
Min. Wendekreis	3000 mm
Elektronik	Safegate
Breite einschl. Sitz	690-790 mm
Höhe	1020-1140 mm
Länge	1190 mm
Verstellbarer Radstand	0-200 mm
Min. transporthöhe (gefaltete Rückenlehne)	930 mm
Gewicht, einschließlich Batterien (2x97 Ah)	From 203 kg
Gewicht der Batterien (2x97 Ah)	2x31 kg
Sitzlift	0-200 mm
Sitztiefe	370-570 mm (in 25-mm-Schritten)
Sitzbreite	420-570 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenbreite	360-510 mm (in 50-mm-Schritten)
Rückenlehnenhöhe	480-620 mm (in 25-mm-Schritten)
Abstand zwischen Armlehnen	380-480/480-580 mm
Docking System ISO 7176-19 - Crash Test erfüllt	Nein
Gurte ISO 7176-19 - Crash Test erfüllt	Ja 136 kg
ISO Standards EN12184	Ja

Ihre persönliche Note

- MIDNIGHT
- PLATINUM
- AQUA
- CHILI
- SUNSET



Sitzlift  
0-200 mm



Elektrisch verstellbare  
Rückenlehne  
0-35°



Sitzkantlung  
17°



Drehung des Sitzes  
146°



Armlehnenhöhe  
185-320 mm

Sitzhöhe ab Boden  
520 mm

Basisbreite  
690-790 mm

Länge  
1190-1390 mm

\*Fahrbedingungen und Wahl des Akkutyps.  
Die Angaben sind Richtwerte und können ohne Vorankündigung geändert werden.

A person wearing a teal winter jacket, light blue pants, a black beanie, and glasses is riding a black Permobil X850 Corpus off-road wheelchair on a snowy path. The wheelchair has large, treaded tires and a robust frame. In the background, there is a white building with a pointed roof and some trees. A blue circular graphic is in the top right corner.

Erleben Sie  
ein neues  
Fahrerlebnis

Permobil

## X850 Corpus®

Der X850 Corpus - unser leistungsstarker Offroad-Rollstuhl sieht nicht nur robust aus, er ist für Menschen gebaut, die eine hohe Leistung fordern.

Mit Hinterradantrieb, leistungsstarken Motoren und robuster Federung ist der X850 Corpus ein Rollstuhl, der für alle Geländearten konzipiert ist.

**permobil**

[permobil.de](http://permobil.de) | [info@permobil.de](mailto:info@permobil.de) | Tel.: +49 (0) 2102 94 34 00



X850CORPUSDATASHEETDE240612