

# Leitfaden für manuelle Rollstühle



# Farboptionen

Geben Sie Ihrem Rollstuhl eine persönliche Note.

Unsere manuellen Rollstühle bieten eine Auswahl an Rahmenfarben. Nachstehend finden Sie Beispiele für die verfügbaren Farben. Die vollständige Auswahl finden Sie auf unserer Website.

## Progeo



\*Die tatsächlichen Produktfarben können abweichen

# SmartDrive

**SmartDrive** gibt Ihnen mehr Freiraum für Ihre Aktivitäten. Ein leichter, an der Rückseite montierter Zusatzantrieb, der sich nahtlos mit Ihrem Stuhl bewegt, auch wenn er nicht eingeschaltet ist. Einfach verbinden und los geht's.

Mit SmartDrive haben Sie Ihren manuellen Rollstuhl unter Kontrolle – jetzt mehr denn je. Entdecken Sie unser Angebot an tragbaren und kabelgebundenen Steuerungsoptionen für Ihre individuellen Anforderungen.

- Kompakt und praktisch für einfaches Anbringen und Entfernen
- Starten, stoppen und ändern der Geschwindigkeit während der Fahrt
- Einfacher Transport
- Reichweite bis zu 19,8 km





# Leitfaden für manuelle Rollstühle

Der Produktleitfaden bietet einen Überblick über die Permobil-Produktpalette und unterstützt Sie beim Vergleich von Modellen, damit Sie den Stuhl auswählen können, der Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern, haben wir die wichtigsten Produkteigenschaften und Optionen wie Rahmentyp und Zusatzantrieb-Kompatibilität aufgeführt. **Weitere Produktinformationen finden Sie unter [www.permobil.de](http://www.permobil.de).**

## Starrrahmen-Rollstühle



**Progeo Noir 2.0**    **Progeo Duke**    **Progeo Joker Energy**    **Progeo Joker R2**    **Progeo Joker**

Material		Carbon			Aluminium	
<b>Transportgewicht</b>	kg	4	5.2	4.7	5.7	5.9
<b>Eigenschaften</b>	Leichtigkeit	●●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○○
	Konfigurierbarkeit	●●●●○	●●●○	●●●●○	●●●○	●●●●○
	Einstellbarkeit	●●○○○	●●●○	●●○○○	●●●●○	●●●●●
	Personalisierung	●●●○	●●●●	●●●●○	●●●●●	●●●●●
<b>Max. Nutzergewicht</b>	kg	125	125	125	125	125
<b>Kompatibilität mit dem Zusatzantrieb</b>	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓

<b>Beschreibung</b>	Progeo Noir 2.0	Progeo Duke	Progeo Joker Energy	Progeo Joker R2	Progeo Joker
<p>Die ultimative Carbon-Rollstuhltechnologie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überragendes Styling und maßgefertigt</li> <li>• Personalisierung mit Premium-Optionen</li> </ul>	<p>Ein langlebiges und agiles Fahrerlebnis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ergonomie trifft Ästhetik</li> <li>• Personalisierung für Performance</li> <li>• Feinabstimmung</li> </ul>	<p>Kompakt und speziell für Sie gefertigt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klares Design und kräftige Farben</li> <li>• Maßgefertigter Rahmen für individuellen Komfort</li> <li>• Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten</li> </ul>	<p>Stylish, leicht und unterstützend.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakte Abmessungen für zusätzlichen Komfort</li> <li>• Fußauflagenoptionen für Ihre Transferanforderungen</li> <li>• Bequeme Positionierung der Beine</li> </ul>	<p>Vollständig personalisierter Rahmen und einfache Anpassungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten</li> <li>• Schnelle und einfache Anpassungen</li> <li>• Rückenlehnoptionen für zusätzlichen Komfort</li> </ul>	

## Faltrahmen-Rollstühle



**Progeo  
Ego Custom**

**Progeo  
Exelle**

**Progeo  
Tekna  
Advance**

**Progeo  
Ego**

**Progeo  
Exelle Vario**

**Progeo  
Tekna Advance  
Swing**

Material		Aluminium					
<b>Transportgewicht</b>	kg	7.2	7.4	7.6	7.7	9.6	9.8
<b>Eigenschaften</b>	Leichtigkeit	●●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○○	●●○○○
	Konfigurierbarkeit	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
	Einstellbarkeit	●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
	Personalisierung	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
<b>Max. Nutzergewicht</b>		125	125	125	125	125	125
<b>Kompatibilität mit dem Zusatzantrieb</b>	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Beschreibung</b>		<p>Fühlt sich an wie ein Starrrahmenrollstuhl und bietet die Vorteile eines Faltrahmens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartiger Faltmechanismus</li> <li>• Nach Maß gefertigt</li> <li>• Kompakt und platzsparend</li> </ul>	<p>Ein kompakter, faltbarer Rollstuhl, der zuverlässig ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompakt zusammengefaltet</li> <li>• Personalisierung für Ihre Bedürfnisse</li> <li>• Bequeme Manövrierfähigkeit</li> </ul>	<p>Extrem kompakter, sportlicher Rahmen für einfaches Antreiben.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leichte Beweglichkeit</li> <li>• Individuelle Farboptionen</li> <li>• Einfach anpassbar</li> </ul>	<p>Kompakt und komfortabel mit den Fahreigenschaften eines starren Rahmens.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Einzigartiger Faltmechanismus</li> <li>• Für Sie konfiguriert</li> <li>• Kompakt und platzsparend</li> </ul>	<p>Kompaktes Falten mit schwenkbaren Fußauflagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zusätzliche Vielseitigkeit dank schwenkbarer Fußauflagen</li> <li>• Starrrahmenfeeling</li> <li>• Einfacher Transfer</li> </ul>	<p>Extrem kompaktes und sportliches Design.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Integrierte schwenkbare Fußauflagen</li> <li>• Bequeme Manövrierbarkeit</li> <li>• Einfaches Antreiben</li> </ul>

# Erläuterung der Eigenschaften

Jeder Stuhl wurde sorgfältig anhand von Schlüsselkriterien bewertet, um eine Differenzierung zu ermöglichen und die Auswahl zu erleichtern, darunter:

- **Leichtigkeit:** Bezieht sich auf das Transportgewicht jedes Modells, das innerhalb des Rahmentyps verglichen wird, und beinhaltet ultraleichte Optionen für einen einfachen Transport.
- **Konfigurierbarkeit:** Enthält detaillierte Informationen zur Konfigurierbarkeit, die bei einer Erstbestellung verfügbar ist, von Sitzhöhe und -winkel, Schwerpunkt bis hin zu maßgefertigten Optionen.
- **Einstellbarkeit:** Verdeutlicht den Grad der Anpassbarkeit mit der Zeit, um die sich ändernden Bedürfnisse eines Benutzers zu berücksichtigen. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf die hintere und vordere Höhe, die Sitzneigung, die Höhe und den Winkel der Rückenlehne.
- **Personalisierung:** Gibt an, inwiefern ein Modell in Bezug auf Farbwahl, Greifreifenoptionen, Zubehörverfügbarkeit, Rädertyp und -größe individuell angepasst werden kann.







**Weitere Informationen bei:**

T. +49 2102 94 34 00

[customer\\_support\\_de@permobil.com](mailto:customer_support_de@permobil.com)

[permobil.de](https://permobil.de)

**permobil**