

## MOTOTRONIK

Liste de compatibilité – Mis à jour le 20 Juin 2022

Le tableau ci-dessous présente la liste des fauteuils roulants, divisée par marque et modèle, pour lesquels des bagues de fixations dédiées sont disponibles pour fixer le Mototronik.

Les premières marques sur la liste sont Progeo, Panthera et Ti-lite; les autres suivent par ordre alphabétique.

Pour le montage, veuillez vous référer au manuel d'entretien.

FAUTEUIL ROULANT		BAGUES DE FIXATION			ADAPTATEURS	
Marque	Modèle	Description	Code imprimé sur les bagues de fixations	Code article	Description	Code article
PROGEO	BASIC LIGHT	Progeo Basic Light	MO-AGLDX-BASIC MO-AGLSX-BASIC	CMP11108 CMP11109	---	---
PROGEO	CARBOMAX	Carbomax	MO-AGLDX-CARBOMAX MO-AGLSX-CARBOMAX	CMP11106 CMP11107	---	---
PROGEO	DUKE	Duke	MO-AGLDX-DUKE MO-AGLSX-DUKE	CMP10963 CMP10964	---	---
PROGEO	EGO	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	EGO CARBON	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	EGO CUSTOM	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	EXELLE	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
PROGEO	EXELLE VARIO	Progeo Exelle Vario	MO-AGLDX-XV MO-AGLSX-XV	CMP11125 CMP11126	---	---
PROGEO	JOKER	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	JOKER CARBON	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	JOKER ENERGY	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---


PROGEO	JOKER R2	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	NOIR <i>(première version)</i>	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	NOIR 2.0	Progeo Noir 2.0	MO-AGLDX-NOIR MO-AGLSX-NOIR	CMP11136 CMP11137	---	---
PROGEO	TEKNA ADVANCE	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PROGEO	YOGA	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
PANTHERA	S2	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
PANTHERA	S3	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
PANTHERA	U2	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
PANTHERA	U2 LIGHT	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
PANTHERA	U3	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
PANTHERA	U3 LIGHT	Panthera U/S Ø 19.4	---	CMP11147 CMP11148	---	---
Ti-LITE	TR	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
Ti-LITE	TRA	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
Ti-LITE	ZR	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---

Ti-LITE	ZRA	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
ARIA	2.0 AI	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
ARIA	1.0 Mg	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
ARIA	SPECIALE	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
ARIA	ULTRA	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
KÜSCHALL	ADVANCE	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
KÜSCHALL	CHAMPION	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
KÜSCHALL	CHAMPION 2.0	Küschall nouveau K 2.0	MO-AGL-DX-K20 MO-AGL-SX-K20	CMP11112 CMP11111	---	---
KÜSCHALL	COMPACT	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
KÜSCHALL	COMPACT 2.0 SWING	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
KÜSCHALL	K-SERIES	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
KÜSCHALL	K-SERIES 2.0	Küschall nouveau K 2.0	MO-AGL-DX-K20 MO-AGL-SX-K20	CMP11112 CMP11111	---	---
KÜSCHALL	KSL	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988

KÜSCHALL	KSL 2.0	Küschall nouveau K 2.0	MO-AGL-DX-K20 MO-AGL-SX-K20	CMP11112 CMP11111	---	---
KÜSCHALL	R33	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
KÜSCHALL	ULTRALIGHT	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
OFFCAR	ALHENA	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	ALTHEA FIX FRAME	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	DIVA	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	EOS	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
OFFCAR	EOS3	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
OFFCAR	IDRA – IDRA 2.E	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	FENICE	Ovale Progeo 35x25	MO-AGLDX-OV MO-AGLSX-OV	CMP11104 CMP11105	---	---
OFFCAR	HALLEY	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	MINISTAR FIX FRAME	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	25 → 22-22.4	CMP10990
OFFCAR	QPX AL	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	QPX TI	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	QUASAR QUASAR GT	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OFFCAR	VEGA FIX FRAME	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---

OFFCAR	VENUS	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
OFFCAR	VENUS ELITE	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
OFFCAR	VENUS ADVENTURE	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
OTTOBOCK	AVANTGARDE FIX FRAME	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OTTOBOCK	AVANTGARDE SWING	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OTTOBOCK	MOTUS FIX FRAME	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OTTOBOCK	MOTUS SWING	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
OTTOBOCK	ZENIT CLT	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
OTTOBOCK	ZENIT R	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
OTTOBOCK	ZENIT R CLT	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
QUICKIE/SOPUR	EASY 200	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	EASY 300	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	LIFE	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	LIFE R	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---

QUICKIE/SOPUR	LIFE RT	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	LIFE R	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	NEON	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
QUICKIE/SOPUR	HELIUM	Ovale Sunrise 27x33	MO-AGLDX-OVS MO-AGLSX-OVS	CMP11114 CMP11115	---	---
QUICKIE/SOPUR	NITRUM	Ovale Sunrise 27x33	MO-AGLDX-OVS MO-AGLSX-OVS	CMP11114 CMP11115	---	---
QUICKIE/SOPUR	NITRUM HYBRID	Ovale Sunrise 27x33	MO-AGLDX-OVS MO-AGLSX-OVS	CMP11114 CMP11115	---	---
QUICKIE/SOPUR	XENON <sup>2</sup>	Ovale Sunrise 27x33	MO-AGLDX-OVS MO-AGLSX-OVS	CMP11114 CMP11115	---	---
QUICKIE/SOPUR	XENON <sup>2</sup> HYBRID	Ovale Sunrise 27x33	MO-AGLDX-OVS MO-AGLSX-OVS	CMP11114 CMP11115	---	---
RGK	HILITE	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
RGK	HILITE XTR	Tube rond Ø 25 mm	MO-AGLDX-25 MO-AGLSX-25	CMP11102 CMP11103	---	---
RGK	SUB 4	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	---	---
RGK	TIGA	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988
RGK	TIGA FX	Tube rond Ø 32 mm	MO-AGLDX-32 MO-AGLSX-32	CMP11100 CMP11101	32 → 30-30.4	CMP10988



Document édité par

Francesco Barbon  
Commercial Product Manager PAD EMEA &  
Local Marketing Coordinator Italy