

SmartDrive

Med SwitchControl

A woman with her hair in a ponytail, wearing sunglasses, a yellow long-sleeved shirt, a grey puffer vest, and blue jeans, is sitting in a wheelchair. She is looking out over a body of water towards a city skyline in the distance. The wheelchair is a high-end model with large spoked wheels and a black frame. The background shows a green metal railing and a city skyline across the water.

permobil



SwitchControl

Med en enkel knapptryckning kan SmartDrive kopplas in för tillfällig extra drivkraft, eller aktiveras i fast läge för kontinuerlig hjälp under långa körsträckor. Den fungerar också som avstängning medan motorn är igång. Med en knapptryckning kommer motorn att kopplas ur och användaren stannar genom att bromsa hjulen.

SmartDrive – specifikationer

Mått	Längd: 389 mm Bredd: 141 mm Höjd: 242 mm
Produktvikt	5,7 kg Drivenhet
Användarvikt	14 till 150 kg
Räckvidd*	Upp till 19,8 km Plan mark/utan motstånd
Motoreffekt	250 W borstlös likströmsmotor
Max. hastighet	6 km/h
Drifttemperatur	-25 till +50°C
Stoltyp; kompatibilitet	Fasta, hopfällbara, självcentrerade lutning, enarmsdrivna m.fl.
Drivhjulsfälg; diameter	501, 540, 559, 590 mm
Garanti	2 års begränsad garanti

Bluetooth® LE	FCC ID IC ID	QQBT113 5123A-BGTBLE113
---------------	-----------------	----------------------------

Ersättning lokalt	Kod
-------------------	-----

**Prestandan kan komma att variera beroende på användare och stolens karaktärsdrag, körförhållanden och batteri.*

SmartDrive är en produkt som uppfyller alla tillämpliga krav enl. ANSI/RESNA Standards for Wheelchairs - Vol. 1 och 2 samt EN 12184.

OBS! Specifikationerna för en rullstol kan i viss, begränsad utsträckning komma att påverkas vid tillägg av en SmartDrive.

Se aktuell användarmanual för mer detaljerade instruktioner angående användning och skötsel.