

Permobil

M1



permobil

Fullständig frihet

M1 är en pålitlig och hållbar elrullstol med låg sitthöjd, tre elfunktioner som tillval samt uppfällbara och låsbara armstöd. Stolen drivs med Permobil's batterisystem, vilket innebär att du kan köra säkert och bekvämt dit du ska.

Flera val av kvalitetsryggstöd

Välj bland flera val av ryggstöd som passar en rörformad ryggstödsram, från en enkel skålformad solid rygg till anpassningsbara ryggar; Comfort Acta-Back®, Acta-Relief™ och ROHO® AGILITY® Max Contour.

Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger upp till 25 % längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

Elreglerad ryggstödslutning

Elektrisk ryggstödslutning ändrar ryggstödet's vinkel med en knapptryckning. Detta omfördelar trycket för ökad komfort och sittolerans samtidigt som det blir lättare att inta en avslappnande position.

Elektrisk sitslutning

Med den elektriska sitslutningsfunktionen kan sitsen lutas upp till 50° för att du ska kunna hitta en avslappnad sittställning och god viktfordelning. Sitslutningsfunktionen kan också användas för att förbättra komforten, bålstabiliteten och huvudkontrollen.

Elektriskt vinkelställbara benstöd

Gör det enkelt att ändra sittställning för ökad komfort. Det kan också bidra till bättre blodcirkulation i benen.

Bekväm och pålitlig körning

Smooth-fjädringen minskar vibrationerna, och den låga tyngdpunkten med mitthjulsdrift innebär att du kör bekvämt under längre tid. Sittställningen kan anpassas om användarens förmåga och funktion förändras över tid.

Kompakt och smidig att transportera

Tack vare det kompakta utförandet och det fällbara EZ-ryggstödet (tillval) tar M1 lite plats vid förvaring och transport.



Låg sitthöjd – 410 mm, även i kombination med elektrisk lutning.



Elektrisk ryggstödslutning, 85-130°, omfördelar trycket för ökad komfort och sittolerans.

M1 Specifikationer

Max hastighet	8 km/h (6 km/h som alternativ)
Körsträcka (G34: 65 Ah-batterier)	40 km*
Användarens maxvikt	136 kg
Hindertagning (med upprampning)	50 (75 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändutrymme	1100 mm
Fjädring	Smooth
Elektronik	VR2 90 A (tillval R-net 90 A)
Bredd inkl. sits	610–790 mm
Höjd	970–1170 mm
Förvaringslängd/-höjd	670 mm/820 mm
Vikt inkl. 65 Ah-batterier	144 kg
Höjd sits till golv (exkl. dyna)	410 mm
Valbara höjder sits till golv (exkl. dyna)	410 mm; 435 mm; 460 mm
Bredd sits och ryggstöd**	360–560 mm (steg om 50 mm)
Sitsdjup	360–560 mm (steg om 25 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd 360 mm	455–640 mm (steg om 25 mm)
Ryggstödet höjd (exkl. sittdyna) sitsbredd >360 mm	555–740 mm (steg om 25 mm)
Armstödhöjd	180–360 mm
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm
Justering av ryggstödsinkel (manuell)	85°–110°
Sitsplanjustering - Elektrisk sitslutning	90° till 140°
Krocktest ISO 7176-19 - 4-punktsfäste	Ja – max. användarvikt 136 kg
Testad enligt SS-EN12182/SS-EN12184 CE	Ja

Anpassa din elrullstol

SUNBURST
ORANGE

RADIANT
RED

POWER
PINK

GALACTIC
GREEN

OCEAN
BLUE

MIDNIGHT
BLACK



Elektrisk ryggstödslutning
85–130°



Elektrisk sitslutning
bakåt 0–50°



Elektriskt benstöd
80°–140° (>480 mm sitsdjup)
90°–150° (≤480 mm sitsdjup)
Manuellt benstöd
80°–135°



Sidosvängbara benstöd
100°–115°
manuellt justerbara
och avtagbara



Tillval:
Acta Back
Acta Relief
ROHO Agility Max
Skålformad
solid rygg

Låg sitthöjd
410 mm

Basbredd
610 mm

Maxlängd inkl. sits
990 mm

*Körförhållanden och val av batterityp.

**Ryggstödsram.

Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.



**Permobil M1
är utformad med
fokus på användar-
vänlighet och
hållbarhet.**

Permobil

M1

Tillförlitlighet kommer som standard med M1 som levereras med samma teknik för drivenheterna som även finns i Permobil M3 och Permobil F3. Den unika fjädringsgeometrin och den linjära fjäderdesignen ger ett mer stabilt chassi medan vibrationsdämpande fjädring säkerställer en smidig körning över olika underlag.