

Data	Timbro ditta	Prezzi iva esclusa validi a partire dal 01/05/2023
Utilizzatore		
Responsabile		



F3 Corpus

La configurazione standard prevede:

- sistema di seduta e schienale CORPUS
- basculamento elettrico fino a 50°
- velocità massima 10 km/h
- motori da 350W
- ESP (controllo elettronico della stabilità)
- ruote motrici pneumatiche
- kit luci
- elettronica R-Net
- batterie da 65 Ah e caricabatterie 24V 10Ah

Prezzo base

€ 14.000

(iva esclusa)


Informazioni sul paziente

Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono Mail:

Diagnosi



Peso (kg)	3 (cm)	7 (cm)
Altezza (cm)	4 (cm)	8 (cm)
1 (cm)	5 (cm)	9 (cm)
2 (cm)	6 (cm)	10 (cm)

► DATI DI BASE

F3 CORPUS	108398-99-0	X	14.000,00
VELOCITA' MAX 10 km/h	107305-99-0	X	0,00

► ESP (controllo elettronico della stabilità)

ESP	109590-99-0	X	0,00
-----	-------------	---	------

► CONNECT-ME (richiede modulo di consenso firmato – vedi ultima pagina)

CONNECT-ME 4G EU ATTIVATO	109465-99-0	☐	0,00
---------------------------	-------------	-----------------------	------

► PARAFANGHI POSTERIORI

KIT PARAFANGHI POSTERIORI	108445-99-0	☐	127,00
---------------------------	-------------	-----------------------	--------

► SET COLORE (coperture telaio e ruote)

AQUA	108419-99-0	☐	0,00	CANARY	108424-99-0	☐	0,00
SKY	108420-99-0	☐	0,00	SPRING	108425-99-0	☐	0,00
VIOLET	108421-99-0	☐	0,00	ARCTIC	108426-99-0	☐	0,00
FLAMINGO	108422-99-0	☐	0,00	SUNSET	108427-99-0	☐	0,00
CHILI	109328-99-0	☐	0,00	MIDNIGHT	108428-99-0	☐	0,00
				GOLD	108429-99-0	☐	127,00
				BRONZE	108430-99-0	☐	127,00
				PLATINUM	108431-99-0	☐	127,00

► RUOTE MOTRICI

RUOTE 3.00X8 PNEUMATICHE	108411-99-0	☐	0,00
RUOTE 3.00X8 PIENE	108414-99-0	☐	142,00
RUOTE 3.00X8 NEVE/FANGO PNEUMATICHE	108412-99-0	☐	74,00

► RUOTE PIROETTANTI

RUOTE 210X65 PNEUMATICHE	108408-99-0	☐	0,00
RUOTE 210X65 PIENE	108409-99-0	☐	74,00

► BATTERIE e CARICABATTERIE

SET BATTERIE PERMOBIL (2pz) 65 Ah	109183-99-0	☐	0,00
SET BATTERIE PERMOBIL (2pz) 85 Ah	108999-99-0	☐	240,00
CARICABATTERIE PERMOBIL VOLTPRO 24/10 GEL AMG	109166-99-0	☒	0,00

► KIT LUCI

KIT LUCI	109379-99-0	☒	0,00
----------	-------------	-------------------------------------	------

► RUOTE ANTIRIBALTAMENTO

RUOTE ANTIRIBALTAMENTO	106997-99-0	☒	0,00
------------------------	-------------	-------------------------------------	------

► ACCESSORI TELAIO

PORTAPACCHI CON LUCI POSTERIORI	109169-99-0	☐	501,00
PORTAPACCHI CON CATARIFRANGENTI	109170-99-0	☐	306,00
SENZA PORTAPACCHI	109284-99-0	☐	0,00
SCocca PREDISPOSTA PER SISTEMA DAHL CARLOCK	108254-99-0	☐	317,00
MONTAGGIO PIASTRA DK PER DAHL CARLOCK	109019-99-0	☐	554,00
Include il costo per la predisposizione			
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00
ARRESTO DI EMERGENZA CON TELECOMANDO	108526-99-0	☐	654,00
IMPERMEABILE IN NYLON FINO	101888-99-0	☐	148,00
IMPERMEABILE IN NYLON GROSSO	101897-99-0	☐	376,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► MOVIMENTI DELLA SEDUTA

ALTEZZA SEDUTA FISSA	107097-99-0	☐	0,00
ELEVAZIONE SEDUTA 350mm	107098-99-0	☐	1583,00
BASCULAMENTO POSTERIORE SEDUTA 50°	107095-99-0	☒	0,00
SENZA BASCULAMENTO ANTERIORE	107093-99-0	☐	0,00
BASCULAMENTO ANTERIORE 5°	107099-99-0	☐	0,00
BASCULAMENTO ANTERIORE 10°	107090-99-0	☐	0,00
Obbligatorio scegliere anche "Elevazione Seduta"			
BASCULAMENTO ANTERIORE 20°	107091-99-0	☐	0,00
Obbligatorio scegliere anche "Elevazione Seduta" + "Pedana VS" + "Supporto ginocchia"			
BASCULAMENTO ANTERIORE 30°	107627-99-0	☐	0,00
Obbligatorio scegliere anche "Elevazione Seduta" + "Pedana VS" + "Supporto ginocchia"			

► SEDUTA



SEDUTA CORPUS	107022-99-0	☒	0,00
---------------	-------------	-------------------------------------	------

► DIMENSIONI SEDUTA (dimensioni in mm.)

		PROFONDITÀ								
		370	395	420	445	470	495	520	545	570
LARGHEZZA	420	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	470	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	520	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
	570	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		A			B			C		

permobil

F3 Corpus




PNEUMATICA
O PIENA


PNEUMATICA
PER
NEVE/FANGO



PORTAPACCHI



Predisposizione



DAHL CARLOCK
Montaggio piastra



ARRESTO DI
EMERGENZA




IMPERMEABILE



ELEVAZIONE
SEDUTA




BASC. POST. 50°



BASC. ANT.
5°



BASC. ANT.
10° 20° 30°



NOTA per LARGHEZZA

- regolabile nelle 4 misure utilizzando gli stessi componenti.

NOTE per PROFONDITÀ

- con schienali CORPUS e AGILITY, la profondità reale risulta 6-7 cm più corta rispetto a quanto indicato nelle scelte.
- Un set piastre/guide permette una regolazione di tre misure – vedi lettere A B C nella tabella.

Scheda ordine F3 Corpus rev. 2023-05 – pag. 2 | 14

► CUSCINO

CUSCINO IN VINILE	10XXXX-99-0	☐	0,00
CUSCINO IN STRETCH AIR	10XXXX-99-0	☐	0,00
SENZA CUSCINO	105118-99-0	☐	0,00
SUPPORTI ERGO	105219-99-0	☒	0,00

► REGOLAZIONE DELLO SCHIENALE

RECLINAZIONE SCHIENALE MOTOR. 150°	107825-99-0	☐	1161,00
RECLINAZIONE SCHIENALE MOTOR. 180°	107755-99-0	☐	1161,00
SCHIENALE CON REGOLAZIONE MANUALE	108195-99-0	☐	0,00
SCHIENALE SENZA COMPENSAZIONE	105066-99-0	☐	0,00
SCHIENALE CON COMPENSAZIONE BIO-MECH	105067-99-0	☐	528,00

► TIPO DI SCHIENALE

CORPUS BASSO - solo parte inferiore	107262-99-0	☐	0,00
CORPUS STANDARD - composto da parte inf. + parte sup.	107264-99-0	☐	0,00
ADATTATORE SCHIENALE DIRETTO	107261-99-0	☐	512,00
TELAIO SCHIENALE TUBOLARE	107265-99-0	☐	546,00
SENZA SCHIENALE	107272-99-0	☐	0,00

► DIMENSIONI DELLO SCHIENALE CORPUS (dimensioni in mm.)

			ALTEZZA schienale basso		ALTEZZA schienale standard						
			470		545	570	595	620	645	670	
LARGHEZZA	360	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	360
	410	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	410
	460	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	460
	510	☐			☐	☐	☐	☐	☐	☐	510



► IMBOTTITURA DELLO SCHIENALE CORPUS

IMBOTTITURA SCHIENALE IN VINILE	10XXXX-99-0	☐	0,00
IMBOTTITURA SCHIENALE IN STRETCH AIR	10XXXX-99-0	☐	0,00
SENZA IMBOTTITURA SCHIENALE	105117-99-0	☐	0,00
SUPPORTI ERGO 5cm	105569-99-0	☐	0,00
SUPPORTI ERGO 7cm	105570-99-0	☐	0,00

► SCHIENALE AGILITY MAX CONTOUR (dimensioni in pollici e mm.)

LARGHEZZA	Dimensioni schienale	ALTEZZA H			ALTEZZA DI MONTAGGIO MH				
		16"	18"	20"		16"	18"	20"	
	14"/355mm	☐	☐	☐	470mm	☐	---	---	800,00
	15"/380mm	☐	☐	☐	495mm	☐	---	---	
	16"/405mm	☐	☐	☐	520mm	☐	☐		
	17"/430mm	☐	☐	☐	545mm	☐	☐	☐	
	18"/455mm	☐	☐	☐	570mm	☐	☐	☐	
	19"/485mm	☐	☐	☐	595mm	☐	☐	☐	
	20"/510mm	☐	☐	☐	620mm	---	☐	☐	
					645mm	---	---	☐	

OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00
SUPPORTI LATERALI AGILITY IN POSIZIONE BASSA (STD)	108538-99-0	☐	0,00
SUPPORTI LATERALI AGILITY IN POSIZIONE ALTA	108537-99-0	☐	0,00



► MONTAGGIO DEI BRACCIOLI


LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI: STRETTO 380-480mm	107251-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI: LARGO 480-580mm	107252-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 380mm	105083-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 430mm	105084-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 480mm	105085-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 530mm	105086-99-0	☐	0,00
LARGHEZZA TRA I BRACCIOLI REGOLATA A 580mm	105082-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 230mm (dal piano seduta)	106631-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 255mm (dal piano seduta)	106632-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 280mm (dal piano seduta)	106633-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 305mm (dal piano seduta)	106634-99-0	☐	0,00
ALTEZZA BRACCIOLO 330mm (dal piano seduta)	106635-99-0	☐	0,00
BRACCIOLI FISSI	105070-99-0	☐	0,00
BRACCIOLI GIREVOLI	105072-99-0	☐	195,00

permobil F3 Corpus



► IMBOTTITURA (PAD) DEI BRACCIOLI (dimensioni in mm.)

	SINISTRA				DESTRA					
	260	335	410	460	260	335	410	460		
SENZA PAD	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	
PAD IN TESSUTO	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	
PAD IN VINILE	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	0,00	
PAD IN GEL	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	137,00	
BRACCIOLO CONTENITIVO	SINISTRO				108860-99-0				☐ _{SX}	243,00
	DESTRO				108861-99-0				☐ _{dx}	243,00
OPZIONE NON NECESSARIA									☐	0,00
APPOGGIO PALMARE	MEDIO SINISTRO				108862-99-0				☐ _{SX}	74,00
	GRANDE SINISTRO				108864-99-0				☐ _{SX}	74,00
	MEDIO DESTRO				108863-99-0				☐ _{dx}	74,00
	GRANDE DESTRO				108865-99-0				☐ _{dx}	74,00
OPZIONE NON NECESSARIA									☐	0,00



► PEDANA ELEVABILE

PEDANA ELEVABILE MOTOR. CORPUS	107757-99-0	○	1161,00
PEDANA ELEVABILE MOTOR. CORPUS LUNGH. EXTRA	107758-99-0	○	1161,00
PEDANA ELEVABILE CON REG. MANUALE	107763-99-0	○	0,00

► STRUTTURA PEDANA

STRUTTURA CON COMPENSAZIONE MECC. 200mm (A)	107012-99-0	○	0,00
STRUTTURA CON COMPENSAZIONE MECC. 185mm (A)	107184-99-0	○	0,00
STRUTTURA CON COMPENSAZIONE MOTOR. 200mm (VS)	107185-99-0	○	1583,00
SENZA POGGIAGAMBE	105760-99-0	○	0,00

► PIATTI PEDANA

PEDANA SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 29-50cm (A)	105436-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 20cm per UL 29-50cm (A)	105437-99-0	○	0,00
PEDANA UNICA per 29-50cm (A)	106760-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 14-30cm (A)	105438-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 20 cm per UL 14-30cm (A)	105439-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 25,5-47,5cm (VS)	106967-99-0	○	0,00
PEDANA UNICA LARGH. 42cm per UL 25,5-47,5cm (VS)	106969-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 20cm per UL 25,5-47,5cm (VS)	106971-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 16cm per UL 13,5-25,5cm (VS)	106966-99-0	○	0,00
PEDANA SDOPPIATA LARGH. 20cm per UL 13,5-25,5cm (VS)	106970-99-0	○	0,00
PEDANA UNICA LARGH. 42cm per UL 13,5-25,5cm (VS)	106968-99-0	○	0,00
SENZA PEDANA	106154-99-0	○	0,00

permobil


F3 Corpus



(A)



(VS)




► POGGIATESTA

POGGIATESTA ORIGINAL <i>per schienale</i> CORPUS	340X130	per schienale STD	107716-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107715-99-0	☐	360,00
	250X125	per schienale STD	107708-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107719-99-0	☐	360,00
	180X110	per schienale STD	107712-99-0	☐	360,00
		per schienale basso	107711-99-0	☐	360,00
POGGIATESTA ORIGINAL <i>per schienale</i> AGILITY	180X110		108580-99-0	☐	360,00
	250X125		108582-99-0	☐	360,00
	340X130		108584-99-0	☐	360,00
POGGIATESTA BODILINK <i>per schienale</i> CORPUS	340X130	per schienale STD	108719-99-0	☐	618,00
		per schienale basso	108720-99-0	☐	618,00
	250X125	per schienale STD	108717-99-0	☐	570,00
		per schienale basso	108718-99-0	☐	570,00
	180X110	per schienale STD	109003-99-0	☐	570,00
		per schienale basso	109004-99-0	☐	570,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00

► ACCESSORI PER POGGIATESTA

SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 110X60 – SINISTRO	107860-99-0	☐ _{SX}	390,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 160X60 – SINISTRO	107861-99-0	☐ _{SX}	390,00
PULSANTE EGG SWITCH GIREVOLE – SINISTRO	107858-99-0	☐ _{SX}	491,00
PULSANTE MICRO LIGHT GIREVOLE – SINISTRO	107859-99-0	☐ _{SX}	514,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 110X60 – DESTRO	107941-99-0	☐ _{DX}	390,00
SUPPORTO FACCIALE GIREVOLE 160X60 – DESTRO	107944-99-0	☐ _{DX}	390,00
PULSANTE EGG SWITCH GIREVOLE – DESTRO	107931-99-0	☐ _{DX}	491,00
PULSANTE MICRO LIGHT GIREVOLE – DESTRO	107935-99-0	☐ _{DX}	514,00
PROLUNGA CAVO JACK 3,5mm STEREO LUNGH. 1 m	105931-99-0	☐	51,00
PROLUNGA CAVO JACK 3,5mm STEREO LUNGH. 2 m	105932-99-0	☐	51,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	

permobil F3 Corpus



attacco per
schienale STD



attacco per
schienale basso
e
schienale Agility



► SUPPORTI TORACALI

SUPPORTO TORACALE BODILINK STRETCH AIR	75X140	SINISTRO	109025-99-0	○ _{SX}	369,00
	100X165	SINISTRO	109027-99-0	○ _{SX}	396,00
	75X140	DESTRO	109026-99-0	dx ○	369,00
	100X65	DESTRO	109028-99-0	dx ○	396,00
SUPPORTO TORACALE ORIGINAL	180X130	SINISTRO	107720-99-0	○ _{SX}	364,00
	130X80	SINISTRO	107722-99-0	○ _{SX}	364,00
	180X130	DESTRO	107721-99-0	dx ○	364,00
	130X80	DESTRO	107723-99-0	dx ○	364,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00

► SUPPORTI COSCIA





SUPPORTO COSCIA BODILINK STRETCH AIR	90X110	SINISTRO	109179-99-0	○ _{SX}	232,00
	200X90	SINISTRO	109181-99-0	○ _{SX}	253,00
	300X90	SINISTRO	109036-99-0	○ _{SX}	274,00
	90X110	DESTRO	109180-99-0	dx ○	232,00
	200X90	DESTRO	109182-99-0	dx ○	253,00
	300X90	DESTRO	109037-99-0	dx ○	274,00
SUPPORTO COSCIA MESH	110X90	SINISTRO	107392-99-0	○ _{SX}	179,00
	165X120	SINISTRO	107396-99-0	○ _{SX}	207,00
	200X90	SINISTRO	107394-99-0	○ _{SX}	207,00
	300X90	SINISTRO	107390-99-0	○ _{SX}	227,00
	110X90	DESTRO	107393-99-0	dx ○	179,00
	165X120	DESTRO	107397-99-0	dx ○	207,00
	200X90	DESTRO	107395-99-0	dx ○	207,00
	300X90	DESTRO	107391-99-0	dx ○	227,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00

► SUPPORTI ANCA

SUPPORTO ANCA BODILINK STRETCH AIR	90X110	SINISTRO	109032-99-0	○ _{SX}	232,00
	200X90	SINISTRO	109034-99-0	○ _{SX}	253,00
	150X140	SINISTRO	109038-99-0	○ _{SX}	253,00
	90X110	DESTRO	109033-99-0	dx ○	232,00
	200X90	DESTRO	109035-99-0	dx ○	253,00
	150X140	DESTRO	109039-99-0	dx ○	253,00
SUPPORTO ANCA MESH	110X90	SINISTRO	107400-99-0	○ _{SX}	179,00
	150X140	SINISTRO	107398-99-0	○ _{SX}	207,00
	200X90	SINISTRO	107402-99-0	○ _{SX}	207,00
	200X200	SINISTRO	107404-99-0	○ _{SX}	253,00
	110X90	DESTRO	107401-99-0	dx ○	179,00
	150X140	DESTRO	107399-99-0	dx ○	207,00
	200X90	DESTRO	107403-99-0	dx ○	207,00
	200X200	DESTRO	107405-99-0	dx ○	253,00
OPZIONE NON NECESSARIA				○	0,00

permobil

F3 Corpus



► SUPPORTI POLPACCI

SUPPORTO POLPACCI MESH per struttura pedana (A)	110X90	105252-99-0	○	230,00
	165X120	105258-99-0	○	280,00
	150X140	105250-99-0	○	280,00
	170X175	105256-99-0	○	362,00
	200X200	105254-99-0	○	362,00
SUPPORTO POLPACCI MESH per struttura pedana (VS)	110X90	107210-99-0	○	230,00
	165X120	107211-99-0	○	280,00
	150X140	106190-99-0	○	280,00
	170X175	106188-99-0	○	362,00
	200X200	106186-99-0	○	362,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

► SUPPORTI PER BRACCIOLI

SUPPORTO GOMITO	SINISTRO	107838-99-0	○ _{SX}	275,00
	DESTRO	107839-99-0	dx ○	275,00
SUPPORTO LATERALE AVAMBRACCIO	ESTERNO	SINISTRO	○ _{SX}	100,00
		DESTRO	dx ○	100,00
	INTERNO	SINISTRO	○ _{SX}	100,00
		DESTRO	dx ○	100,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

► PAD APPOGGIAPIEDI

PAD APPOGGIAPIEDI STEALTH GEL	per piatto largo 16cm	106530-99-0	○	313,00
	per piatto largo 20cm	106225-99-0	○	313,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

► CUNEO DI ABDUZIONE

CUNEO DI ABDUZIONE	109373-99-0	☐	430,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► SUPPORTO SPALLE

SUPPORTO SPALLE	per schienale largo 36cm	105410-99-0	○	99,00
	per schienale largo 41cm	105411-99-0	○	99,00
	per schienale largo 46cm	105412-99-0	○	99,00
	per schienale largo 51cm	105854-99-0	○	99,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

► SUPPORTI PER AMPUTATO

SUPPORTO PER AMPUTATO	150X140	106497-99-0	○	311,00
	165X120	106500-99-0	○	311,00
	200X200	106499-99-0	○	364,00
	175X170	106498-99-0	○	364,00
OPZIONE NON NECESSARIA			○	0,00

► SUPPORTO GINOCCHIA

SUPP. GINOCCHIA CON RIVESTIMENTO IN TESSUTO	107285-99-0	☐	506,00
Abbinabile solo con struttura pedana VS			
SUPPORTO AGGIUNTIVO PER SUPP. GINOCCHIA	107028-99-0	☐	47,00
Viene fissato nella guida seduta Unitrack			
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► SUPPORTO LOMBARE

SUPPORTO LOMBARE GONFIABILE	101972-99-0	☐	165,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

permobil F3 Corpus

STRUTTURA
PEDANA
(A)



90x110



150X140



165x120



170x175



200X200



STRUTTURA
PEDANA
(VS)



SUPP.
GOMITO



SUPP.
AVAMBRACCIO




PAD
APPOGGIAPIEDI



CUNEO DI
ABDUZIONE



SUPPORTO
SPALLE



150X140




165x120


170x175



200X200



SUPP. GINOCCHIA



SUPPORTO
AGGIUNTIVO



SUPP.
LOMBARE

Scheda ordine F3 Corpus rev. 2023-05 – pag. 8 | 14

► CINTURE

CINTURA ELASTICA UNIVERSALE BODYPOINT		GRANDE	105843-99-0	☐	106,00
		PICCOLA	105845-99-0	☐	103,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00
CINTURA PELVICA BODYPOINT	A 2 PUNTI MEDIA (non imbottita)		104518-99-0	☐	127,00
	A 2 PUNTI GRANDE (non imbottita)		104514-99-0	☐	127,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA MEDIA		104520-99-0	☐	179,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA GRANDE		104516-99-0	☐	179,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA 46cm - REHAB LATCH		108267-99-0	☐	160,00
	A 2 PUNTI IMBOTTITA 62cm - REHAB LATCH		108266-99-0	☐	169,00
	A 4 PUNTI IMBOTTITA 46cm – CON PULSANTE		108265-99-0	☐	218,00
CINTURA PELVICA PERMOBIL	A 2 PUNTI CON FIBBIA		100518-99-0	☐	74,00
	AUTOTENSIONABILE MEDIA		100519-99-0	☐ sx ☐ dx	127,00
	AUTOTENSIONABILE GRANDE		100600-99-0	☐ sx ☐ dx	137,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00
CINTURA BRETELLAGGIO A 4 PUNTI PERMOBIL			100529-99-0	☐	174,00
CINTURA TORACICA BODYPOINT	MONOFLEX	M	105840-99-0	☐	145,00
		L	105839-99-0	☐	145,00
		XL	105850-99-0	☐	145,00
CINTURA BRETELLAGGIO BODYPOINT	PIVOTFIT	S	108275-99-0	☐	230,00
		M	108276-99-0	☐	230,00
		L	108277-99-0	☐	230,00
		XL	108278-99-0	☐	230,00
	STAYFLEX	XS	108269-99-0	☐	256,00
		S	108270-99-0	☐	256,00
		M	108271-99-0	☐	256,00
		L	108272-99-0	☐	256,00
		XL	108273-99-0	☐	256,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00
CINTURINO FERMAPIEDI IMBOTTITO (set di 2 pz)		103104-99-0	☐	110,00	
CINTURINO FERMAPIEDI non imbottito (set di 2 pz)		103427-99-0	☐	45,00	
CAVIGLIERA BP MEDIA (set di 2 pz)		108242-99-0	☐	230,00	
CAVIGLIERA BP GRANDE (set di 2 pz)		108243-99-0	☐	230,00	
OPZIONE NON NECESSARIA				☐	0,00

► CUSCINI OPZIONALI

FODERA PROTETTIVA PER INCONTINENZA	☐	181,00
CUSCINO ERGO AIR	☐	580,00
CUSCINO ROHO QUADTRO SELECT	☐	630,00
CUSCINO ROHO CONTOUR	☐	630,00
CUSCINO ROHO HYBRID ELITE	☐	630,00
OPZIONE NON NECESSARIA	☐	0,00

permobil

F3 Corpus



ELASTICA
UNIVERSALE



2 P. non imbottita



2 P. IMBOTTITA



4 PUNTI IMBOTTITA
CON PULSANTE



IMBOTTITA
con fibbia
REHAB LATCH



2 PUNTI



AUTOTENSIONABILE



MONOFLEX



4 PUNTI



PIVOTFIT



STAYFLEX



FERMAPIEDI IMBOTTITO



FERMAPIEDI



CAVIGLIERA



ERGO AIR



QUADTRO SELECT



CONTOUR



HYBRID ELITE



► TAVOLINI

TAVOLINO RIBALTABILE	PER JOYSTICK LATERALE	L. 550mm	109325-99-0	☐ sx	☐ dx	580,00
		L. 600mm	105262-99-0	☐ sx	☐ dx	580,00
		L. 650mm	105263-99-0	☐ sx	☐ dx	580,00
	PER JOYSTICK CENTRALE	L. 600mm	105264-99-0	☐ sx	☐ dx	580,00
		L. 650mm	105261-99-0	☐ sx	☐ dx	580,00
TAVOLINO REGOLABILE IN INCLINAZIONE	L. 330 (per LS 420)	RIMOV. A SX	108510-99-0	☐ sx		480,00
		RIMOV. A DX	108505-99-0		☐ dx	480,00
	L. 381 (per LS 470)	RIMOV. A SX	108511-99-0	☐ sx		480,00
		RIMOV. A DX	108506-99-0		☐ dx	480,00
	L. 432 (per LS 520)	RIMOV. A SX	108512-99-0	☐ sx		480,00
		RIMOV. A DX	108507-99-0		☐ dx	480,00
	L. 482 (per LS 570)	RIMOV. A SX	108513-99-0	☐ sx		480,00
		RIMOV. A DX	108508-99-0		☐ dx	480,00
	TAVOLINO 500X330mm FISSAGGIO MONOLATERALE			106863-99-0	☐	
SUPPORTO AGGIUNTIVO PER IL TAVOLINO			107295-99-0	☐		0,00
TAVOLO LEGGIO	SINISTRO		105686-99-0	☐		252,00
	DESTRO		105831-99-0	☐		252,00
OPZIONE NON NECESSARIA				☐		0,00


permobil

F3 Corpus

RIBALTABILE



RIMOVIBILE LATERALMENTE



SUPP. AGGIUNTIVO

FISSAGGIO
MONOLATERALE

LEGGIO

► PORTAOGGETTI

BORSELLO PORTAOGGETTI NERO	SOTTO BRACCIOLO DESTRO	107339-99-0	dx 	44,00
	SOTTO BRACCIOLO SINISTRO	107338-99-0	 sx	44,00
	SOTTO SEDUTA	107340-99-0		44,00
ZAINO POSTERIORE		102059-99-0		179,00
GANCI PER ZAINO	SET UNITRACK MONTAGGIO POS. 1	105563-99-0		34,00
	SCHIENALE MONTAGGIO POS. 2	109186-99-0		34,00
	SCHIENALE MONTAGGIO POS. 3	109187-99-0		34,00
OPZIONE NON NECESSARIA				0,00


BORSELLO

ZAINO



► ACCESSORI

MANIGLIA ANTERIORE (montata sul bracciolo)	106058-99-0	☐ sx dx ☐	116,00
MANIGLIE PER TRASFERIMENTO (montate sulla seduta)	105260-99-0	☐	185,00
MANIGLIE ACCOMPAGNATORE (montate sullo schienale)	105292-99-0	☐	169,00
MANIGLIE ACCOMPAGNATORE (solo schienale L.360 mm)	105795-99-0	☐	169,00
PORTA-STAMPELLE	105223-99-0	☐	195,00
PORTA-BOMBOLA D'OSSIGENO	105224-99-0	☐	290,00
PORTA-BICCHIERE AUTOLIVELLANTE	106210-99-0	☐	30,00
PORTA-TELEFONO X-GRIP	106806-99-0	☐	90,00
PORTA-TABLET X-GRIP	106972-99-0	☐	152,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00



► COMANDI UTENTE

JOYSTICK R-NET	DISPLAY 3,5" CON IR	107159-99-0	○	700,00
	DISPLAY 3,5" CON IR e BT	107779-99-0	○	950,00
	"EL" LED	105246-99-0	○	0,00
	HEAVY DUTY CON DISPLAY	105700-99-0	○	1.350,00
	COMPACT ADVANCE	103814-99-0	○	1.741,00
TAVOLO STEERING FLIP-OVER CON JOYSTICK R-NET	450mm (LB 380mm)	109323-99-0	○ _{SX} dx ○	2.321,00
	550mm (LB 380-530mm)	109324-99-0	○ _{SX} dx ○	2.321,00
	600mm (LB 430-530mm)	105293-99-0	○ _{SX} dx ○	2.321,00
	650mm (LB 480-530mm)	105294-99-0	○ _{SX} dx ○	2.321,00
<i>Nota: tra parentesi LB = larghezza tra i braccioli compatibile</i>				
SENZA COMANDO UTENTE	(vedi comandi speciali)	101352-99-0	○	0,00

► SUPPORTO JOYSTICK

SUPPORTO JOYSTICK REGOLABILE	SWING-AWAY	107754-99-0	○ _{SX} dx ○	0,00
	AD ASTA L.335mm	103473-99-0	○ _{SX} dx ○	0,00
	AD ASTA L.435mm	103474-99-0	○ _{SX} dx ○	0,00
SUPPORTO BP TRI-LOCK PER JOYSTICK	R-NET CENTRALE	108019-99-0	○ _{SX} dx ○	739,00
	COMPACT CENTRALE	108020-99-0	○ _{SX} dx ○	739,00
BRACCETTO LUNGO PER ACCOMPAGNATORE		107788-99-0	○ _{SX} dx ○	152,00
SENZA SUPPORTO		102835-99-0	○	0,00

► STAFFA REGOLAZIONE ALTEZZA JOYSTICK

STAFFA REG. ALT. PER SUPP. SWING-AWAY DX	107960-99-0	dx ○	135,00
STAFFA REG. ALT. PER SUPP. SWING-AWAY SX	107963-99-0	○ _{SX}	135,00
STAFFA REG. ALT. PER SUPP. AD ASTA	108005-99-0	○	135,00
OPZIONE NON NECESSARIA		○	0,00

► SWITCH BOX

SWITCH BOX CON LEVETTE	102799-99-0	○	559,00
SWITCH BOX CON PULSANTI	102798-99-0	○	559,00
SENZA SWITCH BOX	104621-99-0	○	0,00

► STAFFA DI SUPPORTO SWITCH BOX

STAFFA SUPP. SWITCH BOX CON JS (su bracciolo)	103469-99-0	○	0,00
STAFFA SUPP. SWITCH BOX INDIPENDENTE (su bracciolo)	104651-99-0	○ _{SX} dx ○	0,00
STAFFA SUPP. SWITCH BOX SU SCHIENALE	106256-99-0	○ _{SX} dx ○	42,00
SWITCH BOX NON MONTATA	105409-99-0	○	0,00

► LAYOUT SWITCH BOX

LAYOUT "A"	103744-99-0	○	0,00
LAYOUT "B"	103786-99-0	○	0,00
LAYOUT "C"	103787-99-0	○	0,00
LAYOUT "D"	103745-99-0	○	0,00
LAYOUT "L"	105832-99-0	○	0,00

► LAYOUT SWITCH BOX

LAYOUT LIV. 4 - COMPLETO	103749-99-0	X	0,00
--------------------------	-------------	----------	------

permobil

F3 Corpus



JS DISPLAY 3,5"




JS LED



JS HEAVY DUTY



COMPACT



TAVOLO CON JOYSTICK FLIP-OVER



SWING AWAY



AD ASTA



per JS R-NET



per JS COMPACT



PER ACCOMPAGNATORE




per supporto
SWING-AWAY




per supporto
AD ASTA




CON JS



INDIPENDENTE



SU SCHIENALE



► PRESA CARICABATTERIA (necessario in presenza di comandi alternativi)

PRESA CARICABATT. MONTATA SUL BRACCIOLO	104163-99-0	☐	217,00
PRESA CARICABATT. MONTATA SULLA GUIDA SEDUTA	104164-99-0	☐	217,00
PRESA CARICABATT. MONTATA SOTTO LA SEDUTA	104165-99-0	☐	217,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► CHIAVE DI BLOCCO

CHIAVE DI BLOCCO R-NET	104620-99-0	☐	37,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

► IMPUGNATURE ALTERNATIVE PER JOYSTICK

IMPUGNATURA JOYSTICK	A TAZZA PER COMANDO A MENTO	100960-99-0	☐	32,00
	T-GRIP	100961-99-0	☐	32,00
	A SFERA RIGIDA GRANDE	100962-99-0	☐	32,00
	A SFERA MORBIDA GRANDE	100963-99-0	☐	32,00
	A FUNGHETTO	100964-99-0	☐	32,00
	DRITTA LUNGA	100965-99-0	☐	32,00
	A SFERA RIGIDA PICCOLA	101165-99-0	☐	32,00
	STANDARD	101166-99-0	☐	32,00
	SEMISFERA MORBIDA NERA	105442-99-0	☐	42,00
	BP A "U" 7,5 cm	105846-99-0	☐	58,00
	BP A "U" 10 cm	105847-99-0	☐	58,00
	BP A CUPOLA IN GOMMA	105848-99-0	☐	58,00
OPZIONE NON NECESSARIA			☐	0,00

► COMANDI PER ACCOMPAGNATORE

JOYSTICK R-NET PER ACCOMPAGNATORE	DISPLAY COL. 3,5"	107318-99-0	☐ sx ☐ dx	939,00
	LED	107320-99-0	☐ sx ☐ dx	675,00
	VELOCITA'/MODE	107321-99-0	☐ sx ☐ dx	675,00

SCOOT CONTROL R-NET	109532-99-0	☐	3.023,00
---------------------	-------------	-----------------------	----------

OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00
------------------------	--	-----------------------	------

► PULSANTE DI EMERGENZA

PULSANTE DI ARRESTO DI EMERGENZA	101792-99-0	☐	275,00
OPZIONE NON NECESSARIA		☐	0,00

permobil F3 Corpus



CHIAVE DI BLOCCO



► COMANDI ALTERNATIVI ED ALTRI ACCESSORI

Nota: possono essere applicati i costi di montaggio

COMPACT JOYSTICK LIGHT BASSA FORZA R-NET	103892-99-0	○	2.057,00
COMPACT JOYSTICK per R-NET	103817-99-0	○	1.741,00
MINI JOYSTICK R-NET	105289-99-0	○	2.216,00
MICRO JOYSTICK R-NET con cavo 300mm	109524-99-0	○	2.650,00
MULTI JOYSTICK R-NET, con cavo 300mm	109526-99-0	○	2.650,00
ALL-ROUND JOYSTICK LIGHT R-NET, con cavo 300mm	109528-99-0	○	2.450,00
ALL-ROUND JOYSTICK R-NET con cavo 300mm	109530-99-0	○	2.200,00

BRACCETTO PER ACCOMPAGNATORE	105210-99-0	○	148,00
PROTEZIONE IN VINILE INCAVO TAVOLINO	101303-99-0	○	202,00
MODULO CON PRESA USB CARICA DEVICE	107189-99-0	○ _{sx} ○ _{dx}	152,00

KIT PULSANTI COMANDO A MENTO PER COMPACT JS	104641-99-0	○	338,00
---	-------------	---	--------

PULSANTE BUDDY Ø 63mm	NERO	101766-99-0	pz.	103,00
	ROSSO	101767-99-0	pz.	103,00
	GIALLO	101768-99-0	pz.	103,00
PULSANTE MICRO LIGHT		101769-99-0	pz.	153,00
PULSANTE A TAZZA	Ø 45mm	101770-99-0	pz.	153,00
	Ø 24mm	101771-99-0	pz.	153,00
PULSANTE AD IMPUGNATURA		101772-99-0	pz.	290,00
SATELLITE TWISTER con cavo 300 mm	NERO	109546-99-0	pz.	145,00
	ROSSO	109547-99-0	pz.	145,00
	GIALLO	109548-99-0	pz.	145,00
	BLU	109549-99-0	pz.	145,00
	VERDE	109550-99-0	pz.	145,00

SWITCH BOX ICS ALTERNATIVO - 8 INPUTS	104196-99-0	○	559,00
INTERFACCIA PULSANTI ESTERNI R-NET	104696-99-0	○	748,00

SCALDAMANI	109533-99-0	○	995,00
COPERTURA PER 1 MANO	107363-99-0	○	180,00
COPERTURA PER 2 MANI	107364-99-0	○	220,00

permobil

F3 Corpus



► DATI TECNICI

LARGHEZZA CARRO	620 mm	
PROFONDITA' CARRO	890 mm	<i>escluse pedane</i>
ALTEZZA CARRO DA TERRA	80 mm	
ALTEZZA SEDUTA	450 mm	<i>piastra seduta - terreno</i>
PORTATA MASSIMA	150 kg	
PESO DELLA CARROZZINA	172 kg	<i>conf. STD, incluso batterie</i>
AUTONOMIA CON GUIDA CONTINUA	29 km	<i>teorica</i>
AUTONOMIA CON GUIDA + MOVIMENTAZIONE SEDUTA	11 km	<i>teorica</i>

► Consenso dell'utente per l'installazione di ConnectMe

Si prega di selezionare una delle seguenti opzioni:

- ☐ Acconsento all'installazione dell'hardware ConnectMe al momento della fabbricazione.
Sono consapevole che ciò comporta che l'hardware ConnectMe sarà installato e pronto per essere attivato al momento della ricezione della carrozzina e, una volta attivato, sarà, tra le altre cose, in grado di monitorare il funzionamento della carrozzina durante il suo utilizzo e di usare i dati di posizione.
Ho la facoltà di revocare il mio consenso in qualsiasi momento contattando direttamente il mio fornitore o Permobil.
- ☐ Fornisco il mio consenso a Permobil per potermi contattare in merito all'attivazione della mia carrozzina, allo scopo di fornirmi supporto durante il processo di attivazione.

Nome: _____

E-mail: _____

Telefono (facoltativo): _____

Firma: _____