

SmartDrive

Con el PushTracker
que elijas.



permobil

Resistente,
duradero
y resistente
al agua

La tecnología de pantalla táctil hace que el SmartDrive sea lo más flexible, accesible y práctico posible

PushTracker E2 Basic

SmartDrive ofrece a los usuarios de sillas de ruedas manuales más control que nunca sobre su propulsión asistida. El PushTracker E2 Basic hace que el uso del SmartDrive sea aún más sencillo, con controles activados por gestos y tecnología de seguimiento de actividad.

Póngase en marcha en cuestión de minutos con las aplicaciones preinstaladas y sin necesidad de wifi ni teléfono.

Conexión Bluetooth® 8 veces más fiable

Especificaciones

Dimensiones	46,9 × 52,2 × 12,9 mm	Ancho de banda	22 mm
Colores	Negro	Material de la cinta	Silicona (intercambiable) - Sin látex y totalmente biocompatible
Sistema operativo	Wear OS by Google™	Material de la carcasa	Policarbonato
Compatibilidad con teléfonos	Android™, iPhone™	Pantalla	AMOLED (400 x 400 píxeles)
Tensión de funcionamiento nominal	3,9 V	Versión de la aplicación	Visite la tienda de Google Play™
Carga eléctrica	415 mA-h		
Banda de funcionamiento inalámbrica	Bluetooth®/BLE 2,4 GHz (2,402 a 2,480 GHz) WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz (2,412 a 2,472 GHz) GPS / GLONASS / Beidou 1575 MHz (1,559 a 1,610 GHz)		
Incluye Bluetooth® LE	FCC ID 2AP42-WG12026 IC ID 24006-WG12026		
Resistencia al agua	5 ATM (listo para nadar, hasta 50 m)		
Pago NFC	No		

Todas las figuras se muestran con fines meramente ilustrativos y los productos reales pueden variar. Wear OS by Google, iPhone, Android, Bluetooth y Google Play son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios.