

Permobil

F5 Corpus[®] VS



permobil

Stå upp var som helst

F5 Corpus® VS erbjuder exceptionell åkkomfort tack vare helt oberoende 4-hjulsfjädring tillsammans med alla de elektriska sitsfunktionerna hos F5 Corpus samt fördelarna med att stå upp.

Stå säkert

Stående läge är ett effektivt sätt att främja större oberoende. F5 Corpus VS har fullt programmerbara sekvenser som gör att positionen kan optimeras med hjälp av liggande till stående, halvliggande till stående eller sittande till stående. Stående positioner kan anpassas ytterligare med justerbar främre bröstdyna, formbara knästopp och eldrivna fotplattor.

Corpus® – följer kroppens konturer

Corpus sittsystem har en ergonomisk design som följer kroppens konturer. Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och ökad nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos de nya Corpus-dynorna.

Active Reach

Vinklar sitsen framåt med upp till 45 grader och höjer den för att utöka den funktionella räckvidden, hjälpa till vid förflyttningar och dina dagliga aktiviteter.

Active Height

Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och kombineras sömlöst med *Active Reach* för att ge dig optimal tillgång till din omgivning.

Agile-fjädring

Den helt oberoende fjädringen på alla hjul ger överlägsen åkkomfort, grepp och stabilitet och är särskilt fördelaktig vid aktiv utomhuskörning.

Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

Säkrare körning i mörker

Som tillval finns LED-lampor fram och bak som ger bättre ljus och synlighet.



Stående läge främjar självständighet och minskar belastningen på sittbenen



Den elreglerade ryggstödslutningen med sömlös reduktion av skjuvnings-effekterna hjälper dig att byta position



F5 Corpus® VS Specifikationer

Anpassa din elrullstol

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO

Max hastighet	12 km/h
Körsträcka (G24: 85 Ah-batterier)	40 km*
Användarens maxvikt	136 kg
Hindertagning (med upprampning)	50 mm (75 mm)
Minsta vänddiameter	1490 mm
Vändning i korridor	1200 mm
Fjädring	Fristående fjädring på alla hjul
Elektronik R-net	120 A
Bredd inkl. sits	650–790 mm
Höjd	1090–1170 mm
Min. transportlängd inkl. stödhjul	965 mm
Min. transporthöjd (ryggstöd nedfällt)	825 mm
Vikt inkl. 85 Ah-batterier	206 kg
Vikt, batterier 85 Ah	2x23 kg
Sitshöjd (med elektrisk sitslyft)	450–800 mm
Sitsdjup	370–570 mm (25 mm-steg)
Sitsbredd	420–570 mm (50 mm-steg)
Ryggstödsbredd	360/410/460/510 mm
Ryggstödshöjd	470, 545–670 mm (25 mm-steg)
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm



Max. stāvinkel 70°/80°
(sittande till stående eller
liggande till stående)



180° elreglerad
ryggstödslutning



Sitslyft
Active Height 0–350 mm



Elektriskt ryggstöd **85–180°**
Manuellt ryggstöd 120°



Sitsvinkling framåt
Active Reach* 5–45°
20° till 45° kräver
VS-benstöd



Armstödshöjd
215–330 mm

Höjd sits till
golv 450 mm

Basbredd
630 mm

Längd inkl. stödhjul
1145 mm

*Körförhållanden och val av batterityp.
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.



Möjlighet att stå upp
underlättar **interaktioner
ansikte mot ansikte** och
möjliggör förbättrad hälsa.

Permobil

F5 Corpus® VS

Utforska alla de fördelar som
stårullstolar medför med
F5 Corpus VS. Den har samma
prestanda och alla de funktioner
som F5 Corpus erbjuder i
kombination med överlägsen
elreglerad ståfunktion. *Agile-*
fjädringen gör att du kan köra säkert
upprättstående i upp till 5 km/h.