

Permobil

M3 Corpus[®]



permobil

Mere frihed

M3 Corpus® har en kompakt base, der gør den nem at manøvrere på trange steder, kombineret med en bemærkelsesværdig udendørs funktionsevne. Den leveres med omfattende funktionalitet og stabilitet i forskellige siddestillinger.

Corpus® – følger kroppens konturer

Corpus® sædesystemet har et ergonomisk design, der følger kroppens konturer. Bedre komfort, bækkenpositionering, lateral stabilitet og trykfordeling er blandt de vigtige mål med det nye Corpus-sæde.

Corpus-puder har to lag skum med forskellig densitet på ryglænet, en nydesignet bækkenfordybning og Stretch-Air™, et åndbart, vandafvisende betræk, der kan maskinvaskes ved 60 °C.

Active Reach

Vipper sædet op til 20° fremad og hæver det for at øge den funktionelle rækkevidde, lette forflytninger og understøtte dine daglige aktiviteter.

Active Height

Giver dig mulighed for at køre op til 5 km/t med fuldt hævet sæde og kombineres uden problemer med *Active Reach* for at give dig den ultimative fordel i forhold til adgang til dine omgivelser.

Elektrisk ryglæn

Jævnt og sikkert elektrisk ryglæn med problemfri sheer reduktion for alle brugere på op til 150 kg.

Bedre køreegenskaber

Permobil's nye batteri og VoltPro-oplader arbejder sammen og giver dig en længere kørestrækning, reducerede opladningstider og længere batterilevetid.

Sikrere kørsel i mørke

Valgfrit LED-lys foran og bagpå giver bedre lysstyrke og synlighed.



M3 Corpus[®] specifikationer

Maks. hastighed	6/8/10 km/t
Rækkevidde (G34: 65Ah/G24: 85Ah-batterier)	30-40 km*
Maks. brugervægt	150 kg
Forhindringsevne (med tilløb)	50 mm (75 mm)
Min. vendediameter	1120 mm
Vending i korridor	1100 mm
Affjedring	Smooth
Elektronik R-Net	120 A
Bredde inkl. sæde	650-790 mm
Højde ekskl. nakkestøtte	960-1170 mm
Min. transportlængde	855 mm
Min. transporthøjde (foldet ryglæn)	825 mm
Vægt inkl. batterier 65 Ah	176 kg
Batteriernes vægt 65 Ah	2x17 kg
Sædehøjde (med elektrisk sædehejs)	450-750 mm
Sædedybde	370-570 mm (25 mm intervaller)
Sædebredde	420-570 mm (50 mm intervaller)
Ryglænsbredde	360/410/460/510 mm
Ryglæns højde	470, 545-670 mm (25 mm intervaller)
Afstand mellem armlæn	380-480 mm/480-580 mm

Tilpas din kørestol

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Sædehejs med
Active Height 0-300 mm



Fremad tilt
Active Reach* 5-20°
20° kræver VS-benstøtte



Elektrisk og manuel
benstøtte **90-180°**



Elektrisk ryglæn **85-180°**
Manuelt ryglæn **90-135°**



Baglæns tilt **0-50°**



Armlænshøjde
185-320 mm

Højde fra gulv til sæde-
bund 450 mm

Chassisbredde
615 mm

Maks. længde inkl. sæde
1080 mm

*Kørselsbetingelser og valg af batteritype.
Målingerne er omtrentlige og kan ændres uden varsel.

Oplev den ultimative
fordel ved at få adgang
til omgivelserne.

Permobil

M3 Corpus®

M3 Corpus er konstrueret
særdeles omhyggeligt. Ud over
den ultimative fordel ved at have
adgang til omgivelserne tilbyder
den pålidelighed, komfort og
fremragende manøvredegtighed.

M3 Corpus giver ganske enkelt
mere frihed.

