

ROHO®

Hybrid Select

permobil



Enestående sæde med hybrid positionering

Hybrid Selects bækkenområde tilpasser sig din unikke form, vægt og stillingsændringer. ROHO®-indlægget og IT-indsatsen anvender ISOFLO® Memory Control, som gør det muligt at finde og indstille den rigtige position hver eneste gang.

Unik lateral stabilitet

Hybrid Selects innovative design muliggør positionering ved hjælp af en formet skumbase med høj elasticitet og benkanaler, der giver dig støtte, lateral stabilitet og aflastning af halebenet.

Dokumenteret beskyttelse af huden

Med Hybrid Select får du god funktionel stabilitet kombineret med fantastisk beskyttelse af hud og blødt væv. Pudens formede design gør, at bækkenet synker ned i luft, som former og bevæger sig i forhold til kroppen og beskytter huden og det bløde væv.

Valgfri aflastning medfølger som standard

Hybrid Select giver overlegen fleksibilitet og tilgivelse, som gør det nemmere at sidde i den rigtige position. Den tilbyder en eksklusiv aflastningsteknik ved at fjerne luftindlægget under sædeknoglerne (tuber ischiadicum).



God holdning med sund vægtfordeling
for behagelig siddestilling



Enestående aflastning og komfort

Egenskaber ved at sidde godt

Mekanisk test



Beskyttelse af huden

Nedsænkningstesten (ISO 16840-2) viser, hvor dybt kroppen synker ned i puden.

Omslutningstesten (ISO 16840-12) viser, hvordan puden tilpasser sig kropsvægten ved at omslutte eller aflaste kroppen.

Sheartest (shearkraftsensor) viser, i hvor høj grad puden forvrænger/deformerer vævet i interaktionen med kroppen.

Kontaktområdet (kortlægning af tryk) viser, i hvor høj grad der skabes kontakt mellem sædefladen og personen.



Positionering

Glidemodstandstesten (ISO 16840-2) viser, hvor meget kraft der skal til for at glide fremad på puden, når personen sidder ned.



Stabilitet

Test af lateralt tilt (ISO 16840-13) viser den stabilitet, puden kan give, når personen læner sig fra side til side.

Hybrid Select Specifikationer

Betræktype	Stretch-Air®
Produktvægt	1,45 kg*
Maks. brugervægt	227 kg
Pudegaranti	24 måneder
Betrækgaranti	24 måneder begrænset




Størrelser

35,5 cm x 37,5 cm
35,5 cm x 42,5 cm
38,0 cm x 40,0 cm
38,0 cm x 42,5 cm
38,0 cm x 45,0 cm
40,5 cm x 40,0 cm

40,5 cm x 42,5 cm
40,5 cm x 45,0 cm
40,5 cm x 47,5 cm
40,5 cm x 52,5 cm
43,0 cm x 42,5 cm
43,0 cm x 45,0 cm

43,0 cm x 47,5 cm
43,0 cm x 52,5 cm
45,5 cm x 42,5 cm
45,5 cm x 45,0 cm
45,5 cm x 47,5 cm
45,5 cm x 52,5 cm

51,0 cm x 42,5 cm
51,0 cm x 45,0 cm
51,0 cm x 47,5 cm
51,0 cm x 52,5 cm




Hybrid Select
set forfra



Hybrid Select
set fra venstre



Hybrid Select
set bagfra



*Produktets vægt er baseret på en pude i størrelse 40,5 x 40,5. Produktets vægt afhænger af pudens størrelse. Målingerne er omtrentlige og kan ændres uden varsel.

Hybrid Select giver mig
den positionering,
jeg har brug for, og gør
forflytning nemmere.

— Eric, Permobil-bruger

ROHO®

Hybrid Select

Hybrid Select er en avanceret pude,
der giver enestående positionering
og stabilitet samt mulighed
for aflastning.

Den bruger positionerings-
egenskaberne fra en kontureret
skumbase med høj elasticitet og
dybe kanaler til benene til at give
støtte, lateral stabilitet og aflastning
af halebenet.

permobil

permobil.dk | Tlf. +45 44681406 | dk@permobil.com



HYBRIDSELECTDATASHEETDK211223