



TWIST

L'ENFANT PRODIGE.
Evolutif et fonctionnel.



Conçu dès le départ pour l'enfant qui grandit, le TWIST incite à l'exploration, à l'autonomie et bien sûr, au jeu. Pas de pièces ou de kits supplémentaires à acheter : le TWIST évolue et accompagne la croissance de votre enfant.



TWIST

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

CHÂSSIS	Rigide, monotube, aluminium Évolutif Entièrement réglable
OPTIONS	Châssis à abduction
POIDS DE TRANSPORT*	5,4 kg
POIDS UTILISATEUR MAX.	74,8 kg
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	48,3 cm (19")
LARGEUR D'ASSISE	20 cm - 38 cm (8" - 15") 5,1cm (2") réglage de largeur intégré
PROFONDEUR D'ASSISE	20 cm - 40,5 cm (8" - 6") (réglable de 7,6 cm (3"))
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	33 cm - 54,5 cm (13"-21.5") (réglable de 5,7 cm (2,25"))
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	30,5 cm - 49,5 cm (12"-19.5") (réglable de 8,9 cm (3,5"))
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4°, 6°, 8° ou 12°
ANGLE DE POTENCE	70°, 80° ou 90°
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	15,2 cm (6")
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	35 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Arrimage de transport Inclinaison du dossier réglable
ESTHÉTIQUE	16 coloris de châssis 6 packs coloris anodisés 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spinergy
GARANTIE	2 ans

*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 30,5 cm x 30,5 cm (12" x 12"), avec déclive de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrière standard de 22" pèse 3,2 kg.

CROISSANCE INTÉGRÉE.

D'autres fauteuils qui se prétendent évolutifs nécessitent des pièces ou des kits supplémentaires. Avec le TWIST, la croissance est intégrée. Disponible de 8" x 8" (20 cm x 20 cm) à 15" x 16" (38 cm x 40,5 cm), le TWIST peut grandir de 2" (5,1 cm) en largeur d'assise et de 3" (7,6 cm) en profondeur d'assise.

CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal : roues, mains courantes, pneus, bloque-roue, coloris, tatouages, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [TiLite.com/optimize](https://www.tilite.com/optimize).

