

# M5 Corpus<sup>®</sup>

Hecho para ir más allá.



permobil

# M5 Corpus<sup>®</sup>

## Más aventuras

La M5 Corpus está hecha para para vivir aventuras, lo que da capacidad total a usuarios que requieren más velocidad, motores más fuertes, mayor elevación, mejor alcance y un confort, estabilidad y tracción excepcionales en diferentes situaciones de conducción. Con potentes luces LED y mayor autonomía de conducción y duración de la batería, la nueva y colorida M5 Corpus está diseñada para ofrecerte mucho más.

### Active Reach

El asiento se puede bascular hacia delante hasta 20° y también elevar para ampliar su alcance funcional, ayudar en las transferencias y sus actividades diarias.

### Active Height

Le permite conducir a una velocidad de hasta 5 km/h mientras que está en posición de máxima elevación y se combina a la perfección con *Active Reach* para ofrecerte la máxima ventaja a la hora de acceder a tu entorno.

### Corpus: el sistema de asiento definitivo

La comodidad mejorada, la posición pélvica, la estabilidad lateral y la inmersión son objetivos clave de los nuevos cojines Corpus.

Los cojines Corpus cuentan con una espuma de doble densidad más suave en el respaldo, un receptáculo pélvico rediseñado y Stretch-Air™, un tejido de cojín transpirable e impermeable que se puede lavar a máquina a 60 °C.

### Más control

Suspensión *Agile* independiente en las 6 ruedas, ofreciendo un confort de conducción, una tracción y una estabilidad superiores para que tenga más control cuando esté fuera explorando.

### Mayor manejabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarle hasta un 25 % más de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.



# Más aventuras

## MÁS COMODIDAD

El cojín del respaldo de doble densidad más suave y el receptáculo pélvico rediseñado aumentan la inmersión en el asiento, proporcionando más comodidad y estabilidad

## MÁS SOPORTE

Accesorios de posicionamiento BodiLink especialmente diseñados para el sistema de asiento Corpus (opcional)

## MÁS COLORES

Una nueva estética le permite mezclar y combinar las opciones de color de las carcasas y el tapacubos para adaptarse a tu estilo.

## MAYOR VISIBILIDAD

Las luces LED delanteras y traseras son el doble de brillantes para mejorar la visibilidad.

## MÁS LIBERTAD

para moverse en una mayor variedad de posiciones de conducción y una estabilidad mejorada.

## MAYOR CAPACIDAD DE CARGA

Maletero/portaequipajes básico opcional.



# Especificaciones de M5 Corpus®

Velocidad máx.	12 km/h (opción 6 y 10 km/h)
Máx. Autonomía de conducción (baterías 85 Ah)	40 km*
Peso máximo del usuario	150 kg
Ascenso de obstáculos (con tiempo de arranque)	50 mm (100 mm)
Mínimo diámetro de giro	1120 mm
Ancho de giro	1130 mm
Suspensión	Agile
Electrónica R-Net	120 A
Prueba de colisión según la ISO 7176-19 - 4 puntos de anclaje	Sí, peso máx. del usuario 150 kg
Ensayo de impacto ISO 7176-19 - Base de conexión Dahl	Sí, peso máximo del usuario 136 kg
Probada conforme a las normas EN12182/EN12184 CE	Sí
Máx. Longitud incl. asiento	1170 mm
Ancho de la base	630 mm
Anchura con asiento y reposabrazos	650-790 mm
Altura	960-1170 mm
Longitud/altura de almacenamiento	880 mm/870 mm
Peso con baterías 85 Ah	194 kg
Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín)	450 mm
Altura del elevador del asiento (sin cojín)	450-800 mm
Profundidad del asiento	370-570 mm (en incrementos de 25 mm)
Anchura del asiento	420-570 mm (en incrementos de 50 mm)
Anchura del respaldo	360-510 mm (en incrementos de 50 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento)	470; 545-670 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del reposabrazos	185-320 mm
Distancia entre los reposabrazos	380-480/480-580 mm
Ajuste del ángulo del respaldo (manual)	90°-135°
Ajuste del plano del asiento - Inclinación anterior/posterior	De -20° a 50°

\*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y de si la silla de ruedas se utiliza con frecuencia en pendientes, terrenos accidentados o para subir bordillos.

Más colores

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



REPOSPIERNAS  
90°-180°



INCLINACIÓN POSTERIOR  
0-50°



ELEVADOR DEL ASIENTO



RESPALDO ELÉCTRICO  
85°-180°



INCLINACIÓN ANTERIOR



MyPermobil



Mayor vida útil  
de la batería

permobil

permobil.com



M5DATASHEETSP210205