

Data

Utilizzatore

Peso utilizzatore (kg)

Lingua manuale d'uso

Italia

Timbro ditta

Carrozzina pieghevole basculante

Responsabile

€

Prezzo al pubblico IVA esclusa

Informazioni sull'utilizzatore

Patologia utilizzatore:

Presenza di spasmi importanti o distonie: ☐ SI ☐ NO

Peso utilizzatore (kg):.....Kg

Larghezza sedile (LS)

MODELLO ADULTO

☐ 33 ☐ 36 ☐ 39 ☐ 42 ☐ 45 ☐ 48

☐ Kit allargamento seduta (LS + 3cm)

09876

90,00

☆ Non montato

☐ Montato

MODELLO BAMBINO

☐ 27 ☐ 30 ☐ 33 ☐ 36 ☐ 39

☐ Kit allargamento seduta (LS + 3cm)

11476

90,00


☆ Non montato

☐ Montato

Profondità sedile (PS) - regolabile!


Telaio corto

☐ 35 ☐ 37,5 ☐ 40




Telaio medio

☐ 40 ☐ 42,5 ☐ 45




Telaio lungo

☐ 45 ☐ 47,5 ☐ 50



Posizione tubo schienale



Distanza pedana (DP) - (Distanza tela sedile - piatto pedana)

ATTENZIONE! Altezza anteriore minimo 4 cm. maggiore della DISTANZA PEDANA

Distanza pedana minima possibile ~22cm

.....(cm)

±0,5cm - step di regolazione 1,5cm


Altezza carrozzina (con seduta parallela al terreno)

	Ruote posteriori			
	12"	16"	22"	24"
RUOTE ANTERIORI 6"	☐ 42		☐ 42	
	☆ 43,3		☐ 43,3	☐ 43,3
	☐ 44,5		☐ 44,5	☐ 44,5
	☐ 45,8		☐ 45,8	☐ 45,8
	☐ 47	☐ 47	☐ 47	☐ 47
		☐ 48,3		☐ 48,3


	Ruote posteriori			
	12"	16"	22"	24"
RUOTE ANTERIORI 7"	☐ 44,5		☐ 44,5	☐ 44,5
	☐ 45,8		☐ 45,8	☐ 45,8
	☐ 47		☐ 47	☐ 47
		☐ 47		☐ 47
		☐ 48,3		☐ 48,3

Telaio anteriore

☆ Telaio dritto
(non disponibile per larghezza 27)





☐ Telaio con abduzione 6cm
non disponibile per larghezza 42 - 45 - 48
Distanza pedana massima possibile 42



☐ Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile
non disponibile per larghezza 27 - 30 - 33
Distanza pedana minima possibile 25cm.

Telaio anteriore girevole ed estraibile




☆ 110°

☐ 120°

☐ 95°

(Esclude l'installazione delle ruote anteriori 7")


Telaio anteriore girevole ed estraibile



☆ 95°

(Non disponibile ruote anteriori 7")

Completo supporti
polpaccio e di
appoggiapiedi in plastica
con fascia ferma talloni



09730

220,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Colore telaio (senza aggiunta di prezzo)

☐ Nero opaco ☐ Arancio Opaco ☐ Blu AVIO - NEW! ☐ Bianco perlato

Colore telaio su richiesta

☐ Rosso brillante ☐ Fucsia brillante ☐ Lime brillante ☐ Blu china brillante

09729 **220,00**


Maniglione unico di spinta per accompagnatore

Maniglione di spinta con comando
basculamento - REMOVIBILE

angolo regolabile

Con schienale fisso (non abbattibile)
regolabile in altezza 30÷70cm
(Rispetto alla seduta)

Con schienale abbattibile
regolabile in altezza 20÷60cm
(Rispetto alla seduta)



Schienale


☆ Schienale fisso (non abbattibile)
angolo regolabile da -4° a +12°

☐ Schienale abbattibile
angolo regolabile da -4° a +12°

09728 **270,00**

☐ Schienale reclinabile (Non abbattibile)
inclinazione dinamica con molla a gas

La profondità seduta effettiva misurata da inizio
tela sedile a tubo schienale risulta maggiorata di
1,5 cm



10090 **310,00**

Imbottitura schienale

☆ SENZA schienale tensionabile imbottito traspirante.

Altezza schienale (TS) (std 42cm)

☐ CON schienale tensionabile imbottito traspirante. Completo di patella di raccordo schienale/tela sedile.
Con schienale fisso (non abbattibile)->altezza minima possibile 39cm

04693 **120,00**

Altezza schienale (TS) (std 42cm)

Ruote anteriori

☆ 6" Piena Soft
☐ 6" Pneumatica
☐ 7" Piena Soft

Non disponibile con: Telaio anteriore 95°

Ruote posteriori

☆ Ruote da transito da 12" - Copertura piena

☐ Ruote da transito da 12" - Pneumatica

☐ Ruote da transito da 16" - Pneumatica

☐ 24" Superleggera Standard Progeo

04696 **120,00**

☐ 22" Superleggera Standard Progeo

04696 **120,00**

☐ 24" Superleggera "Spinergy LX"

04691 **800,00**

☐ 24" Superleggera "Spinergy LXL"

07848 **800,00**

☐ 24" Superleggera "Spinergy Flex rim"

02270 **1.200,00**

☐ 24" Fuoristrada (corrimano in alluminio nero)

04690 **300,00**

☐ 12" con freno a tamburo per accompagnatore

04105 **320,00**

☐ 16" con freno a tamburo per accompagnatore - Pneumatica

04107 **320,00**

☐ 22" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)

03385 **350,00**

☐ 24" con freno a tamburo per accompagnatore (corrimano in alluminio)

03384 **350,00**

Colore ruote posteriori - Abbinabile solo con: Ruote posteriori Superleggera Standard Progeo

☆ Nero lucido 22-24"

04692 **70,00**

☐ Argento brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Antracite brillante 24"

04692 **70,00**

☐ Arancio brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Fucsia brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Azzurro brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Rosso brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Lime brillante 22-24"

04692 **70,00**

☐ Bianco perlato 22-24"

04692 **70,00**

Cerchi di spinta

Distanza ruota ☆ 3 cm

☐ 4 cm

☆ Alluminio (22-24")

09170 **110,00**

☐ Alluminio Nero SOFT-TOUCH (24")

01684 **170,00**

☐ Acciaio cromato (24")

00016 **270,00**

☐ Titanio (24")

00017 **300,00**

☐ Ultra Grepp (24")

00834 **330,00**

☐ Max Grepp (24")

00632 **330,00**

☐ Ergo Para (24")

11023 **290,00**

☐ TOP FRICTION (24"-25")

(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)

Profilo ovale con inserto in gomma

☐ NOVA H (24"-25")

(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)

11025 **270,00**

Profilo ergonomico colore nero

☐ NOVA D (24"-25")

(Corrimano 24", su ruota da 25" viene installato con distanziali)

11026 **290,00**

Profilo ergonomico con rivestimento in gomma (ideale per tetraplegici)

☐ SURGE LT (25")

Profilo ovale con inserto in gomma

06427 **320,00**

☐ Timone (24")

00693 **200,00**

☐ Anello anti scivolo in silicone applicabile su cerchio in alluminio

Disponibile per misure da (22"-24")


04050 **170,00**

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo
------------	----------------	--------------------	-----------------

Copertura ruota posteriore			
☆ Liscio Alta Pressione	(22-24")		
☐ Tassellato Alta Pressione	(24")		
☐ Marathon Plus	(24")	con protezione anti foratura	01669 65,00
☐ Copertura piena - Colore Grigio	(22")		04181 110,00
☐ Copertura piena - Colore Nero	(24")		11083 110,00

Freni			
☆ Freno leva curva da spingere			
☐ Freno leva dritta da spingere			
☐ Freno leva dritta da tirare			
☐ Freno con leva prolungata da spingere			01949 70,00
☐ Freno con leva prolungata da tirare			03372 70,00

Pedana (Non disponibile con Telaio anteriore elevabile, girevole ed estraibile)			
☆ Pedana sdoppiata in plastica, regolabile in inclinazione			11525
Distanza pedana minima possibile ~22cm			
Non disponibile con: Telaio anteriore con pedana elevabile, girevole ed estraibile			
☐ Pedana unica alzabile in alluminio regolabile in profondità e inclinazione			09727 130,00
Non disponibile per larghezza 27-30 con telaio anteriore dritto			
Distanza pedana minima possibile ~21cm			
Non disponibile con: Telaio anteriore con pedana elevabile, girevole ed estraibile			
	☐ interna	☆ 2/3 interna	☐ 2/3 esterna ☐ esterna

Braccioli estraibili CON protezione vestiario integrata			
☆ Braccioli Desk PROGEO	(Estraibili regolabili in altezza)		
☐ Braccioli estraibili con protezione dritta in ABS	(Estraibili regolabili in altezza)		
Distanza tela sedile - imbottitura bracciolo (cm) ☐ 21 ☐ 23 ☐ 25 ☆ 27 ☐ 29			

SAFETY			
☐ Sistema di ancoraggio a 4 punti per fissaggio carrozzina			08654 190,00

Accessori			
☐ Imbottitura paracolpi telaio anteriore			07058 50,00
☐ Borsello portaoggetti removibile (con aggancio rapido)			09811 120,00

Optional 1			
☆ Ruota antiribaltamento con aggancio rapido	(rotazione all'interno per ridurre l'ingombro)		
FORNITE DI SERIE			
☐ Poggiatesta Super Head Multiadattabile	(sistema pieghevole con la carrozzina)		11477 360,00
☐ Ruote ascensore			00836 170,00
☐ Aiuto ribaltamento	☐ Destro ☐ Sinistro		00025 90,00 01046 90,00
☐ Porta stampelle	☐ Destro ☐ Sinistro		00838 80,00 00837 80,00

Optional 2			
☐ Cinghia di bretellaggio			04103 130,00
☐ Cinghia pelvica di ancoraggio			03972 70,00
☐ Tavolino (estraibile)			00508 260,00
☐ Supporto lombare	(da inserire all'interno dello schienale)		00013 50,00
☐ Copriraggi Nero	(22-24")		01043 160,00
☐ Copriraggi Trasparente	(22-24")		00835 160,00
☐ Copriraggi Colorato Progeo Design	(22-24")		00019 180,00
☐ Copriraggi Dragon	(22-24")		02106 180,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

PHYSIO - Imbottitura schienale originale non fornita

Estraibile con aggancio rapido
Installazione su tubi diametro 18÷26mm
Regolazione in profondità (4cm)
Regolazione inclinazione ($\pm 18^\circ$)

Schienale posturale VERSIONE KID BAMBINO

- ☐ **KID** Guscio ALLUMINIO

ATTENZIONE con questo schienale si riduce la profondità della seduta di circa 5cm.

ALTEZZA SCHIENALE	29	34	40
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
			

810,00

Schienale posturale VERSIONE ADULTO

- ☐ **AIR** Guscio CARBONIO
non disponibile per larghezza 27 - 30

ALTEZZA SCHIENALE		28	34	40			
Conformazione del guscio		Ala di contenimento laterale A=alta - R=regolare					
	A	R	A	R	A	R	
							
	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

840,00

- ☐ **POSTURE** Guscio ALLUMINIO
non disponibile per larghezza 27 - 30

ALTEZZA SCHIENALE	34	40	52
Conformazione del guscio 	Ala di contenimento laterale R=regolare		
	R	R	R
			

810,00

Configurazione DEEP con PAD per contenimento laterale (regolabili in altezza)

- ☐ Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



Piccolo (h 13cm)



☐ Destro
10272

40,00

☐ Sinistro
10272

40,00

Grande (h 20cm)



☐ Destro
10273

50,00

☐ Sinistro
10273


50,00

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

Accessori

KID AIR POSTURE

- Supporti toracici (spinta laterale) - SWING AWAY - Girevole
Non disponibile su schienale Physio AIR Guscio in Carbonio
Hardware di fissaggio e regolazione completi di imbottitura paracolpi
Pad in alluminio con imbottitura e rivestimento in tessuto traspirante



○ Grande (18x12)

05647 170,00

○ Piccola (14x9)

05643 170,00

○ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

10271 60,00

○ Prolunga supporto toracico

Quantità (n° pz).....

○ Piccola (14x9)

05642 170,00

○ Grande (18x12)

05646 170,00

- Poggiatesta multiregolazione - sistema di montaggio a doppia sfera
Non disponibile su schienale Physio AIR Guscio in Carbonio

- ☐ Grande (34x14)
☐ Piccola (28x14)



05648 360,00

Schienali tensionabili con imbottitura a nido d'ape STIMULITE


- Schienale tensionabile (H imbottitura 41cm)
non disponibile per larghezza 27-30



05173 650,00

Cuscini antidecubito e posturali a nido d'ape STIMULITE

- | | | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|
| ○ Classic H 7 cm. | ☐ 36x41 00035
☐ 41x46 00840 | ☐ 38x38 00036
☐ 46x41 00698 | ☐ 38x41 01052
☐ 46x46 00038 | ☐ 41x41 00037 |
| ○ Anatomico Posturale H 10 cm. | ☐ 36x41 00056
☐ 41x46 01050 | ☐ 38x38 00696
☐ 46x41 00034 | ☐ 38x41 00032
☐ 46x46 01051 | ☐ 41x41 00033 |
| ○ Slimline sagomato H 5 cm. | ☐ 36x41 00854
☐ 41x46 00085 | ☐ 38x38 00707
☐ 46x41 01074 | ☐ 38x41 00083
☐ 46x46 01075 | ☐ 41x41 01073 |
| ○ Sport H 5 cm. | ☐ 36x41 00053
☐ 41x46 00057 | ☐ 38x38 00054
☐ 46x41 01062 | ☐ 38x41 01060
☐ 46x46 00846 | ☐ 41x41 01061 |
| ○ Silver H 3,5 cm. | ☐ 41x41 00641 | ☐ 41x46 01353 | ☐ 46x41 00642 | ☐ 46x46 01022 |
| ○ Corbee Pediatrico H 5 cm. | | ☐ 25x25 00052
☐ 30x30 00845 | ☐ 36x36 00079 | |
| ○ Pediatrico anatomico posturale H 6 cm. | | ☐ 25x25 00638
☐ 30x30 01351 | ☐ 36x36 00639 | |



630,00



630,00




630,00



600,00



540,00



630,00



630,00

Misura cliente Larghezza cm. Profondità cm.

- Supporto lombare STIMULITE



00064 220,00

- Fodera aggiuntiva al cuscino Silver Plus Cover agli ioni d'argento



04066 180,00

Data	Commessa	Utilizzatore	Indirizzo		
O ROHO® MOSAIC® - H7cm - Limite di peso 143Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 41 x 41	42 x 42	MOS1616HD	☐ 46 x 41	47 x 42	MOS1816HD
☐ 41 x 46	42 x 47	MOS1618HD	☐ 46 x 46	47 x 47	MOS1818HD
☐ 44 x 44	44 x 44	MOS1717HD	☐ 51 x 46	52 x 47	MOS2018HD
					
O ROHO® AIR LITE® - H9,5cm - Limite di peso 136Kg 200,00					
Misure cuscino LxP	Codice	Misure cuscino LxP	Codice		
☐ 33 x 33	AL1313HD	☐ 43 x 46	AL1718HD		
☐ 33 x 38	AL1315HD	☐ 43 x 51	AL1720HD		
☐ 36 x 36	AL1414HD	☐ 46 x 41	AL1816HD		
☐ 36 x 41	AL1416HD	☐ 46 x 46	AL1818HD		
☐ 38 x 38	AL1515HD	☐ 46 x 51	AL1820HD		
☐ 38 x 43	AL1517HD	☐ 48 x 43	AL1917HD		
☐ 41 x 41	AL1616HD	☐ 48 x 48	AL1919HD		
☐ 41 x 46	AL1618HD	☐ 51 x 43	AL2017HD		
☐ 43 x 43	AL1717HD	☐ 51 x 46	AL2018HD		
O ROHO® HYBRID ELITE SR® - Monovalvola - Sensor Ready - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP		
☐ 35 x 37,5	36 x 36	1RHE1414C-SR	☐ 43 x 43	43 x 41	1RHE1716C-SR
☐ 35 x 40	36 x 38	1RHE1415C-SR	☐ 43 x 45	43 x 43	1RHE1717C-SR
☐ 35 x 43	36 x 41	1RHE1416C-SR	☐ 43 x 48	43 x 46	1RHE1718C-SR
☐ 37,5 x 40	38 x 38	1RHE1515C-SR	☐ 43 x 53	43 x 51	1RHE1720C-SR
☐ 37,5 x 43	38 x 41	1RHE1516C-SR	☐ 45 x 43	46 x 41	1RHE1816C-SR
☐ 37,5 x 45	38 x 43	1RHE1517C-SR	☐ 45 x 45	46 x 43	1RHE1817C-SR
☐ 40 x 40	41 x 38	1RHE1615C-SR	☐ 45 x 48	46 x 46	1RHE1818C-SR
☐ 40 x 43	41 x 41	1RHE1616C-SR	☐ 45 x 53	46 x 51	1RHE1820C-SR
☐ 40 x 45	41 x 43	1RHE1617C-SR	☐ 50 x 45	51 x 43	1RHE2017C-SR
☐ 40 x 48	41 x 46	1RHE1618C-SR	☐ 50 x 48	51 x 46	1RHE2018C-SR
☐ 40 x 53	41 x 51	1RHE1620C-SR	☐ 50 x 53	51 x 51	1RHE2020C-SR
					
O ROHO® HYBRID ELITE® - Bivalvola /Bicompartimento - Limite di peso 225Kg 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35 x 37,5	36 x 36	2RHE1414C	☐ 43 x 43	43 x 41	2RHE1716C
☐ 35 x 40	36 x 38	2RHE1415C	☐ 43 x 45	43 x 43	2RHE1717C
☐ 35 x 43	36 x 41	2RHE1416C	☐ 43 x 48	43 x 46	2RHE1718C
☐ 37,5 x 40	38 x 38	2RHE1515C	☐ 43 x 53	43 x 51	2RHE1720C
☐ 37,5 x 43	38 x 41	2RHE1516C	☐ 45 x 43	46 x 41	2RHE1816C
☐ 37,5 x 45	38 x 43	2RHE1517C	☐ 45 x 45	46 x 43	2RHE1817C
☐ 40 x 40	41 x 38	2RHE1615C	☐ 45 x 48	46 x 46	2RHE1818C
☐ 40 x 43	41 x 41	2RHE1616C	☐ 45 x 53	46 x 51	2RHE1820C
☐ 40 x 45	41 x 43	2RHE1617C	☐ 50 x 45	51 x 43	2RHE2017C
☐ 40 x 48	41 x 46	2RHE1618C	☐ 50 x 48	51 x 46	2RHE2018C
☐ 40 x 53	41 x 51	2RHE1620C	☐ 50 x 53	51 x 51	2RHE2020C
					
O ROHO® HYBRID SELECT® 630,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 35,5 x 37,5	36x38	HS1414C	☐ 43 x 45	43x45	HS1717C
☐ 35,5 x 42,5	36x43	HS1416C	☐ 43 x 47,5	43x48	HS1718C
☐ 38 x 40	38x40	HS1515C	☐ 43 x 52,5	43x53	HS1720C
☐ 38 x 42,5	38x43	HS1516C	☐ 45,5 x 42,5	46x43	HS1816C
☐ 38 x 45	38x45	HS1517C	☐ 45,5 x 45	46x45	HS1817C
☐ 40,5 x 40	41x40	HS1615C	☐ 45,5 x 47,5	46x48	HS1818C
☐ 40,5 x 42,5	41x43	HS1616C	☐ 45,5 x 52,5	46x53	HS1820C
☐ 40,5 x 45	41x45	HS1617C	☐ 51 x 42,5	51x43	HS2016C
☐ 40,5 x 47,5	41x48	HS1618C	☐ 51 x 45	51x45	HS2017C
☐ 40,5 x 52,5	41x53	HS1620C	☐ 51 x 47,5	51x48	HS2018C
☐ 43 x 42,5	43x43	HS1716C	☐ 51 x 52,5	51x53	HS2020C
					
O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® High Profile® altezza 10 cm 335,00					
Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	1R1012C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99C	☐ 51 x 56 - (11 x 12)	48,5+52,5 x 52,5+57	1R1112C
					

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

O ROHO® MONOCOMPARTIMENT® Low Profile® altezza 5 cm **335,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	1R66LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	1R99LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	1R67LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	1R910LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	1R77LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	1R911LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	1R78LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	1R108LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	1R79LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	1R109LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	1R87LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	1R1010LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	1R88LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	1R1011LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	1R89LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	1R119LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	1R810LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	1R1110LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	1R98LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	1R1111LPC



O ROHO® QUADTRO SELECT® High Profile® altezza 10 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66C	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910C
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911C
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77C	☐ 42 x 56 - (9 x 12)	39,5+44 x 52,5+57	QS912C
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78C	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108C
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109C
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89C	☐ 46 x 56 - (10 x 12)	44+48,5 x 52,5+57	QS1012C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111C



O ROHO® QUADTRO SELECT® Low Profile® altezza 5 cm **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 28 x 30 - (5 x 6)	22+26,5 x 26,5+31	QS56LPC	☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	QS99LPC
☐ 30 x 30 - (6 x 6)	26,5+31 x 26,5+31	QS66LPC	☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	QS910LPC
☐ 30 x 33 - (6 x 7)	26,5+31 x 31+35	QS67LPC	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	QS911LPC
☐ 33 x 33 - (7 x 7)	31+35 x 31+35	QS77LPC	☐ 46 x 38 - (10 x 8)	44+48,5 x 35+39,5	QS108LPC
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	QS78LPC	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	QS109LPC
☐ 33 x 42 - (7 x 9)	31+35 x 39,5+44	QS79LPC	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	QS1010LPC
☐ 38 x 33 - (8 x 7)	35+39,5 x 31+35	QS87LPC	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	QS1011LPC
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	QS88LPC	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	QS119LPC
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	QS89LPC	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	QS1110LPC
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	QS810LPC	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	QS1111LPC
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	QS98LPC			



O ROHO® CONTOUR SELECT® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 33 x 38 - (7 x 8)	31+35 x 35+39,5	CS78C	☐ 42 x 51 - (9 x 11)	39,5+44 x 48,5+52,5	CS911C
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	CS88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	CS109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	CS89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	CS1010C
☐ 38 x 46 - (8 x 10)	35+39,5 x 44+48,5	CS810C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	CS1011C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	CS98C	☐ 51 x 42 - (11 x 9)	48,5+52,5 x 39,5+44	CS119C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	CS99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	CS1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	CS910C	☐ 51 x 51 - (11 x 11)	48,5+52,5 x 48,5+52,5	CS1111C



O ROHO® ENHANCER® **630,00**

Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice	Misure cuscino LxP	Adatto a seduta LSxPS	Codice
☐ 38 x 38 - (8 x 8)	35+39,5 x 35+39,5	ENH88C	☐ 46 x 42 - (10 x 9)	44+48,5 x 39,5+44	ENH109C
☐ 38 x 42 - (8 x 9)	35+39,5 x 39,5+44	ENH89C	☐ 46 x 46 - (10 x 10)	44+48,5 x 44+48,5	ENH1010C
☐ 42 x 38 - (9 x 8)	39,5+44 x 35+39,5	ENH98C	☐ 46 x 51 - (10 x 11)	44+48,5 x 48,5+52,5	ENH1011C
☐ 42 x 42 - (9 x 9)	39,5+44 x 39,5+44	ENH99C	☐ 51 x 46 - (11 x 10)	48,5+52,5 x 44+48,5	ENH1110C
☐ 42 x 46 - (9 x 10)	39,5+44 x 44+48,5	ENH910C			



Carrozzina : Progeo TEKNA TILT 2.0 - Rev. 2023.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- ☒ **standard** (fornito in assenza di altre indicazioni)
☐ **su richiesta** (senza aggiunta di prezzo)
☐ **optional** (sommare il prezzo a quello di listino)

Data Commessa Utilizzatore Indirizzo

SMARTDRIVE



SMARTDRIVE MX2 - 6KM/H
compreso di caricabatteria

- | | | |
|--|----------|----------|
| ☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU | MX2-S002 | 4.000,00 |
| ☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU | MX2-S003 | 4.000,00 |
| ☐ SPEED CONTROL DIAL - EU | MX2-S001 | 4.250,00 |

SMARTDRIVE MX2 - 9KM/H
compreso di caricabatteria

- | | | |
|--|----------|----------|
| ☐ SWITCH CONTROL (DX+SX) - EU | MX2-S005 | 4.100,00 |
| ☐ SWITCH CONTROL + JACK 3.5 - EU | MX2-S006 | 4.100,00 |
| ☐ SPEED CONTROL DIAL - EU | MX2-S004 | 4.350,00 |

SWITCH CONTROL



SWITCH CONTROL + JACK (3,5 mono)



Ingresso femmina Mono, permette di collegare SmartDrive con un qualsiasi altro dispositivo di comando/guida.

SPEED CONTROL DIAL



Manopola di controllo graduale della velocità

KIT FISSAGGIO TELAIO PIEGHEVOLE

Scegliere kit di fissaggio in funzione della misura delle ruote posteriori della carrozzina

- | | |
|---|-----------|
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 22" - 24" | MX2-443-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 25" | MX2-453-C |
| ☐ kit fissaggio telaio pieghevole - ruote posteriori 26" | MX2-463-C |

PUSHTRACKER

☆ SENZA Push Tracker

MX2-NOPT

- ☐ Userò il mio Apple Watch (non fornito da Permobil)
Configurazione semplice e veloce
Maggiore visibilità dello schermo
Prestazioni della batteria migliorate
App gratuita su Apple Store
Compatibile con Apple Watch 5 e successivi, iOS8 e successivi.

- ☐ PushTracker E3 Basic
Nessun telefono/Wi-Fi richiesto
App precaricate per una facile configurazione in pochi minuti
Più piccolo, più leggero e più comodo
Migliore durata della batteria
Più reattivo ed efficiente

- ☐ PushTracker E3
Richiede l'installazione e configurazione completa da parte dell'utente
Connesso con il tuo telefono cellulare ha tutte le funzionalità di uno Smartwatch.



MX2-33P 250,00

MX2-33S 250,00

Accessori

☐ Borsa da trasporto



MX2SD-BAG 60,00

☐ Maniglia universale imbottita
Maniglia universale imbottita



MX2-986 20,00

Carrozzina : Progeo TEKNA TILT 2.0 - Rev. 2023.1

Prezzo IVA esclusa
da sommare al prezzo di listino

Pagina da inviare se sono stati scelti optional

- | | |
|---|---|
| ☒ standard | (fornito in assenza di altre indicazioni) |
| ☐ su richiesta | (senza aggiunta di prezzo) |
| ☐ optional | (sommare il prezzo a quello di listino) |