

Permobil

# Progeo Noir 2.0



Carbon



Starr



Geringes  
Gewicht



Maßgefertigt

permobil

# Die ultimative Carbon-Rollstuhl-technologie

Der nahtlose Rahmen des Progeo Noir kombiniert beeindruckendes Design mit überlegener Ingenieurskunst.

Für erfahrene, aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen, die ihre bevorzugte Sitzkonfiguration kennen und die Gewichtseinsparungen eines starren Rahmens maximieren möchten. Durch die Kombination aus minimalem Gewicht und der Individualität jedes Noir ergibt sich eine fein abgestimmte Leistung für ein leichtgängiges Fahrerlebnis.



## Progeo Noir 2.0

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 cm
Sitzhöhe	Vorne von 44 cm bis 54 cm (maßgefertigt) Hinten von 37 cm bis 48 cm (maßgefertigt)
Unterschenkellänge	Von 35 cm bis 514 cm (maßgefertigt)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	85° - 90° - 95°
Gesamtlänge	ca. 82 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 74° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 4,0 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 6,6 kg
Maximale Zuladung	125 kg

MATT  
ESSENCE

LIMONE  
ESSENCE

ROT  
ESSENCE

BLAU  
ESSENCE

MATT  
ESSENCE

Dein Rollstuhl - Deine Farbe

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Die Farbe des Produkts kann abweichen.

permobil

permobil.de



GR3354-1DE230303