

Tilbehør der giver ekstra muligheder. Vores stole er, som udgangspunkt, konstrueret med henblik på individuel tilpasning, men ind imellem kan man have brug for yderligere tilbehør

permobil





Med hjælp fra uddannet personale afprøves stolen, for at den skal passe perfekt. Størrelsen på sædet, højden af ryggen samt el-funktioner, er vigtige valg man starter med.

Ind imellem rækker det ikke med standardløsninger, der kan være brug for en ekstra støtte for at opnå perfekt siddekomfort, eller der kan være behov et specielt styresystem, fordi en standard styreboks, ikke passer til dig. Derfor er der udviklet et stort program af ekstraudstyr til stolen.

Der er mange situationer hvor man har brug for ekstra udstyr, det kan være et bord, en taske på armlænet eller bespændingssystem til transport i bilen.

Indhold

EKSTRAUDSTYR CHASSIS		EKSTRAUDSTYR SÆDE	UNI TRACK TILBEHØRS-SYSTEM / PERMOFIX	STYRESYSTEM	BESPÆNDING TIL BIL
4 C300	15-20 Corpus	48-51 UniTrack	54-56 Styresystem	62 Permolock C	
5 C400 / C500	21-26 Corpus 3G	52-53 Permofix	57 MagicDrive Touch	63 Permolock C3	
6 F5	27-30 VS		58-61 DriveLink		
7 M400	32-34 TS				
8 C350	35-38 Corpus HD				
9 M400 Corpus HD	40-41 PS Junior				
10-11 X850	41-42 TS Junior				
12 K450	43-44 MX				
13 K300	45-46 Miniflex				
14 KOALA MINIFLEX					

PERMOBIL A/S

Værkstedsby 59
DK-2760 Måløv, Danmark
Tel: +45 44681406
Fax: +45 44682406
E-mail: dk@permobil.com

TILBEHØR CHASSIS

C300

LYGTER

1828056, VR2
1828058, R-net



PRESENNING

Stærk nylon
310497-99-0



PERMOLOCK C3

Billbæpænding, optimal sikkerhed
ved transport i bil. Sid i din
el-kørestol under transport.

BILBESPÆNDING

1823300

LÅSE PAL

monteres under chassis 824229



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 60 AH

101969-99-0

MASSIVE DÆK

103499-99-0

DÆK MUDDER/SNE

104871-99-0



C400 / C500

BAGAGEBOKS

310185-28-0



ANTI-TIP HJUL

1830179 C400

1830180 C500



LYGTER

1830148

1830213 Lowrider



TRANSPORTFÆSTE

1820515




PERMOLOCK C

313072-28-0

Bilbespænding, optimal sikkerhed ved transport i bil. Sid i din el-kørestol under transport.

PERMOLOCK PAL

monteres under chassis 313344-99-0 med Corpus 3G sæde 1827766



BATTERI 73 AH

101989-99-0

LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

TIMETÆLLER

1825356

SÆDESTABILISATOR

309310-40-0

MASSIVE DÆK

C400 103889-99-0

C500 103499-99-0

DÆK MUDDER/SNE

C500 104871-99-0

PRESENNING

Stærk nylon

310497-99-0





F5

BAGAGEBOKS

Med belysning 1831402
Med reflektor 1831997



TASKEKROGSSÆT

1828068



ARMLÆNSTASKE

Monteres på armlæn eller med
beslag på sidderamme
1831834



LYGTER

1830761

REFLEKTOR KIT

1827888

REGN BESKYTTELSE PRESENNING

301833-99-0

LÅSEPAL

1830792

ANTITIP HJUL

1830752

BATTERI

101989-99

LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898



TIMETÆLLER

1831068

FJERNSTOP

1831069

MASSIVE DÆK GRÅ

106998-99-0

LUFT DÆK GRÅ

107000-99-0

MASSIVE DÆK SORT

106999-99-0

LUFT DÆK SORT

107005-99-0

DÆK MUDDER/SNE

107082-99-0



M400

LYGTER

1827466



PRESENNING

Stærk nylon

310497-99-0



PERMOLOCK C3

Bilbespænding, optimal sikkerhed ved transport i bil. Sid i din el-kørestol under transport.

BILBESPÆNDING

1823300

LÅSE PAL

monteres under chassis 1824229



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 60AH

105595-99-0

BATTERI 73AH

105594-99-0

MASSIVE DÆK

103499-99-0

DÆK MUDDER/SNE

104871-99-0



C350

LYGTER

1822965 R-net
1822964 VR2



PRESENNING

Stærk nylon
310497-99-0



PERMOLOCK C3

Bilbespænding, optimal sikkerhed
ved transport i bil. Sid i din
el-kørestol under transport.

BILBESPÆNDING

1823300

LÅSE PAL

monteres under chassis 1824229



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 60 AH

101969-99-0

MASSIVE DÆK

103499-99-0



M400 HD

LYGTER

1827466



PRESENNING

Stærk nylon

310497-99-0



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 73AH

105594-99-0

MASSIVE DÆK

103499-99-0

DÆK MUDDER/SNE

104871-99-0



X850

BAGAGEKURV

1824635



BAGAGEBOKS

1827186



STOKKEHOLDER

1828697



FODPLADE X850

309382-28-0



PRESENNING


310496-99-0 X850 med BOW

310497-99-0 X850 uden BOW



ELEKTRISK JUSTERBAR AKSELAFSTAND

1821444



SÆDEDREJNING ELEKTRISK

1821476

SÆDEDREJNING MANUEL

1821470



SIKKERHEDSBØJLE

Monteres bag sæde

1821430 TS, TSjr





X850

TRANSPORTFÆSTE

1825145

LÅSFUNKTION

monteres under chassis

1825146



SIDESPEJL INCL. BESLAG

1821432 Højre

1821432 Venstre



FÆST TIL HJÆLPERSTYRING

104697-99-0, lille panel

104825-99-0, stor panel

104698-99-0, kabelsæt



BATTERI 97 AH

101999-99-0

TASKE TIL LADER

1824898

JK MEDICO 10A

1824895

DÆK FINE

103016-99-0

TIMETÆLLER

1825356

DÆK GROVE

103017-99-0



K450

LYGTER

1824309



PRESENNING

Stærk nylon

310497-99-0



TRANSPORTFÆSTE

104705-99-0



PERMOLOCK C3

Bilbæspænding til sikker kørsel

BILBESPÆNDING

1823300

LÅSE PAL

monteres under chassis 1824229



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 60 AH

101969-99-0



K300

LYGTER

1828056, VR2
1828058, R-net



PRESENNING

Stærk nylon
310497-99-0



JOYSTICK COMPACT ADVANCED

God til en lille hånd
1822772



PERMOLOCK C3

Bilbespænding for sikker kørsel

BILBESPÆNDING

1823300

LÅSE PAL

monteres under chassis 1824229



LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

BATTERI 60 AH

101969-99-0



KOALA

PRESENNING

Stærk nylon
310497-99-0



LYGTESÆT

1830580



BESKYTTELSBØJLE

307666-28-0



BATTERI 40 AH

101979-99-0

LADER

1825130

TASKE TIL LADER

1824898

TIMETÆLLER

1825356

MASSIVE DÆK

103889-99-0

TILBEHØR SÆDE

CORPUS

BORD VINKELJUSTERBART

1830491 (500 x 332 mm)



BORD, JUSTERBAR VINKEL

308064-40-0 (350 x 350 mm)

308065-40-0 (400 x 350 mm)

308066-40-0 (450 x 400 mm)



BORD LILLE INKL. BESLAG

307802-40-0 (250 x 250 mm)



BORD SVINGBART

307749-40-0 (600 x 450 mm)

307750-40-0 (650 x 500 mm)

MED R-NET ELEKTRONIK

1823063 (600 x 450 mm)

1823062 (650 x 500 mm)



BORD SVINGBART

307747-40-0 (600 x 450 mm)

307748-40-0 (650 x 500 mm)

MED R-NET ELEKTRONIK

1824753 (600 x 450 mm)

1824752 (650 x 500 mm)



SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0



HOFTSELE SELVJUSTERBAR LANG

310189-99-0





CORPUS

4 PUNKT SELE

305982-99-0



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824798 (38 x 1520 mm)

1824799 (50 x 1650 mm)

UDEN POLSTER

1824796 (38 x 1520 mm)

1824797 (50 Xx1650 mm)



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828132 (Bredde 110 mm)

1828128 (Bredde 75 mm)



HOVEDSTØTTE ERGO

1824256 Stof

1824257 Skai



HOVEDSTØTTE ERGO

1823081

TILBEHØRSSKINNE HOVEDSTØTTE

1823249



NAKKESTØTTE STEALTH COMFORT

1829236 Pude 25 cm

1829321 Pude 20 cm

1829331 Fæste

1829304 Sidesøtte 5x7,5 cm Valg venstre/højre

1829302 Sidesøtte 5x11,5 cm Valg venstre/højre

1829306 Sidesøtte 5x16 cm Valg venstre/højre

1829381 Switch Valg venstre/højre



Tilbehørsskinne
hovedstøtte kræves.

SIDESTØTTE ARMLÆN

303666-00-90-0



KROPSSTØTTE STEALTH

1829622 100x180 højre

1829623 100x180 venstre





CORPUS

STOKKEHOLDER
1825068



OXYGEN FLASKE HOLDER
1822622



CO-PILOT
Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare grib håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed.
1824130, R-net elektronik



INKONTINENS BETRÆK
1824588 (480 bredde, 510 og 560 dybde)
1824589 (430 bredde, 460, 510 og 560 dybde)
INKONTINENS BETRÆK
1824590 (430 bredde, 360 og 410 dybde)
1824591 (480 bredde, 460 dybde)



FLASKEHOLDER
1821842



FODREMME MED STANDSNING
1822805
FODREMME
1822838



LÆNDESTØTTE OPPUSTELIG
600915-99-0



SAKSEBESLAG PLG
1824295





CORPUS

ABDUKTIONSKLODS

309322-40-90-0



SIDESPEJL INCL. BESLAG

303729-99-0



ARMLÆNSTASKE

1826763



RYGSÆK

inkl. taskekrogssæt

1830628



HÅNDTAGSSÆT ARMLÆN

1822790

HÅNDTAGSSÆT (OPREJSNING)

1822624

HÅNDTAGSSÆT RYGLÆN

306350-40-0

T-STYKKE ARMLÆN

306025-99-0

ARMLÆNSFORSTÆRKNING

1822567

TASKEKROGSSÆT

1828068



STØTTE TIL CORPUS, SE UNITRACK
TILBEHØRSSYSTEM SIDE 48.



CORPUS SÆDE OG RYGPUDE

RYGPUDE CORPUS Check

Check	Mesh	Skai	Bredde x (sæde)	Bredde x højde (pude)
307506-99-80-0	307506-99-60-0	307506-99-90-0	340x535	370x530
307507-99-80-0	307507-99-60-0	307507-99-90-0	390x535	420x530
307508-99-80-0	307508-99-60-0	307508-99-90-0	440x535	470x530
306475-99-80-0	306475-99-60-0	306475-99-90-0	340x605	370x600
306430-99-80-0	306430-99-60-0	306430-99-90-0	390x605	420x600
306473-99-80-0	306473-99-60-0	306473-99-90-0	440x605	470x600

SÆDEPUDE CORPUS Check

SÆDEPUDE CORPUS				
Check	Mesh	Skai	Bredde x dybde (sæde)	Bredde x dybde (pude)
311156-99-80-0	311156-99-60-0	311156-99-90-0	430x360	420x370
306735-99-80-0	306735-99-60-0	306735-99-90-0	430x410	450x420
306431-99-80-0	306431-99-60-0	306431-99-90-0	430x460	450x500
311398-99-80-0	311398-99-60-0	311398-99-90-0	430x510	450x530
306471-99-80-0	306471-99-60-0	306471-99-90-0	430x560	450x560
306470-99-80-0	306470-99-60-0	306470-99-90-0	480x460	500x500
311401-99-80-0	311401-99-60-0	311401-99-90-0	480x510	500x530
306472-99-80-0	306472-99-60-0	306472-99-90-0	480x560	500x560

COMFORTPUDE CORPUS Check

Check	Mesh	Bredde x dybde (Sæde)	Bredde x dybde (pude)
311494-99-80-0	311494-99-60-0	430x410	450x420
310096-99-80-0	310096-99-60-0	430x460	450x500
311393-99-80-0	311393-99-60-0	430x510	450x530
311152-99-80-0	311152-99-60-0	430x560	450x560
311153-99-80-0	311153-99-60-0	480x460	500x500
311394-99-80-0	311394-99-60-0	480x510	500x530
311154-99-80-0	311154-99-60-0	480x560	500x560

SÆDEPLADE COMFORT 309008-40-0



CORPUS OMBYGNINGSDELE

FODPLADE STOR

305592-28-0

DELT FODPLADE BREDDE 200MM

1821244 Højre

1821243 Venstre

DELT FODPLADE BREDDE 160MM

1827560 Højre

1827561 Venstre




SÆDEFORKORTER

for sæde str. D360 B430 uden pude

SÆDEFORKORTER SÆT

for str. D410 B430 uden pude

305265-28-0 Forkorter -100,-50



GLIDE RYG

305200-00-UD-0 390 mm bredde

305252-00-UD-0 440 mm bredde



SÆDEFORLÆNGER 510 MM

305255-28-0 Forlænger +50

SÆDEFORLÆNGER 560 MM

305260-28-UD-0 Uden pude



AXEL ARMLÆNSBESLAG PLG

302722-99-0 For 340 og 390 mm rygbredde

304968-99-0 For 440 mm rygbredde



LÆNDESTØTTE

306396-99-0



RYGLÆN 535 MM LAV

310027-00-0 340 mm bredde

310030-00-0 390 mm bredde

310033-00-0 440 mm bredde

RYGLÆN 605 MM STD

305480-00-UD-0 340 mm bredde

305300-00-UD-0 390 mm bredde

305490-00-UD-0 440 mm bredde



ARMLÆN NEUTRAL, SKAI

1822786, 250 mm

1822787, 300 mm

1822788, 350 mm

1822789, 400 mm

ARMLÆN NEUTRAL, STOF

1822782, 250 mm

1822783, 300 mm

1822784, 350 mm

1822785, 400 mm

SÆDE BREDDE FORØGER 480 MM

1822383 (460 mm dybde)

1822384 (510 mm dybde)

1822385 (560 mm dybde)



CORPUS 3G

BORD VINKELJUSTERBART MONTERET SÆDERAMME

1830491 (500 x 332 mm)



BORD SVINGBART

(udskæring til panel i siden)

600 mm 1827453

650 mm 1827454



BORD SVINGBART

(udskæring til panel midtfor)

600 mm 1827455

650 mm 1827456



BORD, JUSTERBAR VINKEL

1825808 (350 mm)

1826458 (400 mm)

1826459 (450 mm)



SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTESELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0



HOFTESELE SELVJUSTERBAR LANG

310189-99-0



4 PUNKT SELE

305982-99-0





CORPUS 3G

HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT

POLSTRET

1824798 (38 x 1520 mm)

1824799 (50 x 1650 mm)

1829246 (63 x 1900 mm)

UDEN POLSTER

1824796 (38 x 1520 mm)

1824797 (50 Xx1650 mm)



BRYSTSELE, ELASTISK

BODYPOINT

1828132 (Bredde 110 mm)

1828128 (Bredde 75 mm)



HOVEDSTØTTE ERGO

1828989 Stof

1828970 Skai



HOVEDSTØTTE ERGO

1828987 Høj ryg

1828986 Lav ryg



ALBUESTYR

1829240 Venstre (76 x 254 mm)

1829241 Højre (76 x 254 mm)



NAKKESTØTTE STEALTH COMFORT

1829236 Pude 25 cm

1829321 Pude 20 cm

1829331 Fæste

1829304 Sidesøtte 5x7,5 cm Valg venstre/højre

1829306 Sidesøtte 5x11,5 cm Valg venstre/højre

1829302 Sidesøtte 5x16 cm Valg venstre/højre

1829381 Switch Valg venstre/højre



Kan ikke bestilles
med kort ryg.

KROPSSTØTTE STEALTH

1829298 105x160 kort beslag

1829361 130x180 langt beslag

1829299 105x160 kort beslag

1829364 130x180 langt beslag



CO-PILOT

Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare griб håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed.

1826502





CORPUS 3G

STOKKEHOLDER

1827130



OXYGEN FLASKE HOLDER

1827131



GEL INDLÆG TIL FODPLADE

1829168 (200 mm)

1829722 (160 mm)



RYGSÆK

inkl. taskekrogssæt

1830628



USB-LADER

1831366



TASKEKROGSSÆT

1828068



FLASKEHOLDER BALANCE

1829004



ARMLÆNSTASKE

1826743



TELEFONHOLDER X GRIP

1830348





TABLETHOLDER X GRIP

1830709



EL HØJDEJUSTERBAR BENSTØTTER BENSTØTTER LANGT INKL FODPLADE

Fodplade smal 105778-99-0

Fodplade bred 105777-99-0

Lowrider

Fodplade smal 106621-99-0

Fodplade bredde 106622-99-0

ABDUKTIONSKLODS

1830159

EL HØJDEJUSTERBAR FODSTØTTE BENSTØTTER KORT INKL FODPLADE

Fodplade smal 105779-99-0

Fodplade bredde 105780-99-0

Lowrider

Fodplade smal 106623-99-0

Fodplade bredde 106624-99-0

INKONTINENS BETRÆK

1832056 B420xH370

1831204 B420xH420

1831205 B420xH470

1831206 B420xH520

1832057 B420xH570

1831207 B470xH420

1831208 B470xH470

1832058 B470xH370

1831209 B470xH520

1831210 B470xH570

1831220 B520xH420

1831221 B520xH470

1831222 B520xH520



1831223 B520xH570

1831225 B570xH470

1831226 B570xH520

1831227 B570xH570

FORFLYTNINGSBENSTØTTER

Benstøtter excl. fodplade 105078-99-0

Lowrider

Benstøtter excl fotplatta 106625-99-0

Fodplade smal 105793-99-0

Fodplade bred 105792-99-0

KILE TIL ØVRE RYG.

GIVER EN MERE KONISK FORM

1827051 (360 mm)

1827052 (410 mm)

1827053 (460 mm)

1828744 (510 mm)

**STØTTE TIL CORPUS 3G ,
SE UNITRACK
TILBEHØRSSYSTEM SIDE 48.**



CORPUS 3G RYG OG SÆDEPUDE

RYGPUDE CORPUS 3G

Stof sort	Skai	Bredde x højde (sæde)	Bredde x højde (pude)
1826173	1826200	360x470	360x480
1826176	1826167	360x545-595	360x545-595
1826179	1826170	360x620-670	360x620-670
1826174	1826165	410x470	410x480
1826177	1826168	410x545-595	410x545-595
1826180	1826171	410x620-670	410x620-670
1826175	1826166	460x470	460x480
1826178	1826169	460x545-595	460x545-595
1826181	1826172	460x620-670	460x620-670
1828726	1828727	510x480	510x480
1828722	1828724	510x545-595	510x545-595
1828723	1828725	510x620-670	510x620-670

SÆDEPUDE CORPUS 3G

Stof sort	Skai	Bredde x dybde (sæde)	Bredde x dybde (pude)
1832024	1832023	420x370	420x370
1828634	1828633	420x395/420	420x420
1828636	1828635	420x470	420x470
1832026	1832025	420x570	420x570
1828638	1828637	420x520	420x520
1832028	1832027	470x370	470x370
1828640	1828639	470x420	470x420
1828585	1828584	470x470	470x470
1828587	1828586	470x520	470x520
1828560	1828559	470x570	470x570
1828642	1828641	520x420	520x420
1828589	1828588	520x470	520x470
1828591	1828590	520x520	520x520
1828564	1828563	520x570	520x570
1828569	1828568	570x470	570x470
1828571	1828570	570x520	570x520
1828573	1828572	570x570	570x570

PUDE CORPUS ERGO AIR

Stræk sort	Bredde x dybde
1828920	420x420
1832020	420x370
1828921	420x470
1828922	420x520
1832021	420x570
1832022	470x370
1828923	470x420
1828924	470x470
1828925	470x520
1828926	520x420
1828927	520x470
1828928	520x520



CORPUS 3G OMBYGNINGSDELE

KOMPLET SÆT FOR SÆDEDYBDE INCL. UNITRACKSKINNE

1828883	370-420 mm dybde
1828884	445-495 mm dybde
1828885	520-570 mm dybde

KOMPLET SÆT FOR SÆDEDYBDE INCL. UNITRACKSKINNE LOWRIDER

1830190	370-420 mm dybde
1830192	445-495 mm dybde
1830193	520/570 mm dybde

JUSTERING SÆDEBREDDE TIL STØRRELSE

(1 stk. - du har brug for 4 stk.)

1825585	420/470/520 mm
1825586	470/520/570 mm

JUSTERING SÆDEBREDDE LOWRIDER

(1 stk. - du har brug for 4 stk.)

1830158	420/470/520 mm
1830157	470/520/570 mm

KOMPLET RYG

BREDDE

1827159	360 mm
1827160	410 mm
1827162	460 mm
1828741	510 mm

GLIDE RYG

1825618

KROPPSSTØTTE INTEGREREDE (1 PAR)

1826163	Small
1826164	Large

LÅRSTØTTE INTEGREREDE

1825736	Standard på sæde
---------	------------------

LÆNDESTØTTE

1826130

FODPLADE (1 FODPLADE)

1825608	Smal (160 mm) Højre
1825607	Smal (160 mm) Venstre
1825380	Bredde (200 mm) Højre
1825379	Bredde (200 mm) Venstre
1830548	Hel fotplade

AXEL ARMLÆNSBESLAG 1 STK.

1830233	380/430/480 mm Venstre
1830234	380/430/480 mm Højre
1830235	480/530/580 mm Venstre
1830236	480/530/580 mm Højre

BESLAG ARMLÆN 1 STK.

1825593	Fast
1825594	Vinkeljusterbart

ARMLÆN UDEN PUDE 1 STK.

1825604	260 mm
1825605	335 mm
1825606	410 mm
1828283	460 mm

ARMLÆNSPUDE 1 STK.

1826191	260 mm Skai	1831403	260 mm Trevira
1826192	335 mm Skai	1828841	335 mm Trevira
1826193	410 mm Skai	1828340	410 mm Trevira
1828386	460 mm Skai	1828341	460 mm Trevira

GEL ARMLÆNSPUDE

(sælges i par)

1829328	260 mm
1829329	335 mm
1829330	410 mm
1829282	460 mm



VS

BORD JUSTERBAR VINKEL

308064-40-0 (350 x 350 mm)
308065-40-0 (400 x 350 mm)
308066-40-0 (450 x 400 mm)



BORD VINKELJUSTERBART

1830491 (500 x 332 mm)



BORD LILLE INCL. BESLAG

307802-40-0 (250 x 250 mm)



BORD SVINGBART SIDEUDLØB

(udskæring til panel i siden)
307749-40-0 (600 x 450 mm)
307750-40-0 (650 x 500 mm)



MED R-NET ELEKTRONIK

1823063
1823062

BORD SVINGBART

(udskæring til panel midtfor)
307747-40-0 (600 x 450 mm)

MED R-NET ELEKTRONIK

1824753
1824752



SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824798 (38 x 1520 mm)
1824799 (50 x 1650 mm)

UDEN POLSTER

1824796 (38 x 1520 mm)
1824797 (50 Xx1650 mm)



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828132 (Bredde 110 mm)
1828128 (Bredde 75 mm)





VS

PANEL HOLDER PLG
1824295



STOKKEHOLDER
1825068



SIDESTØTTE
303666-00-90-0



HOVEDSTØTTE ERGO
1824256 Stof
1824257 Skai



TILBEHØRSSKINNE HOVEDSTØTTE
1823249

HOVEDSTØTTE ERGO
1823081



TILBEHØRSSKINNE HOVEDSTØTTE
1823249

NAKKESTØTTE STEALTH COMFORT

- 1829236 Pude 25 cm
- 1829321 Pude 20 cm
- 1829331 Fæste
- 1829304 Sidestøtte 5x7,5 cm Valg venstre/højre
- 1829302 Sidestøtte 5x11,5 cm Valg venstre/højre
- 1829306 Sidestøtte 5x16 cm Valg venstre/højre
- 1829381 Switch Valg venstre/højre



Tilbehørsskinne
hovedstøtte kræves.

KROPSSTØTTE STEALTH
1829622 100x180 højre
1829623 100x180 venstre



LÆGSTØTTE SR

1823142

LÆGSTØTTE JR

104137-99-0

Lægstøtte er specifikt til VS
Øvrige støtte se UniTrack tilbehørssystem





VS

FODREMME MED MONTERINGS

VELCRO

1822805

FODREMME

1822838



BRYSTSELE JUSTERBAR

SKAI

307649-99-90-0 340 mm RYG

306688-99-90-0 390 mm RYG

307650-99-90-0 440 mm RYG



FLASKEHOLDER

1821842

ARMLÆNSTASKE

monteret på armlæn midt foran
sæde

1826763



LÆNDESTØTTE OPPUSTELIG

600915-99-0



CO-PILOT

Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare grib håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed.

1824132, R-net elektronik



GLIDE RYG

104115-99-0 (340x620 mm)

104116-99-0 (390x620 mm)

104117-99-0 (440x620 mm)



USB-LADER

1831366



HÅNDTAGSSÆT RYG

1825193

SIDESPEJL INCL. BESLAG

303729-99-0

TASKEKROGSSÆT

1828068

STØTTE TIL CORPUS 3G, SE UNITRACK
TILBEHØRSSYSTEM SIDE 48.



VS SÆDE OG RYGPUDE

RYGPUDE VS

Mesh	Skai	Bredde x højde (sæde)	Bredde x højde (pude)
307506-99-60-0	307506-99-90-0	340x550	370x530
307507-99-60-0	307507-99-90-0	390x550	420x530
307508-99-60-0	307508-99-90-0	440x550	470x530
306475-99-60-0	306475-99-90-0	340x620	370x600
306430-99-60-0	306430-99-90-0	390x620	420x600
306473-99-60-0	306473-99-90-0	440x620	470x600

SÆDEPUDE VS

Mesh	Skai	Bredde x dybde (sæde)	Bredde x dybde (pude)
311156-99-60-0	311156-99-90-0	430x360-400 1, 2 A	420x370
306735-99-60-0	306735-99-90-0	430x425 B	450x420
311397-99-60-0	311397-99-90-0	430x450 C	450x450
306431-99-60-0	306431-99-90-0	430x475-525 D, E, F	450x500
311398-99-60-0	311398-99-90-0	430x510	450x530
306471-99-60-0	306471-99-90-0	430x550 G	450x560
311399-99-60-0	311399-99-90-0	480x450 C	500x450
306470-99-60-0	306470-99-90-0	480x475-500 D, E	500x500
311401-99-60-0	311401-99-90-0	480x510	500x530
306472-99-60-0	306472-99-90-0	480x525-550 F, G	500x560

COMFORTPUDE VS

Check	Mesh	Bredde x dybde (sæde)	Bredde x dybde (pude)
311494-99-80-0	311494-99-60-0	430x410	450x420
310096-99-80-0	310096-99-60-0	430x460	450x500
311393-99-80-0	311393-99-60-0	430x510	450x530
311152-99-80-0	311152-99-60-0	430x560	450x560
311153-99-80-0	311153-99-60-0	480x460	500x500
311394-99-80-0	311394-99-60-0	480x510	500x530
311154-99-80-0	311154-99-60-0	480x560	500x560

Nemmere indikation af sædedybde.
Læs mere om indstilling i servicehånd-
bogen.



VS OMBYGNINGSDELE

ARMLÆN NEUTRAL, STOF

1822782, 250 mm

1822783, 300 mm

1822784, 350 mm



ARMLÆN NEUTRAL, SKAI

1822786, 250 mm

1822787, 300 mm

1822788, 350 mm



BRYSTSELE REGULERBAR SKAI

306110-99-90-0 For 340 mm RYG

302956-99-90-0 For 390 mm RYG

306108-99-90-0 For 440 mm RYG



AXEL ARMLÆNSBESLAG

306482-99-0 for 340 mm RYG

302859-99-0 for 390 mm RYG

304969-99-0 for 440 mm RYG



RYGLÆN 550 MM HØJDE

310291-00-0 340 mm bredde

310251-00-0 390 mm bredde

310252-00-0 440 mm bredde



RYGLÆN 620 MM HØJDE

305480-00-UD-0 340 mm bredde

306515-00-UD-0 390 mm bredde

306490-00-UD-0 440 mm bredde



SÆDE FORØGER BREDDE

1821779 (500 mm)for VS Jr

1821774 (550 mm)for VS Sr



SÆDEFORØGER SÆT

303006-28-UD-0





TS

ARMLÆNSFORSTÆRKNING

(elektrisk ryg)
1823988



SÆDEPLADE

1825046



PANEL HOLDER, VR2/R-NET

1824295



HÅNDTAGSSÆT RYG

1823999

HOVEDSTØTTE

104361-99-0



STOKKEHOLDER

1825070



OXYGEN FLASKE HOLDER

1825074



KROPSTØTTE

1822676, A 150x140
1822678, F 220x90
1822680, E 220x150



LÅRSTØTTE

1822692, B 110x90
1822695, J 120x165
1822696, C 200x90
1822698, G 300x90





TS

LÆGSTØTTE J

1822667



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0



SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

LANG

310189-99-0



**BRYSTSELE, ELASTISK
BODYPOINT**

1828132 (Bredde 110 mm)

1828128 (Bredde 75 mm)



**HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT
POLSTRET**

1824798 (38 x 1520 mm)

1824799 (50 x 1650 mm)

UDEN POLSTER

1824796 (38 x 1520 mm)

1824797 (50 Xx1650 mm)





TS OMBYGNINGSDELE

RYGLÆN FORLÆNGER

(150 mm)
1823997



PUDE, SÆDE

1823716, Smal
1823717, Bred



STROPSÆDE

1823718



PUDE, RYGLÆN


1823714, Smal
1823715, Bred



RYGLÆN STROP

1823725, Lav ryg
1823723, Høj ryg





CORPUS HD

OXYGEN FLASKE HOLDER

1827131



STOKKEHOLDER

1827130



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0

310189-99-0 Lang



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824798 (38 x 1520 mm)

1824799 (50 x 1650 mm)

1829246 (63 x 1900 mm)

UDEN POLSTER

1824796 (38 x 1520 mm)

1824797 (50 x 1650 mm)



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828132 (Bredde 110 mm)

1828128 (Bredde 75 mm)



NAKKESTØTTE STEALTH COMFORT

1829236 Pude 25 cm

1829321 Pude 20 cm

1829331 Fæste

1829304 Sidestøtte 5x7,5 cm Valg venstre/højre

1829302 Sidestøtte 5x11,5 cm Valg venstre/højre

1829306 Sidestøtte 5x16 cm Valg venstre/højre

1829381 Switch Valg venstre/højre



Kan ikke bestilles
med kort ryg.

NAKKESTØTTE REGULERBAR

1828986 Short ryg

1828987 Høj ryg



NAKKESTØTTE REGULERBAR

1828989 Høj ryg Stof

1828970 Høj ryg Skai





CORPUS HD

FLASKEHOLDER BALANCE

1829004



CO-PILOT

1826502

Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare grib håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed.



ARMLÆNSTASKE

Monteret på armlænen midt foran sæde

1826743



FODREMME MED STANDSNING

1822805

FODREMME

1822838



PANEL HOLDER PLG

1824295



GEL INDLÆG TIL FODPLADE

1829168 (200 mm)

1829167 (220 mm)



RYGSÆK

Inkl. taskekrogssæt

1830628



ALBUESTYR

1829240 Venstre (76 x 254 mm)

1829241 Højre (76 x 254 mm)





CORPUS HD

LÆNDESTØTTE OPPUSTELIG

600915-99-0



KROPSSTØTTE STEALTH

1829298 105x160 kort beslag

1829361 130x180 llangt beslag

1829299 105x160 kort beslag

1829364 130x180 langt beslag



USB-LADER

1831366



HÅNDTAGSSÆT SÆDERAMME

1827718

HÅNDTAGSSÆT RYGLÆN

1825812

BRYST SUPPORT BORD

306818-99-90-0

BORD LILLE MONTERET PÅ ARMLÆN

1827438

BORD VINKELJUSTERBART MONTERET PÅ ARMLÆN

520 mm 106197-99-0

570 mm 106198-99-0

INKONTINENS BETRÆK

1831208 B470xH470

1831209 B470xH520

1831210 B470xH570

1831211 B470xH620

1831221 B520xH470

1831222 B520xH520

1831223 B520xH570

1831224 B520xH620

1831225 B570xH470

1831226 B570xH520

1831227 B570xH570

1831233 B570xH620

1831234 B620xH470

1831235 B620xH520

1831236 B620xH570

1831237 B620xH620



**STØTTE TIL CORPUS, SE UNITRACK
TILBEHØRSSYSTEM SIDE 48.**





CORPUS HD SÆDE OG RYGPUDE

RYGPUDE

Mesh	Pude Bredde x højde
1828595	510x1,2,3 (620-670)
1828597	510x4,5,6 (695-745)
1828601	560x1,2,3 (620-670)
1828603	560x4,5,6 (695-745)
1828608	610x1,2,3 (620-670)
1828610	610x4,5,6 (695-745)

SÆDEPUDE

Skai	Mesh	Pude Bredde x dybde
1828584	1828585	470x470
1828586	1828587	470x520
1828559	1828560	470x570
1828561	1828562	470x620
1828588	1828589	520x470
1828590	1828591	520x520
1828564	1828564	520x570
1828566	1828567	520x620
1828568	1828569	570x470
1828570	1828571	570x520
1828572	1828573	570x570
1828574	1828575	570x620
1828576	1828577	620x470
1828578	1828579	620x520
1828580	1828581	620x570
1828582	1828583	620x620 1011000000

CORPUS HD OMBYGNINGSARTIKLER

ÆNDRING AF SÆDEDYBDE

1828353	495 mm HD
1828354	545 mm HD
1828355	595 mm HD
1828356	645 mm HD

UNITRACK SKINNE

1828357	470 mm
1828358	520 mm
1828359	570 mm
1828360	620 mm

JUSTERING AF SÆDEBREDDE

(1 stk. Du skal bruge 4 stk.)
1828352 470-620 mm

GLIDERYG

1828342

RYGHØJDE KIT

1828284	510 mm HD
1828285	560 mm HD
1828286	610 mm HD

INTEGRERET LÅRSTØTTE (par)

1825736 Standard på stol

LÆNDESTØTTE

1828909

FODPLADER (1 fodplader)

106008-99-0 smal 200 mm, højre
106009-99-0 bred 220 mm, højre

GEL ARMLÆNSPUDE (sælges i par)

1829329	335 mm
1829330	410 mm
1829282	460 mm

ARMLÆN PLADER

1828282	410 mm HD
1828283	460 mm HD

ARMLÆN PUDER

1828340	410 TREVIRA
1828341	460 TREVIRA

ARMLÆNS FÆSTE (stk)

1828376	venstre
1828377	højre

ARMLÆNS BESLAG (stk)

1828381 Fast

ARMLÆNSKÅBE (længde) (stk)

1825605	360 mm
1825605	410 mm
1825606	460 mm

BENSTØTTER SUPPORT

VINKELJUSTERBAR FODPLADER

1828731 venstre
1828732 højre



PS JUNIOR

SKUBBEHÅNDTAG

1824823



RYGSÆK

inkl. taskekrogssæt

1830628



NAKKESTØTTE ERGO

1823081



ADAPTER NAKKESTØTTE

SLINGBACK

1823727

TASKEKROGSSÆT

1828068



BORD JUSTERBAR VINKEL

308064-40-0



LÆGSTØTTE

1822665 110x90mm

1822667 165x120mm



KROPSTØTTE

1822678





PS JUNIOR

SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824141 (25 x 1270 mm)

1824798 (38 x 1520 mm)



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828128 (Bredde 75 mm)



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0

HOFTSELE SELVJUSTERBAR

LANG

310189-99-0



USB-LADER

1831366



RYGPUDER

Mesh	Skai	
1829008	1822798	275X340
1829009	1822799	300X340
1829010	1822800	325X400
1829011	1822801	350X400
1829012	1822802	375X400
1829013	1822803	400X400

ARMLÆN

200 1821695 (venstre/højre)	
260 107213-99-0 Trevira (venstre)	105100-99-0 Skai
260 107212-99-0 Trevira (højre)	105098-99-0 Skai
300 1821696 (venstre/højre)	

BENSTØTTE

1824790 Monteret midt foran

104025-99-0 Swing Away

RYGLÆN SNAPLÅS

104616-99-0

FODPLADER

104646-99-0 Smal

104028-99-0 Metal Smal

104030-99-0 Metal Ekstra smal



TS JUNIOR

PANEL HOLDER, VR2/R-NET

1824295



NAKKESTØTTE

Ergo 105653-99-0

Regulerbar 105654-99-0



STOKKEHOLDER

sæde 1825070

chassis 1828697



OXYGEN FLASKE HOLDER

1825074



KROPSTØTTE

1830824, Stof B 110x90 Venstre

1830831, Stof B 110x90 Højre

1830827, Stof F 225x90 Venstre

1830834, Stof F 225x90 Højre



LÅRSTØTTE

1830840, Stof B 110x90

1830841, Stof C 200x90

1830842, Stof J 165x120



LÆGSTØTTE J

104684-99-0, Stof B 110x90

104686-99-0, Stof J 165x120





TS JUNIOR

SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



HOFTSELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824141 (25 x 1270 mm)

1824798 (38 x 1520 mm)



4 PUNKT SELE

306438-40-0



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828128 (Bredde 75 mm)



RYGSÆK

inkl. taskekrogssæt

1830628

TASKEKROGSSÆT

1828068

BESLAG TIL TILBEHØR

til hovedstøtten, taske kroe, 4 punkt sele

1827658



BORD LILLE

Monteret på armlæn

306910-40-0



OMBYGNING ARMLÆN

105685-99-0 200 højre

105684-99-0 200 venstre

105683-99-0 300 højre

105686-99-0 300 venstre

HÅNDTAGSSÆT SETERAM

1827718

HÅNDTAGSSÆT RYGLÆN

Seteram 1827718

Armlæn 316216-99-0

FODPLADE INDLÆG

1827657 30mm

Muligt at bygge med 2x30mm



MX

JOYSTICK COMPACT ADVANCED

Perfekt til små hænder
1822772



FODREMME MED STANDSNING

1822805

FODREMME

1822838



CO-PILOT

Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare grib håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed.
1824134



BORD JUSTERBAR VINKEL

308064-40-0



HOFTESELE, 2 PUNKT, BODYPOINT POLSTRET

1824141 (25 x 1270 mm)

1824798 (38 x 1520 mm)



SELE MED SNAPLÅS

305506-40-0



BRYSTSELE, ELASTISK BODYPOINT

1828128 (Bredde 75 mm)



HOFTESELE SELVJUSTERBAR

305003-99-0





MX

USB-LADER

1831366



LÅRSTØTTE

1822687, C large

1822683, B small



NAKKESTØTTE FORSKELLIGE MODELLER

104572-99-0, skai

104573-99-0, stof

1827448, skai, lille

Skinne længdejustering

1824969, 250 mm

1824970, 300-350 mm



KROPSTØTTE

104574-99-0, F medium

104575-99-0, B small



MX OMBYGNINGSDELE

SÆDEPUDE

Mesh	Skai	
306384-99-60-0	306384-99-90-0	250x250
306385-99-60-0	306385-99-90-0	300x300
306386-99-60-0	306386-99-90-0	350x350
1824844	1824845	400x400

RYGPUDE

Mesh	Skai	
306381-99-60-0	306381-99-90-0	270x235
306382-99-60-0	306382-99-90-0	320x375
306383-99-60-0	306383-99-90-0	370x475

SÆDEPLADE

1824237	250x250
1824238	300x300
1824239	350x350
1824240	400x400

RYG

1824231	250x325
1824232	300x375
1824233	350x425

ARMLÆN

104303-99-0	small
104304-99-0	large

FODPLADE

1824196	small
1824197	large



MINIFLEX

NAKKESTØTTE

306314-40-30-0 Stof
306314-40-90-0 Skai



SIDE STØTTE

306310-40-30-0 Stof
306310-40-90-0 Skai



LÅRSTØTTE

305693-28-30-0 Stof
305693-28-90-0 Skai



FLASKEHOLDER

1821842



FODREMME MED STANDSNING

1822805

FODREMME

1822838



CO-PILOT

Hjælperstyringen er meget enkel at manøvrere. Bare grib håndtaget og begynd at gå, stolen følger førerens retning og hastighed. 1830593





MINIFLEX

HOFTSELE SELVJUSTERBAR
305003-99-0



HOFTSELE, 2 PUNKT, BODYPOINT
1824141 (25 x 1270 mm)



4-PUNKTSELE INCL. BESLAG
306438-40-0



SELE MED SNAPLÅS
305506-40-0



BRYSTSELE, ELASTISK
BODYPOINT
1828128 (Bredde 75 mm)



KNÆSTOP
307900-40-90-0



PANEL HOLDER PLG
309959-99-1 Højre
309960-99-2 Venstre

USB-LADER
1831366





MINIFLEX OMBYGNINGSDELE

ARMLÆN 200

308021-00-30-1 Højre, Stof
308021-00-30-2 Venstre, Stof



ARMLÆN 250

307400-00-30-1 Højre, Stof
307400-00-30-2 Venstre, Stof



SIDDEPLADESATS INCL. PUDE

306343-28-30-0 (250x250) Stof
306343-28-90-0 (250x250) skai
306344-28-30-0 (300x300) Stof
306344-28-90-0 (300x300) skai
306345-28-30-0 (350x350) Stof
306345-28-90-0 (350x350) skai



SÆDEPUDE

306384-99-30-0 (250x250) Stof
306384-99-90-0 (250x250) skai
306385-99-30-0 (300x300) Stof
306385-99-90-0 (300x300) skai
306386-99-30-0 (350x350) Stof
306386-99-90-0 (350x350) skai



RYGPLADESATS INCL. PUDE

306351-28-30-0 (250x350) Stof
306351-28-90-0 (250x350) skai
306352-28-30-0 (300x400) Stof
306352-28-90-0 (300x400) skai
306353-28-30-0 (350x500) Stof
306353-28-90-0 (350x500) skai



RYGPUDE

306381-99-30-0 (250x350) Stof
306381-99-90-0 (250x350) skai
306382-99-30-0 (300x400) Stof
306382-99-90-0 (300x400) skai
306383-99-30-0 (350x500) Stof
306383-99-90-0 (350x500) skai



FODPLADE

307962-00-0 Lille
307963-00-0 Stor



UNITRACK TILBEØRSSYSTEM

Systemet består af et antal enkle grunddele, som du kan kombinere og fastgøre i stolens skinneresystem. Vælg efterfølgende hvilken pude du vil have, og juster støtten præcis som du ønsker. Systemet tilbyder uendelige muligheder for justering og tilpasninger.

UNITRACK

TILBEHØRSSKINNE

Skinnen, fundamentet i Unitrack tilbehørssystem, er monteret på siden af sæderammen, på bagsiden af puderne samt på toppen af rygskjoldet. Systemet gør alle moduler trinløst justerbare.



JUSTERINGSLED

Disse dele gør det muligt at rotere puderne på støtterne, samtidig med at fæstepunktet forbliver fast. Leddene er utroligt stærke, og justeres i meget små step.



HURTIG FÆSTE

En halv omdrejning på håndskruen er nok.
Til kropsstøtten kan man montere en "swing away" lås.



STØTTEPUDER

Puder i flere størrelser med overtræk der kan "ånde". Puderne er lette at montere eller afmontere på alle systemets komponenter. Puderne er benævnt med et bogstav, for lettere at kunne identificere dem. Bogstav og størrelse findes i brochuren.



A 150x140
B 110x90
C 200x90



D 200x200
E 220x150
F 220x90



G 300x90
H 170x175
J 165x120

UNITRACK

LÅRSTØTTE/HOFTESTØTTE



Dybdejustering ved hjælp af skinne, højdejustering ved hjælp af stopskrue.



Justering af vinkel.



Justering af vinkel og bredde.

LÆGSTØTTE



Ved hjælp af skinner kan puden roteres 360°.



Justering af vinkel og dybde.



Justering af højde og bredde.

AMPUTATIONSSTØTTE



Enkel at afmontere ved hjælp af håndskrue.



Justering af vinkel og højde.



Justering af dybde, afstand og vinkel.



Kan monteres i 30° vinkel og pude kan formes.

KROPSTØTTE



Justering af højde.



Justering af vinkel og afstand.



Justering af højde ved hjælp af stopskrue.



Justering af dybde.

UNITRACK STØTTE

	CORPUS	CORPUS 3G	HD	VS
LÆGSTØTTE B 110X90	1822665	1827612		104137-99-0 (Mod B, kun til jr)
LÆGSTØTTE A 150X140	1822669	1827610	106190-99-0	1823142 (Mod J hel fodplade)
LÆGSTØTTE J 165X120	1822667	1827618		1822667 (Mod J deli fodplade)
LÆGSTØTTE H 170X175	1822671	1827616	106188-99-0	
LÆGSTØTTE D 200X200	1822674	1827614	106186-99-0	
KROPSTØTTE A 150X140	1822676			
KROPSTØTTE F 220X90	1822678			
KROPSTØTTE E 220X150	1822680			
KROPSTØTTE 1 ST VENSTRE A 150X140		1830823		1830822
KROPSTØTTE 1 ST HØJRE A 150X140		1830830		1830829
KROPSTØTTE 1 ST VENSTRE F 220X90		1830826		1830827
KROPSTØTTE 1 ST HØJRE F 220X90		1830833		1830834
KROPSTØTTE 1 ST VENSTRE E 220X150		1830828		1830825
KROPSTØTTE 1 ST HØJRE E 220X150		1830835		1830832
LÅRSTØTTE B 110X90	1822692			
LÅRSTØTTE J 165X120	1822695			
LÅRSTØTTE C 200X90	1822696			
LÅRSTØTTE G 300X90	1822698			
LÅRSTØTTE 1 ST VENSTRE B 110X90		1830840	1830840	
LÅRSTØTTE 1 ST HØJRE B 110X90		1830840	1830840	
LÅRSTØTTE 1 ST VENSTRE J 165X120		1830842	1830842	
LÅRSTØTTE 1 ST HØJRE J 165X120		1830842	1830842	
LÅRSTØTTE 1 ST VENSTRE C 200X90		1830841	1830841	1830841
LÅRSTØTTE 1 ST HØJRE C 200X90		1830841	1830841	1830841
LÅRSTØTTE 1 ST VENSTRE G 300X95		1830821	1830821	1830821
LÅRSTØTTE 1 ST HØJRE G 300X95		1830821	1830821	1830821
HOFTESTØTTE B 110X90	1822683		1822683	1822683
HOFTESTØTTE A 150X140	1822685		1822685	1822685
HOFTESTØTTE C 200X90	1822687		1822687	1822687
HOFTESTØTTE D 200X200	1822690		1822690	1822690
HOFTESTØTTE 1 ST VENSTRE B 110X90		1830837	1830837	
HOFTESTØTTE 1 ST HØJRE B 110X90		1830837	1830837	
HOFTESTØTTE 1 ST VENSTRE A 150X140		1830836	1830836	
HOFTESTØTTE 1 ST HØJRE A 150X140		1830836	1830836	
HOFTESTØTTE 1 ST VENSTRE C 200X90		1830838	1830838	
HOFTESTØTTE 1 ST HØJRE C 200X90		1830838	1830838	
HOFTESTØTTE 1 ST VENSTRE D 200X200		1830839	1830839	
HOFTESTØTTE 1 ST HØJRE D 200X200		1830839	1830839	
AMPUTATIONSSTØTTE A 150X140	1822657	1822657	106497-99-0	1822657
AMPUTATIONSSTØTTE J 165X120	1822659	1822659	106500-99-0	1822659
AMPUTATIONSSTØTTE H 170X175	1822661	1822661		1822661
AMPUTATIONSSTØTTE D 200X200	1822663	1822663		1822663

UNITRACK DELE

FÆSTE AMPUTATIONSSTØTTE

1821686

FÆSTE LÆGSTØTTE

1821681

FÆSTE LÆGSTØTTE CORPUS 3G

1825814

FÆSTE KROPSTØTTE

VENSTRE

1821684

FÆSTE KROPSTØTTE

VENSTRE CORPUS 3G

1826810

FÆSTE KROPSTØTTE HØJRE

1821685

FÆSTE KROPSTØTTE HØJRE

CORPUS 3G

1826811

FÆSTE HOFTESTØTTE

1821682

FÆSTE LÅRSTØTTE

1821683

PUDE MODEL A

1821689

PUDE MODEL B

1821690

PUDE MODEL C

1821695

PUDE MODEL D

1821691

PUDE MODEL E

1821692

PUDE MODEL F

1821693

PUDE MODEL G

1821696

PUDE MODEL H

1821694

PUDE MODEL J

1821245

BETRÆK MODEL A

1821697

BETRÆK MODEL B

1821698

BETRÆK MODEL C

1821699

BETRÆK MODEL D

1821700

BETRÆK MODEL E

1821701

BETRÆK MODEL F

1821702

BETRÆK MODEL G

1821703

BETRÆK MODEL H

1821704

BETRÆK MODEL J

1821706

SKINNE CORPUS 430 MM BREDDE

(1 par)

1826755 (360 mm dybde)

1826754 (410 mm dybde)

1822380 (460 mm dybde)

1822381 (510 mm dybde)

1822382 (560 mm dybde)

SKINNE CORPUS 480 MM BREDDE

(1 par)

1822383 (460 mm dybde)

1822384 (510 mm dybde)

1822385 (560 mm dybde)

SKINNE VS 430 MM BREDDE

(1 par)

1821772 for VS Jr

1821773 for VS Sr

SKINNE VS 480 MM BREDDE

(1 par)

1821779 for VS Jr

1821774 for VS Sr


UNITRACKSKINNE

1829060 370-395-420 mm.

PERMOFIX

PermoFix er et modulopbygget system. Stænger (A) kan kobles sammen med forskellige skruer og frit justeres i forskellige vinkler, og kan fikseres ved bare at skrue på en skrue (B). Det er meget let at løsne. Justering kan gøres enkelt og når som helst. Systemet tilbyder stabil fiksering i alle retninger.

PERMOFIX



Ved at kombinere de mest almindelige dele kan mange moduler bygges sammen. Modulerne giver mulighed for at montere forskellige enheder, på en enkel og nem måde. PermoFix modul system giver mulighed for et uendeligt antal kombinationer og løsninger.



PermoFix starterkit + opgraderingssæt
0027-7029a (inkl. 0027-7023a+0027-7028a)

Starterkit
0027-7023A

Opgraderingssæt PermoFix
0027-7028A

Starterkit

-  **Base**
0027-2036a (10 stk)
-  **Kombi end**
0027-2029a (5 stk)
-  **Base forlænger**
0027-2006a (1 stk)
-  **T-end**
0027-2040a (4 stk)
-  **Clip ball support**
0027-2017a (16 stk)
-  **Clip ball support, extension**
0027-2007a (1 stk)
-  **Clip ball**
0027-2001a (20 stk)
-  **Bolt M5x20**
7000-2055a (15 stk)
-  **Rod Ø8x50**
0027-2010a (5 stk)

-  **Rod Ø8x75**
0027-2011a (5 stk)
-  **Rod Ø8x100**
0027-2012a (5 stk)
-  **Rod Ø8x150**
0027-2013a (5 stk)
-  **Rod Ø8x200**
0027-2014a (5 stk)
-  **Rod Ø8x250**
0027-2015a (5 stk)
-  **Rod Ø8x300**
0027-2016a (5 stk)
-  **Svanehals 150mm**
0027-7017a (1 stk)
-  **Umbracoegle 4mm**
7000-2057a (1 stk)
-  **Base afslutning**
0027-2002a (10 stk)

-  **Mellem plade**
0027-2009a (6 stk)
-  **Mellem låsedel**
0027-2041a (4 stk)
-  **Fordeler**
0027-2004a (4 stk)
-  **Låsekugle, dobbel**
0027-2052a (4 stk)
-  **Låsekugle, forlænger**
0027-2039a (10 stk)
-  **Møtrik Ø5**
0027-2035a (15 stk)
-  **Møtrik M5**
0027-2030a (15 stk)
-  **Brugsanvisning**
0027-8030a (1 stk)

PERMOFIX

PERMOBIL OPGRADERING



Display fæste
0027-2008a



Permofix biladapter
0027-2005a, 80 mm
0027-2083a, 250 mm



Base, 14 mm
0027-2058a



Support, 14 mm
0027-2059a



Adapter, UniTrack
0027-2055a

MODULER



Kontaktsæt, Compact Joystick
0035-7011a



Kontaktsæt, dobbel, Compact Joystick
0035-7014a



Swing away lås
0027-7007a



Permofix base, kobling
0027-7005a



Permofix base, Sideudgang 8 mm
0027-7004a



Permofix base, Sideudgang 14 mm
0027-7027a



Permofix base, kombi afslutning
0027-7025a



Permofix base, fæste
0027-7006a
Permofix fæste med Sideudgang 8 mm
0027-7024a



Permofix fæste Compact Joystick 8 mm
0035-7009a
Permofix fæste Compact Joystick hagestyring med rør
0035-7010a

PERMOFIX-KIT TIL KØRESTOL

OBS! Indeholder kun Permofix-delene



Armlænsmontage Compact Joystick
1824777
Indeholder art.nr.:
0027-2083a, 0027-7025a, 0027-2013a,
0027-7006a, 4X 7000-2055a



Armlænsmontage Compact Joystick med Multicontroller
1824780
Indeholder art.nr.:
0027-2083a, 2x 0027-7025a, 0027-2013a,
0027-7024a, 4X 0027-2055a, 0027-2008a



Armlænsmontage Multicontroller
1824776
Indeholder art.nr.:
302719-99-0, 0027-2083a, 0027-2013a,
2x 0027-7025a, 0027-2008a



Midtermontage Mini Joystick
1824775
Indeholder art.nr.:
1824760, 0027-7027a



Armlænsmontage Mini Joystick
1824779
Indeholder art.nr.:
0027-2083a, 0027-7025a



Armlænsmontage Mini Joystick med Multikontroller
1824781
Indeholder art.nr.:
0027-2083a, 027-7004a, 0027-2013a,
2x 0027-7025a, 0027-2008a,



Midtermontage Compact Joystick
1824778
Indeholder art.nr.:
1824760, 0027-7027a, 0035-7009a

Styresystem Pilot+/R-net/VR2/Safegate

Vores mest avancerede styresystem R-net kombineret med Intelligent Control System (ICS) løfter såvel køreoplevelsen, sikkerhed og koordinering af funktioner til en helt ny dimension. R-net/ICS er fra starten konstrueret til at kunne styre og kontrollere en mængde funktioner og information. Systemet har nærmest ubegrænsede muligheder.

STYRESYSTEM PILOT+/R-NET/VR2/SAFEGATE

R-NET PANEL MED FARVE

1825746

R-net panel uden farve

1822389

R-net panel med LED

1825758



R-NET PANEL MED HEAVY DUTY JOYSTICK

1827824



COMPACT JOYSTICK

1822778

COMPACT JOYSTICK LIGHT

mindre og lettere

1822986



COMPACT JOYSTICK ADVANCED

1822772



HAGESTYRING R-NET (3 DELE), COMPACT JOYSTICK

1822778

KONTAKTSÆT

0035-7011a

PERMOFIX BESLAG COMPACT

JOYSTICK 8 MM

0035-7009a



BORDSTYRING R-NET

Corpus RYG

1823061, 390 mm

1823060, 440 mm

VS ryglæn, monteres i fæste for brystvalse

1823057, 390 mm

1823054, 440 mm



HJÆLPERSTYRING R-NET incl. beslag ryg

1825042

HJÆLPERSTYRING FARVE R-NET incl. beslag ryg

1831241

EXTRAPANEL VR2 excl. beslag ryg

1831241

PANELBESLAG

1823601



MINI JOYSTICK R-NET

1825767



STYRESYSTEM PILOT+/R-NET/VR2/SAFEGATE

KNAPBOX R-NET

1823293, trykknapper
1823294, vippekontakter

KABELBOX ALT. SWITCHBOKS

R-net
1823591



MUSESTYRING BLUETOOTH R-NET

Betjen din PC direkte via kørestolens
joystik

1824693

MUSESTYRING FOR TILSLUTNING AF HØJRE/VENSTRE MUSEKNAP

1829002



FJERNBETJENT NØDSTOP

1828544
R-net och Pilot+
1829284
VR2 och Safegate



MUSESTYRING 2 BLUETOOTH R-NET

Et tillæg til musestyring Bluetooth for at kunne styre to forskellige
enheder via Bluetooth.

1830631

TILSLUTNINGSKABEL for at koble eksterne kontakter til

Musestyring 2 Bluetooth

1828615

EKSTRA BETJENINGSKNAPPER

3-4 elfunktioner VR2
1824153



TOUCHKONTAKT M. BATTERI, R-NET/PILOT+

0037-7003a



M.PANEL EXT. ON/OFF, PILOT+

311206-00-0

EXTRAPANEL PILOT+

310167-00-0

FÆSTE RYG EKSTRAPANEL

1822130



LEDELT PANELHOLDER

Midterstyring Pilot+

301973-99-0



STYRESYSTEM PILOT+/R-NET/VR2/SAFEGATE

EKSTRA PANEL PILOT+

603058-00-0

PANELKOLDER HJÆLPER, DREJELIG P+

1822130



JOYSTICKGREB SOFTBALL

1825195, 47 mm



JOYSTICKGREB KUGLE

602152-00-0, 38 mm

307189-00-0, 30 mm



JOYSTICKGREB SKUMKUGLE

602155-99-0, 70 mm



JOYSTICKGREB TRAGT

602154-00-0



JOYSTICKGREB T

602151-00-0



JOYSTICKGREB PADDEHAT

602153-00-0



JOYSTICKGREB PIND

602156-00-0



JOYSTICKGREPP HALVKUGLE

1828139, 65 mm



JOYSTICKGREPP STYREBØJLE

1828135, 75 mm

1828137, 100 mm





MAGICDRIVE TOUCH

MagicDrive Touch™

Vi vil give dig muligheden for, på en enkel og aktiv måde, at kontrollere både din el-kørestol samtidig med at du får direkte kontrol med din omverden. Samtidig giver MagicDrive Touch mulighed for at kommunikere via telefoni, digitale medier eller anden moderne teknologi.

Alt i én lille enhed.

STANDARDENHED

0028-7009A

LADER

7000-7007A

DONGLE 6 UDGANGER

0060-7004A



OMVERDEN

MagicDrive Touch anvender den sidste nye teknologi til at kontrollere omverden. Den er udstyret med både IR og Z-wave, der gør det muligt at kommunikere med de forskellige enheder i omverdenen. Naturligvis har vi ikke glemt sikkerheden, systemet kan kobles direkte til dit lokale alarmsystem.

KOMMUNIKATION

Udnyt de moderne digitale medier, telefoni og syntetisk tale. Optagefunktionen gør det muligt at indtale tekster og beskeder, der kan anvendes til at afspille. I systemet findes en funktion der gør det muligt at ringe til en person og "tale", selvom man ikke kan anvende sin egen stemme.

Du kan betjene MagicDrive Touch ved at anvende touch skærmen, joysticket på kørestolen, eksterne kontakter, et USB key board eller nogle af vores øvrige alternative styresystemer.

STANDARDENHED

MagicDrive Touch 420 Infrarød, Z-wave, dagbog, kontaktperson håndtering, regnemaskine, mobiltelefon, batteri, touch skærm i farver, 4GB lager, headset tilslutning, USB-tilslutning, indbygget højttaler.

ALTERNATIV

Mediaværktøj

TTS (tekst til tale) feedback

TTS (tekst til tale) messenger

Forskellige muligheder for valg af sprog

DRIVELINK MULTICONTROLLER

DRIVELINK MULTICONTROLLER



Problemer er til for at løses. Det er tanken bag vort alternative styresystem, DrivLink. Systemet gør det muligt at styre kørestolen med f. eks hovedet, et pust/sug system eller andre former for specialstyringer. Hver stol kan tilpasses individuelt.

Det er ikke bare kørestolen der kan styres. Moderne hjem er fyldt med elektronisk udstyr der kan betjenes f. eks. døre, TV, computer, lys etc. Vælger du det nye MultiController system, kan du styre alle disse enheder, direkte.

GRUNDPAKKE

PILOT+

104615-99-0

R-NET

103822-99-0

INDHOLD

ELEKTRONIK

612899-99-0, Pilot +

1822779, R-net

DISPLAY

612900-00-0

KABEL

309699-00-0

HOLDER

1821583

TASKE

1821541

TOUCHKONTAKT DL MULTICONTROLLER

0037-7002a



HAGESTYRING R-NET (3 DELE), COMPACT JOYSTICK

1822993

KONTAKTER

0035-7011a

PERMOFIX BESLAG COMPACT

JOYSTICK 8 MM

0035-7009a



DL JOYSTICK

1824636

JOYSTICK

Holder til display



VEST FOR HAGESTYRING

R-NET

0056-7001a



DRIVELINK MULTICONTROLLER

FINGERSTYRING

103826-99-0



MINIJOYSTICK

602963-99-0



SIP & PUFF

1824637

Sip & puff enhed
Stativ hagestyring/SoB V.2



HOVEDSTYRING

1824638



STYRING MULTISWITCH

309675-00-0

Kontaktbox



STYREPLADE

1821749



DL COMPACT JOYSTICK

1822993

DL COMPACT JOYSTICK MED TILTSENSOR

1825315

DL COMPACT JOYSTICK LIGHT

Mindre og lettere udslag på joysticket
1822995



DL COMPACT JOYSTICK, ADVANCED

1823003



DRIVELINK TILBEHØR

**HOLDER SUG- OG PUST/
HAGESTYRING EL.**
309703-00-0



EKSTERN ON/OFF
309624-00-0



DL GYRO P+
309701-00-0



DL IR-MODTAGER
603234-99-0



DL FUNKTIONSOMKOBLER
touch
309702-00-0



DL FUNKTIONSOMKOBLER
309694-00-0



KOMPLET HOLDER TIL HAGESTYRING
104143-99-0
indeholder art.nr:
306131-40-0 holder ryglæn
309629-99-0 hagestyringsarm
0035-7010a holder hagestyringsenhed




HAGESTYRINGSARM
309629-99-0



DRIVELINK TILBEHØR

BORD TIL STYREPLADE

1821941



ARMLÆNSMONTAGE

MINI JOYSTICK

1824779




PERMOLOCK C

Enkel installation • Passer til C400 og C500 • Meget sikkert og enkelt at anvende • Elektrisk og manuel frigørelse ved nødsituation • Opfylder kravene i iso-10542 og iso-7176-19 • Manuel frigørelse findes som tilbehør

PERMOLOCK C

**PERMOLOCK C
MED STANDARD AFBRYDER**
313072-28-0

AFSTANDSKLODS
1820547



MANUAL UDLØSER
314036-99-0




PAL
313344-99-0



KABELFORLÆNGER
1823604



KABELSWITCH STD
1820525



KABELSWITCH STOR
1824735



PERMOLOCK C3

Enkel installation • C/K300, C350 og K450 • Kan anvendes som transportlås • Lille og smidig
• Justerbar både i højde og vink • Du kan bakke ind i låsen • Kan monteres både på fører - og
passagersædet • Garanteret brugervenlig

PERMOLOCK C3

PERMOLOCK C3

1823300 med standard afbryder

1824756 med stor afbryder




AFSTANDSKLODS

1824737

KABELSWITCH

1820525



KABELSWITCH STOR

1824735



FORLÆNGERKABEL

1823604



FRIGØRELSESHÅNDTAG

314036-99-0

BESLAG TIL FRIGØRELSESHÅNDTAG

1820548




LÅSEMEKANISME STOL

1824229



C350 FORSTÆRKINGS-PLADER

1824736



www.permobil.dk