

Permobil

# Progeo Joker R2



Aluminium



Starr



Verstellbar

permobil

# Stylish, leicht und unterstützend

Die Joker-Serie kombiniert elegantes Starrrahmendesign mit praktischen Details. Form und Funktion werden genutzt, um Ihre Mobilitätsanforderungen zu erfüllen, und das mit Stil.

Für aktive Nutzerinnen und Nutzer von manuellen Rollstühlen wurde der starre Rahmen des Joker R2 so konzipiert, dass er auf engem Raum Platz findet, außerdem bietet er eine Reihe von Fußauflagenoptionen.



## Progeo Joker R2

Sitzbreite	33 - 36 - 39 - 42 - 45 - 48 cm
Sitztiefe	35 - 37,5 - 40 - 42,5 - 45 - 47,5 - 50 cm
Sitzhöhe	Vorne von 44,5 cm bis 53 cm (verstellbar) Hinten von 38 cm bis 46 cm (verstellbar)
Unterschenkellänge	Von 21 cm bis 49 cm (verstellbar)
Rückenlehnenhöhe	Von 24,5 cm bis 47 cm (verstellbar)
Rahmenwinkel vorne	90°
Gesamtlänge	ca. 82 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 17 cm (mit 0° Radsturz)
Rückenwinkel	Von 74° bis 94° zum Sitz (verstellbar)
Radsturz	0° - 2° - 4°
Gewicht ohne Hinterräder	Ab ca. 5,7 kg
Gewicht des Rollstuhls	Ab ca. 8,3 kg
Maximale Zuladung	125 kg

MATT  
SCHWARZ

PERL-  
WEISS

MATT  
ORANGE

LEUCHTEND  
ROT

HELL-  
SILBER

Dein Rollstuhl - Deine Farbe\*

Permobil behält sich das Recht vor, technische Daten und Design ohne vorherige Ankündigung zu ändern. \*Weitere Farben erhältlich.

Die Farbe des Produkts kann abweichen.