

Guida alle carrozze manuali



permobil

Guida alle carrozzine manuali

La guida ai prodotti Permobil fornisce una panoramica della gamma pensata per assistere l'utente nel confronto tra i modelli e per semplificare la scelta di una carrozzina che soddisfi le specifiche esigenze di ognuno.

Per una maggior sicurezza nella scelta, abbiamo indicato le caratteristiche e le opzioni principali dei prodotti, come il tipo di telaio e la compatibilità con i propulsori elettrici. **Per ulteriori informazioni sui prodotti, visitare il sito www.permobil.it**

Carrozzine manuali rigide



TiLite TR **TiLite ZR** **TiLite ZRA** **TiLite TRA**

Materiale		Titanio			
Peso di trasporto	kg	4.2	4.2	4.9	5
Caratteristiche	Leggerezza	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
	Configurabilità	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
	Regolabilità	●●○○○	●●○○○	●●●●○	●●●●○
	Personalizzazione	●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●
Peso max. dell'utente	kg	120	120 / 136	120 / 136	120 / 158
Compatibilità con propulsori elettrici	SmartDrive	✓	✓	✓	✓
	Mototronik	✓	✓	✓	✓
Descrizione		Fusione perfetta di design accattivante a doppio tubo e prestazioni di guida. <ul style="list-style-type: none"> Personalizzazione ai massimi livelli Guida rigida Realizzata su misura, minore regolabilità 	Telaio minimalista per uno stile eccezionale. <ul style="list-style-type: none"> Trasportabilità eccellente Perfezione su misura Telaio snello monotubo 	Forza, stile e personalizzazione. <ul style="list-style-type: none"> Completa regolabilità La robustezza del titanio con monotubo Facile da trasportare 	Prestazioni e comfort costruiti intorno all'utente. <ul style="list-style-type: none"> La rigidità del titanio con doppio tubo Massima regolabilità Guida rigida



Progeo Joker Energy **Progeo Joker R2** **Progeo Joker** **Progeo Noir 2.0** **Progeo Duke**

		Alluminio			Carbonio	
Peso di trasporto	kg	4.7	5.7	5.9	4	5.2
Caratteristiche	Leggerezza	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
	Configurabilità	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○
	Regolabilità	●●○○○	●●●●○	●●●●○	●●○○○	●●●●○
	Personalizzazione	●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	●●●●●
Peso max. dell'utente	kg	125	125	125	125	125
Compatibilità con propulsori elettrici	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓
	Mototronik	✓	✓	✓	✓	✓
Descrizione		Compatta e realizzata su misura. <ul style="list-style-type: none"> Design pulito e colori vivaci Telaio su misura per un comfort personalizzato Configurabile in base alle esigenze dell'utente 	Elegante, leggera e di supporto. <ul style="list-style-type: none"> Dimensioni compatte per una maggiore praticità Opzioni della pedana per ogni esigenza di trasferimento Comodo posizionamento delle gambe 	Telaio completamente personalizzato e facili regolazioni. <ul style="list-style-type: none"> Configurabile in base alle esigenze dell'utente Regolazioni facili e veloci Opzioni dello schienale per un maggiore comfort 	Il massimo della tecnologia nelle carrozzine in carbonio. <ul style="list-style-type: none"> Stile impareggiabile e realizzata su misura Personalizzabile con opzioni premium 	Un'esperienza di guida duratura e agile. <ul style="list-style-type: none"> L'ergonomia incontra l'estetica Prestazioni personalizzate Regolazioni di precisione

Carrozze manuali pieghevoli



Progeo Ego Custom

Progeo Exelle

Progeo Tekna Advance

Progeo Ego
Disponibile anche in carbonio

Progeo Exelle Vario
Disponibile anche in carbonio

Progeo Tekna Advance Swing

Materiale		Alluminio					
Peso di trasporto	kg	7.2	7.4	7.6	7.7	9.6	9.8
Caratteristiche	Leggerezza	●●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●○○	●●○○
	Configurabilità	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
	Regolabilità	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○
	Personalizzazione	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
Peso max. dell'utente		125	125	125	125	125	125
Compatibilità con propulsori elettrici	SmartDrive	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Mototronik	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Descrizione		La sensazione di una guida rigida con i vantaggi di un telaio pieghevole. <ul style="list-style-type: none"> • Meccanismo di chiusura esclusivo • Su misura • Compatta e salvaspazio 	Una carrozzina pieghevole compatta e affidabile. <ul style="list-style-type: none"> • Compatta per riporla facilmente • Personalizzata in base a ogni esigenza • Facile da manovrare 	Telaio sportivo estremamente compatto, progettato per una facile propulsione. <ul style="list-style-type: none"> • Facile da manovrare • Colori personalizzabili • Facile da regolare 	Compatta e comoda, con la guidabilità di un telaio rigido. <ul style="list-style-type: none"> • Meccanismo di chiusura esclusivo • Configurata in base all'utente • Compatta e salvaspazio 	Chiusura compatta con pedane girevoli ed estraibili. <ul style="list-style-type: none"> • Pedane girevoli ed estraibili per maggior versatilità • Sensazione di rigidità • Trasferimento facile 	Design sportivo estremamente compatto. <ul style="list-style-type: none"> • Pedane girevoli ed estraibili • Pratica manovrabilità • Facile propulsione

Carrozze basculanti manuali



Progeo Tekna Tilt 2.0

Progeo Easy Tilt

Materiale		Alluminio	
Peso di trasporto	kg	16.5	13
Caratteristiche	Leggerezza	●●●○	●●●○
	Configurabilità	●●●○	●●●○
	Regolabilità	●●●●	●●●●
	Personalizzazione	●●●○	●●●○
Peso max. dell'utente		125	125
Compatibilità con propulsori elettrici	SmartDrive		
	Mototronik		
Descrizione		Carrozina basculante leggera e compatta. <ul style="list-style-type: none"> • Pieghevole, per trasportarla e riporla facilmente • Colori personalizzabili • Adattabile alla mobilità attiva o passiva 	Una carrozzina basculante leggera e rigida. <ul style="list-style-type: none"> • Diverse impostazioni per regolazioni individuali • Stabile e resiliente • Peso ridotto

Vari colori disponibili


Un tocco di stile in più per un viaggio personalizzato.

Le nostre gamme di carrozzine manuali offrono una selezione di colori per il telaio. Di seguito sono riportati alcuni dei colori disponibili. Per la selezione completa, visitare il nostro sito web.

Progeo



TiLite



*I colori reali del prodotto possono differire

Carrozze manuali pediatriche



Progeo Tekna Tilt Jr

Progeo Exelle Junior

Progeo Joker Junior 2.0

Materiale		Alluminio		
Peso di trasporto	kg	15	7.6	7.3
Caratteristiche	Leggerezza	●●●○	●●●○	●●●○
	Configurabilità	●●●○	●●●○	●●●○
	Regolabilità	●●●●	●●●●	●●●●
	Personalizzazione	●●●○	●●●●	●●●●
Max. User Weight		125	75	75
Descrizione	<p>Carrozzina basculante comoda e compatta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pieghevole, per trasportarla e riporla facilmente • Colori personalizzabili • Adattabile alla mobilità attiva o passiva 	<p>Una carrozzina pieghevole compatta e affidabile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compatta per riporla facilmente • Personalizzata in base a ogni esigenza • Facile da manovrare 	<p>Telaio completamente personalizzato e facili regolazioni.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Configurabile in base alle esigenze dell'utente • Regolazioni facili e veloci • Opzioni dello schienale per un maggiore comfort 	

Caratteristiche nel dettaglio

Per offrire una differenziazione e semplificare la scelta, ogni carrozzina è stata accuratamente classificata in base a criteri chiave, tra cui:

- **Leggerezza:** Si riferisce al peso di trasporto di ciascun modello nell'ambito di un tipo di telaio e include opzioni ultraleggere per un facile trasporto.
- **Configurabilità:** Descrive nel dettaglio il livello di configurabilità disponibile al momento dell'ordine iniziale, dall'altezza e angolazione del sedile, al baricentro, fino alle opzioni personalizzate.
- **Regolabilità:** Evidenzia il livello di regolabilità nel tempo a seconda dell'evolversi delle esigenze di un utente. Tra gli aspetti regolabili vi sono l'altezza posteriore, l'altezza anteriore, l'inclinazione della seduta, l'altezza e l'angolazione dello schienale.
- **Personalizzazione:** Indica fino a che punto un modello può essere personalizzato in base alle preferenze personali in termini di colore, cerchi di spinta, accessori disponibili, tipo e dimensione delle ruote.

Propulsori elettrici

Potenzia uno stile di vita attivo con un dispositivo di propulsione elettrico. Basta collegare l'ausilio scelto per ottenere una spinta in più ogni volta che è necessario.



Mototronik è un propulsore elettrico anteriore elegante e intuitivo che consente di percorrere lunghe distanze su terreni diversi, risparmiando energia. Basta connetterlo e partire.



SmartDrive offre la libertà di fare di più. Un propulsore elettrico leggero, montato sul posteriore, che si muove in sinergia con la carrozzina, anche quando non è in uso. Basta connetterlo e partire.

The background image shows the interior of a boat cabin. In the foreground, a white steering wheel with a black metal frame is visible. Behind it is a white control panel with various gauges, switches, and a digital display. The cabin walls are white and feature several portholes. The overall lighting is bright and warm, suggesting a sunny day.

Per ulteriori informazioni:

T. +39 0422 484657

Customer_support_it@permobil.com

permobil.it

permobil