

Permobil

Explorer Mini



permobil

Explorer Mini

Maximera tidig inlärning

Explorer Mini är en eldriven mobilitetslösning som främjar utvecklingen hos barn med funktionsnedsättningar genom att i tidig ålder möjliggöra självinitierande rörelser.

Större självständighet

Med Explorer Mini kan små barn bli mer självständiga genom att utforska. Den genomtänkta konstruktionen och det tilltalande utseendet främjar självinitierade rörelser hos barnet. Dessutom kan storleken anpassas allteftersom barnet växer.

Motorisk utveckling

Den intuitiva konstruktionen ger det stöd som behövs för att främja barnets motoriska utveckling och posturala kontroll.

Stadig upprätt kroppsställning


Explorer Mini är ett ergonomiskt hjälpmedel med flera lastbärande ytor som stimulerar en stadig, säker och upprätt kroppsställning.

Utforska världen

Från den här säkra plattformen kan barnet börja interagera med sin närmiljö i hemmet och sedan gå vidare och utforska världen utanför.

Explorer Mini är lätt och enkel att transportera. Därmed kan den tas med överallt så att barnet kan utforska och lära sig i många olika miljöer.

Mobilitet i tid



Den mittmonterade joysticken stimulerar användningen av båda armarna




Det inbyggda bordet och ryggstödet ger stabilitet och främjar rörelsefrihet

Explorer Mini Specifikationer

Åldersspann	12–36 månader
Användarens maxvikt	16 kg
Användarens maxlängd	100 cm
Maxfart	2,3 km/h
Körsträcka	5,4 km*
Hindertagningsförmåga (med uppgång)	25 mm
Basbredd	490 mm
Baslängd	635 mm
Markfrigång	25 mm
Körelektronik	nVR2
Batterityp	12 Volt–5Ah AGM (2)
Höjd sits till golv	307–550 mm
Stolens totalhöjd	730–930 mm
Stolens vikt (inklusive batterier)	24 kg

Lekfulla teman



Justerbar höjd



Stadig plattform med halkskydd.

Justerbar och löstagbar sadelsits

Sitsen ställs in i önskad höjd så att barnet får en alltmer stående ställning i takt med sin utveckling.

Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

*Den faktiska körsträckan varierar beroende på körförhållanden och batteristatus. Observera att Explorer Mini är en medicinteknisk produkt som kräver förskrivning.

Nu när Sylvia har använt Explorer Mini ett par veckor ser vi verkligen hur hon strävar efter självständighet.

Hon vill bara göra saker på egen hand nu.

– Mike, Sylvias pappa

Permobil

Explorer Mini

Explorer Mini – en eldriven mobilitetslösning som främjar utvecklingen hos barn med funktionsnedsättningar genom att i tidig ålder möjliggöra självinitierande rörelser.