

Permobil

M Corpus[®] VS



permobil

Progettata pensando all'utente

La carrozzina M Corpus® VS, con la manovrabilità di una base a trazione centrale, offre una nuova dimensione alla verticalizzazione elettrica di Permobil.

Verticalizzazione senza compromessi

La M Corpus VS combina compattezza, sospensioni che offrono stabilità, trazione e comfort di guida per la migliore esperienza di verticalizzazione su una base con ruote motrici centrali.

Progettata pensando all'utente, la M Corpus VS permette di regolare facilmente e in tempo reale la sequenza e il posizionamento di verticalizzazione in base alle esigenze individuali.

Dalle interazioni faccia a faccia al miglioramento delle condizioni di salute, la M Corpus VS consente una verticalizzazione in sicurezza, mentre i nuovi supporti ginocchia, leggeri e swing-away, offrono un maggior comfort e una pratica sistemazione sul sedile per una maggiore indipendenza.

Progettata per l'indipendenza

I nuovi supporti ginocchia swing-away possono essere spostati e gestiti in modo indipendente grazie al meccanismo di sblocco accessibile anche in presenza di una funzionalità limitata delle mani. Disponibili in due misure, i pad si distinguono per una facile regolazione per un comfort ottimale attraverso la manopola BOA® integrata*.

Programmazione semplificata

QuickConfig è una nuova applicazione innovativa progettata per tecnici dell'assistenza, medici e fornitori, che permette, grazie ad un'interfaccia intuitiva, di impostare i parametri e configurare in modo più semplice la M Corpus VS con le caratteristiche di guida, di seduta e di sequenza di verticalizzazione preferite.

Supporti ginocchia swing-away progettati per una regolazione e un comfort ottimali

Larghezza della base 630 mm

*Il BOA® Fit System offre regolazione micrometrica di precisione grazie a una manopola facile da usare



Specifiche di M Corpus® VS

Velocità massima	10 km/h
Autonomia (G24: batterie 85Ah)	40 km*
Peso massimo dell'utente	120 kg
Superamento ostacoli (verso l'alto)	50 mm (60 mm)
Diametro min. di sterzata	1310 mm
Passaggio in curva	1000 mm
Sospensioni	Duallink
Angolo massimo di verticalizzazione	70°
Power Platform con elettronica R-net	120 A
Larghezza incl. sedile	650-790 mm
Altezza	1090-1170 mm
Lunghezza trasporto minima	880 mm
Altezza trasporto minima (schienale rimosso)	825 mm
Peso incl. batterie 85 Ah	201 kg
Peso delle batterie 85 Ah	2x23 kg
Altezza del sedile (con elevazione seduta elettrica)	450-750 mm
Profondità sedile	370-570 mm (ogni 25 mm)
Larghezza del sedile	420-570 mm (ogni 50 mm)
Larghezza dello schienale	360/410/460/510 mm
Altezza dello schienale	470, 545-670 mm (ogni 25 mm)
Altezza dei braccioli	215-330 mm
Distanza tra i braccioli	380-480/480-580 mm

*Dipende dalle condizioni di guida.
Le misure sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso.

Personalizza la tua carrozzina

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINIUM

FLAMINGO



Reclinazione schienale
da 85° a 180°



Elevazione seduta
Active Height 0-300 mm



Basculamento posteriore
0-50°



Basculamento anteriore
Active Reach 5-45°

Lunghezza della base 930 mm



La verticalizzazione
favorisce **le interazioni
faccia a faccia** e
consentono di migliorare
i risultati psicosociali.

Permobil

M Corpus® VS

Con la M Corpus VS, abbiamo unito i vantaggi della nostra funzionalità di verticalizzazione personalizzata con la manovrabilità della base a trazione centrale. Grazie alla lunghezza complessiva ridotta e al raggio di sterzata ridotto, si migliora l'accesso e la manovra negli spazi piccoli e ristretti.