

Fecha

Nombre usuario

Responsable

Sello de la empresa

€ 3.500,00

PVP - IVA no incluido

Medidas de la silla

Ancho asiento (LS) 33 36 39 42 45 48
 El ancho de asiento es medido desde los lados externos del chasis, mientras que la distancia entre los dos salva ropas es de 1 cm más ancho

Profundidad asiento (PS) 35 37,5 40 42,5 45 47,5
 La profundidad real del asiento desde la parte delantera del tapizado hasta el tubo del respaldo será de 1.5cm más

Distancia reposapiés (DP) (Distancia real entre el asiento y el reposapiés)
¡IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm.s (min.altura delantera= DP+4 cm.)

Ajuste Estándar Prudencial Activo

Altura respaldo (TS) Valor std. 33,5(min 24.5-max 47)

Inclinación rueda trasera 0° 2°



Altura delantera STD 49

Altura trasera STD 42


Chasis delantero

Chasis estándar en aluminio

Chasis en aluminio



(máx. rueda delantera de 5")



(máx. rueda delantera de 4")

Color chasis en aluminio

Plata brillante

- Negro metaliizado
- Negro opaco
- Azul brillante
- Antracita brillante
- Naranja brillante
- Fucsia brillante
- Rojo brillante
- Lima brillante
- Azul china brillante
- Blanco perla

Respaldo

Tapizado respaldo multiajustable traspirable

Tubo de los puños

Tubos con puño corto

Tubos SPORT Sin puños

(Configuración más ligera)

Puños plegables



02958

210,00

Ruedas delantera

4" Blanda

3" Sport

(Configuración más ligera)

5" Blanda

6" Blanda

(disponible sólo para ángulo de 100°)

6" Hinchable

(disponible sólo para ángulo de 100°)

3" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

06824

100,00

4" Activas sport (estrecha)

(Aro de aluminio)

01398

100,00

4" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

03943

100,00

5" Activas soft (grandes)

(Aro de aluminio)

07518

100,00

5" Hinchable

10844

65,00

Soporte por la horquilla delantera

Soorte estándar de la horquilla delantera



Soporte horquilla delantera V Design 2.0

Excluir la instalación de: Horquillas delanteras quick release



2022

Fecha	Pedido	Nombre usuario	Dirección
-------	--------	----------------	-----------

Special Options

<input type="radio"/> Pletina extensión de ruedas traseras	01950	180,00
<input type="radio"/> Banda para bloquear la silla de ruedas cerrada	06833	25,00
<input type="radio"/> Cordón para desenganchar el respaldo con un sólo movimiento	06834	120,00

Set de colores: Ruedas traseras y horquillas - Sólo combinado con: Ruedas traseras Ultra-light Standard Progeo (22 - 24)

☆ Negro	22" 24" 25" 26"		
<input type="radio"/> Plata brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Antracita brillante	24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Naranja brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Fucsia brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Azul brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Rojo brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Lima brillante	22" 24"	00833	120,00
<input type="radio"/> Blanco perla	22" 24"	00833	120,00

Ruedas traseras

☆ 24" ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo			
<input type="checkbox"/> 22" Ultra-light Standard Progeo	(color negro)		
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-STD!	(color negro)		
<input type="radio"/> 24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(Configuración más ligera)	04383	700,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy LX"		01685	735,00
<input type="radio"/> 24" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco <input type="checkbox"/> Carrete y radios negro	07846	635,00
<input type="radio"/> 24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	Aro integrado de aluminio/goma	02270	995,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "spinergy LX"		02101	735,00
<input type="radio"/> 25" Ultra-light "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Carrete color negro y radios blanco	07847	635,00
<input type="radio"/> 26" Ultra-light "Spinergy LX"		02102	735,00
<input type="radio"/> 24" off-road (aro de aluminio negro)		01392	290,00

Cubierta rueda trasera


☆ Cubiertas de alta presión	(22"-24"-25"-26")	(Configuración más ligera)	
<input type="checkbox"/> Cubiertas con perfil de alta presión	(24")		
<input type="radio"/> Marathon Plus	(24"-25")	(con protección anti pinchazos)	01669 69,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Negro	(24")		11083 100,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris	(24")		11083 100,00
<input type="radio"/> Cubiertas sólidas - color Gris	(22")		04181 80,00

Aro

Aro	Distancia aro - rueda ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminio	(22"-24"-25"-26")	(Configuración más ligera)		
<input type="radio"/> Aluminio negro SOFT-TOUCH	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	09170	150,00
<input type="radio"/> Acero cromado	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	01684	165,00
<input type="radio"/> Titanio	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00016	265,00
<input type="radio"/> Ultra Greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00017	395,00
<input type="radio"/> Max greep	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	00834	395,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632	395,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11023	395,00
Perfil ovalado con inserción de caucho				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11025	265,00
Perfil ergonómico en negro				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(Aro 24", en la rueda de 25" se instala con espaciadores)	11026	295,00
Perfil ergonómico con revestimiento de goma (ideal para tetrapléjicos)				
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Perfil ovalado con inserción de caucho	06427	395,00
<input type="radio"/> Timon	(24")		00693	195,00
<input type="radio"/> Funda de silicona para aro de aluminio std		Disponible para medidas (22" - 24" - 26")	04050	165,00

Freno de la rueda

☆ Palanca inclinada empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta empujar para frenar			
<input type="checkbox"/> Palanca recta tirar para frenar			
<input type="radio"/> Freno Sport	(Configuración más ligera)	06428	100,00




2022

Fecha Pedido Nombre usuario Dirección

Reposapiés con cierre automático

☆ Reposapiés COMPACT, con cierre automático

(Configuración más ligera)



Distancia min. posible 35cm.


AJUSTABLE EN PROFUNDIDAD E INCLINACIÓN

Interna Externa

Reposapiés - Tras tablas de referencia N°3

ATENCIÓN!: Todos los reposapiés elevables, precisan de la instalación de una banda de soporte y soporte de horquilla estándar.


Aumento de peso aproximado 500gr.



Reposapiés de plástico. Ajustable en inclinación

Distancia min. posible 35cm.


☆ 2/3 Interna 2/3 Externa



Reposapiés completo- abatible. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna Externa



Reposapiés completo- abatible de aluminio. Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

Interna ☆ 2/3 Interna 2/3 Externa



Reposapiés completo de fibra de carbono, Ajustable en profundidad e inclinación

Distancia min. posible 35cm.

☆ Interna Externa



03291



260,00

Protector de ropa

Protector de ropa - FIXED

☆ Protector de ropa en fibra de carbono

Protector de ropa liso en fibra de carbono



Cargo Extra para : VERSIÓN DESMONTABLE



08921

100,00

Reposabrazos

Reposabrazos tubulares

(Reposabrazos desmontable, abatible y regulable en altura)



00694

275,00

Reposabrazos extraíble con protector de ropa en ABS

Reposabrazos escritorio PROGEO

(Desmontable y regulable en altura)



09956

245,00

Reposabrazos extraíble con protector de ropa liso en fibra de carbono



09079

245,00

Accesorios

Tapizado de protección para el chasis delantero

07058

65,00

Tejido de conexión entre respaldo y tela de asiento

10241

20,00

Bolsa de almacenamiento extraíble (con sistema de liberación rápida)





09811

95,00



2022

Fecha Pedido Nombre usuario Dirección

Opcional 1

<input type="radio"/> Ruedas de tránsito			00836	190,00
<input type="radio"/> Rueda anti-vuelcos con enganche rápido	(rotación interna para reducir tamaño de la silla) <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		00023 00024	165,00 165,00
<input type="radio"/> Palanca acompañante	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00025 01046	80,00 80,00
<input type="radio"/> Soporte para bastón	<input type="radio"/> Derecho <input type="radio"/> Izquierdo		00838 00837	60,00 60,00

Opcional 2

<input type="radio"/> Tetraclic	(Quick release para tetraplégico)		03947	150,00
<input type="radio"/> Cinturón pélvico de seguridad			03972	95,00
<input type="radio"/> Horquillas delanteras quick release	Disponible con: Soporte estándar de la horquilla delantera		00030	140,00
<input type="radio"/> Extensión puño acompañante	(Desmontable y regulable en altura)		01048	190,00
<input type="radio"/> Arnés			04103	150,00
<input type="radio"/> Soporte lumbar	(para insertar en el tapizado del respaldo)		00013	45,00
<input type="radio"/> Soporte riñonera desmontable	No disponible con Respaldo postural PHYSIO <input type="radio"/> Derecha <input type="radio"/> Izquierda		02097 02098	245,00 245,00
<input type="radio"/> Protector de radios Negros	(22"-24")		01043	215,00
<input type="radio"/> Protector de radios Transparentes	(22"-24")		00835	215,00
<input type="radio"/> Protector de radios Diseño Progeo	(22"-24")		00019	215,00
<input type="radio"/> Protector de radios Dragón	(22"-24")		02106	215,00

Kit adicional

<input type="radio"/> 24" ruedas traseras off-road	Cubierta Off-Road - aro de aluminio (color negro)		03378	450,00
<input type="radio"/> 24" FAT ruedas traseras	Cubierta FAT 3" - aro de aluminio (color negro)		09357	770,00


2022

Fecha Pedido Nombre usuario Dirección


PHYSIO - Respaldo postural - Tela respaldo original no provista

Desmontable con liberación rápida
Adecuado para tubos de diámetro. 18÷26mm
Ajuste de profundidad. (4cm)
Ajuste de ángulo. (±18°)

AIR Carcasa en carbono
 no disponible con ancho 48

ALTURA RESPALDO	28	34	40	770,00
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral A=alta - R=regular			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

POSTURE Carcasa en aluminio

ALTURA RESPALDO	34	40	52	770,00
Configuración del respaldo 	Ala de contención lateral B=regular			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Configuración PROFUNDA con soporte lateral PAD (altura ajustable)

Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Pequeño (h 13cm)



Derecho 10272 40,00

Izquierdo 10272 40,00

Grande (h 20cm)




Derecho 10273 40,00

Izquierdo 10273 40,00

SWING AWAY - Soporte lateral

Hardware de fijación y ajuste completo con manguito de protección
 Almohadilla en aluminio con acolchado y funda de tejido transpirable



Grande (18x12) 05647 195,00

Pequeña (14x9) 05643 195,00

Extensión de soporte lateral. Cantidad..... 10271 70,00

Extensión de soporte lateral. Cantidad.....

Pequeña (14x9) 05642 195,00

Grande (18x12) 05646 195,00

Reposacabezas regulable - Sistema de montaje de doble esfera

Disponibles solo con respaldo Physio
No disponibles para respaldos Physio AIR carcasas en carbono



Grande (34x14) 05648 450,00

Pequeño (28x14)

Permobil Medical Devices and Services, S.L. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo: 41088, folio 182, inscripción 1, hoja M-728631. C.I.F. B-02736510. Domicilio Social C/ Príncipe de Vergara 211, 1 B. Madrid -28002. España

Order_es@permobil.com - https://www.permobil.com/es-es

2022

Fecha

Pedido



Nombre usuario

Dirección

Nota

- Estándar (de serie si no se indica nada)
- bajo pedido (sin cargo extra)
- opcional (añadir coste al precio de venta)

TABLAS DE REFERENCIAS

1		Altura delantera			
Chasis cerrado (95°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (90°) con máx. tornillo de 5"					
Chasis cerrado (85°) con máx. tornillo de 4"					
HORQUILLA		Ruedas delantera			
		3"	4"	5"	6"
PEQUEÑA 	max	max	max	max	
	46	47	48		
MEDIANA 	max	max	max	max	
	50	51	52	54	
El tamaño de la horquilla será determinada sólo por Progeo en consonancia con la configuración final de la silla.					

2		Altura trasera			
Ruedas traseras					
22"	24"	25"	26"		
min	min	min	min	min	min
35	38	39	40	40	40
max	max	max	max	max	max
43	45	46	46	48	48

3	Reposapiés opcional	Distancia reposapiés
	Reposapiés COMPACT, con cierre automático	min 36
	Reposapiés de plástico	min 36
	Reposapiés completo- abatible	min 36
	Reposapiés completo- abatible de aluminio	min 36
	Reposapiés completo de fibra de carbono	min 36
IMPORTANTE! Desde el reposapiés hasta el suelo min.4cm.s (min.altura delantera= DP+4 cm.)		
ATENCION! Distancias inferiores del reposapiés sólo serán posibles después de nuestra valoración		
Calculadas en ajustes ideales y con reposapiés en la posición interna.		

4	Ruedas traseras	
Modelo	Características	
22" Ultra-light Standard Progeo	(no disponible en color antracita)	
24" ultra-light Standard Progeo	(disponible para todos colores)	
24" ULTRA-LIGHT PROGEO KEY SPORT	(carrete en color plata, aro en color negro y 16 radios)	
24" ultra-light "Spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
24" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco) - (carrete, aro y 18 radios negro)	
24" ultra-light "Spinergy aro Flex"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios) - (aro integrado de aluminio/goma - cubierta reducible hasta 3 cm. - todos goma)	
24" off-road	(color negro) - (Aro de aluminio - cubierta Off-road)	
25" Ultra-light "spinergy LX"	(carrete en color plata, aro en color negro y 12 radios)	
25" Ultra-light "Spinergy LXL"	(carrete y aro en color negro, 18 radios blanco)	
26" Progeo-STD!	(color negro)	
26" Ultra-light "Spinergy LX	(carreta en color plata, aro en color negro y 18 radios)	