

Permobil

Explorer Mini



permobil

er Mini

Optimiser l'apprentissage

L'Explorer Mini est une solution de mobilité motorisée conçue pour les enfants en bas âge souffrant de troubles de la motricité pour les aider à atteindre les étapes clés du développement.

Favoriser l'autonomie

L'Explorer Mini donne la possibilité aux jeunes enfants d'accroître leur indépendance par leurs découvertes. Sa conception intuitive, optimisée et évolutive favorise l'autonomie.

Développer la force et l'endurance

La conception intuitive de l'Explorer Mini offre le soutien adéquat à l'enfant pour développer sa force, son endurance et son contrôle postural.

Permettre un positionnement droit et stable


Grâce à ses surfaces résistantes à la charge et sa configuration ergonomique, l'Explorer Mini favorise un positionnement droit et stable du corps.

Explorer l'environnement

Grâce à la plateforme sécurisée de l'Explorer Mini, l'enfant peut commencer à interagir avec son environnement immédiat avant d'élargir son périmètre d'exploration.

Facile et léger à transporter, l'Explorer Mini accompagnera votre enfant dans ses déplacements en lui permettant d'explorer et d'apprendre dans divers environnements.

Une solution de mobilité qui suit sa croissance et son évolution



Le joystick central favorise l'utilisation bilatérale des membres supérieurs





Table et dossier intégrés pour plus de soutien et de liberté de mouvement

Caractéristiques de l'Explorer Mini

Tranche d'âge	12 à 36 mois
Poids max. utilisateur	16 kg
Hauteur max. utilisateur	100 cm
Vitesse maximale	2,3 km/h
Autonomie de conduite	5,4 km*
Franchissement d'obstacles (avec élan)	25 mm
Largeur de châssis	490 mm
Longueur de base	635 mm
Garde au sol	25 mm
Système électronique de conduite	nVR2
Type de batterie	12 Volt-5Ah AGM (2)
Hauteur d'assise	307-550 mm
Hauteur totale du fauteuil	730-930 mm
Poids du fauteuil (batteries incluses)	24 kg

Thèmes ludiques



Hauteur réglable



Selle galbée, réglable et amovible

Plateforme stable avec surface antidérapante.

La hauteur s'ajuste, ce qui permet de passer progressivement à la position debout lorsque l'enfant grandit.

Les mesures sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis.

*L'autonomie de conduite réelle varie en fonction des conditions de conduite et de l'état de la batterie.

Veuillez noter que le Explorer Mini est un dispositif médical.

Cela fait maintenant quelques semaines que Sylvia utilise l'Explorer Mini et nous voyons qu'elle a vraiment envie d'être autonome. **Elle veut maintenant faire des choses toute seule.**
– Mike, Papa de Sylvia

Permobil

Explorer Mini

Explorer Mini : une solution de mobilité motorisée conçue pour les enfants en bas âge souffrant de troubles de la motricité pour les aider à atteindre les étapes clés du développement.

permobil

permobil.fr | customer_support_fr@permobil.com | Tél. 01 73 09 1234



EXPLORERMINIDATASHEETFR210428