



# AERO T

LE SEDUCTEUR.  
Pure géométrie.



Laissez-vous séduire par les courbes du fauteuil en aluminium le plus avancé de la gamme TiLite. Le châssis double tube de l'Aero T minimise le poids et maximise les performances. Ajoutez à cela des possibilités de réglage maximales et le concept TiFit, et vous obtenez un fauteuil extraordinaire. Faites-en l'expérience vous-même.

# AEROT

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

CHÂSSIS	Rigide, double tube, aluminium TiFit Possibilités de réglage maximales
OPTIONS CHÂSSIS	Titane Version ultralégère Châssis Heavy Duty Châssis motorisable Châssis renforcé
POIDS DE TRANSPORT*	5,4 kg
POIDS UTILISATEUR MAX.	120 kg Standard 158 kg Heavy Duty
LARGEUR TOTALE FAUTEUIL*	58,4 cm (23")
LARGEUR D'ASSISE	30,5 cm - 51 cm (12" - 20")
LARGEUR D'ASSISE À L'AVANT	3 possibilités
PROFONDEUR D'ASSISE	30,5 cm - 51 cm (12" - 20")
HAUTEUR D'ASSISE AVANT	38 cm - 53 cm (15" - 21")
HAUTEUR D'ASSISE ARRIÈRE	33 cm - 53 cm (13" - 21")
INCLINAISON D'ASSISE	0°, 2°, 4°, 6°, 8° ou 12°
ANGLE DE POTENCE	70°, 80°, 85° ou 90°
LARGEUR DU REPOSE-PIED	Rétréci ou en V
RÉGLAGE DU CENTRE DE GRAVITÉ	12,5 cm (5")
ROUES AVANT	23 possibilités
ROUES ARRIÈRE	67 possibilités
MAINS COURANTES	15 possibilités
CONFORT	Inclinaison du dossier réglable
ESTHÉTIQUE	5 finitions pour châssis aluminium 16 coloris de châssis 6 packs coloris anodisés 7 coloris ultrasuede 8 coloris roue Spinergy
GARANTIE	2 ans

\*Poids/largeur basés sur un fauteuil de 40,5 cm x 40,5 cm (16" x 16"), avec déclive de 0°, voie des roues arrières au minimum et équipement standard. Les roues arrière ne sont pas incluses dans le poids de transport. À titre indicatif, une paire de roues arrière standard de 24" pèse 3,3 kg.



### TIFIT. ERGONOMIE SUR MESURE.

La différence entre un fauteuil TiFit® et d'autres fauteuils est qu'un TiFit s'adapte parfaitement à son occupant : chaque fauteuil est en quelque sorte une prothèse roulante sur mesure. Le parfait ajustement d'un fauteuil TiFit lui vaut des performances et des fonctionnalités sans précédents. La différence se ressent dans tous les gestes.

### CONFIGURATION PERSONNALISÉE.

Ajoutez des options et des composants à votre fauteuil pour répondre à vos spécificités et bénéficier d'un confort d'utilisation maximal : roues, mains courantes, pneus, freins, coloris, tattoo, etc. TiLite propose plus d'options que n'importe quelle autre marque!

Pour en savoir plus sur l'éventail d'options pour tirer le meilleur parti de votre fauteuil TiLite, visitez [TiLite.com/optimize](http://TiLite.com/optimize).



Les fauteuils roulants TiLite présentés sont équipés d'options disponibles | [TiLite.com](http://TiLite.com) | [AEROT.20160214.FR](mailto:AEROT.20160214.FR)