

M3 Corpus[®]

Hecha para ir más allá.



permobil

M3 Corpus[®]

Llega más allá

La M3 Corpus está hecha para hacerte llegar más allá. Su base compacta ofrece maniobrabilidad en espacios reducidos sin sacrificar el rendimiento. Ahora es posible disfrutar de una funcionalidad aún mayor con una estabilidad mejorada con el asiento en varias posiciones. Con potentes luces LED, mayor autonomía de conducción y duración de la batería, la nueva y colorida M3 Corpus tiene como objetivo ofrecerte más.

Active Reach

El asiento se puede bascular hacia delante hasta 20° y en combinación con la elevación ampliar el alcance funcional, ayudar en los traslados y sus actividades diarias.

Active Height

Te permite conducir a una velocidad de hasta 5 km/h mientras que el asiento está elevado por completo y combina a la perfección con el *Active Reach* para ofrecer la máxima ventaja a la hora de acceder al entorno.

Corpus: el sistema de asiento definitivo

Mayor comodidad, mejor posición pélvica, mejor estabilidad lateral y una buena inmersión son objetivos clave de los nuevos cojines Corpus.

Los cojines Corpus cuentan con una espuma de doble densidad más suave en el respaldo, una fosa pélvica rediseñada y Stretch-Air™, un tejido de cojín transpirable e impermeable que se puede lavar a máquina a 60 °C.

Más control

La innovadora suspensión *Smooth* está diseñada para mantenerte estable y bajo control mientras cruzas los obstáculos que encuentres

Mayor manejabilidad

La nueva batería de Permobil y el cargador Permobil VoltPro funcionan juntos para proporcionarle hasta un 25 % más de distancia de conducción, tiempos de carga optimizados y una mayor vida útil de la batería.



Más libertad

MÁS COMODIDAD

El cojín del respaldo de doble densidad más suave y fosa pélvica rediseñada aumenta la inmersión en el asiento, proporcionando más comodidad y estabilidad.

MÁS SOPORTE

Accesorios de posicionamiento Bodilink® especialmente diseñados para el sistema de asiento Corpus (opcional).

MÁS COLORES

Una nueva estética que permite mezclar y combinar las opciones de color de las carcasas y tapacubos para adaptarse a tu estilo.

MAYOR VISIBILIDAD

Las luces LED delanteras y traseras son el doble de brillantes para mejorar la visibilidad.

MÁS LIBERTAD

para moverse en más posiciones de asiento con una estabilidad mejorada.



Especificaciones de M3 Corpus®

Velocidad máx.	10 km/h (modelo opcional de 6 km/h)
Autonomía de conducción (baterías 85 Ah)	30/40 km*
Peso máximo del usuario	150 kg
Ascenso de obstáculos (en movimiento)	50 mm (75 mm)
Diámetro de giro mínimo	1120 mm
Ancho de giro	1100 mm
Suspensión	Smooth
Electrónica R-Net	120 A
Prueba de colisión según la ISO 7176-19 - 4 puntos de anclaje	Sí, máx. 150 kg de peso del usuario
Ensayo de impacto ISO 7176-19 - Sistema de acoplamiento Dahl	Sí, máx. 136 kg de peso del usuario
Probada conforme a las normas EN12182/EN12184	Sí
Máx. Longitud incl. asiento	1080 mm
Ancho de la base	615 mm
Anchura con asiento y reposabrazos	650-790 mm
Altura	960-1170 mm
Longitud/altura de almacenamiento	855 mm/823 mm
Peso con baterías 65 Ah	176 kg
Altura del asiento hasta el suelo (sin cojín)	450 mm
Altura del elevador del asiento (sin cojín)	450-750 mm
Profundidad del asiento	370-570 mm (en incrementos de 25 mm)
Anchura del asiento	420-570 mm (en incrementos de 50 mm)
Anchura del respaldo	360-510 mm (en incrementos de 50 mm)
Altura del respaldo (sin cojín de asiento)	470; 545-670 mm (en incrementos de 25 mm)
Altura del reposabrazos	185-320 mm
Distancia entre los reposabrazos	380-480/480-580 mm
Ajuste del ángulo del respaldo (manual)	90°-135°
Ajuste del plano del asiento - Inclinación anterior/posterior	De -20° a +50°

*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y de si la silla de ruedas se utiliza con frecuencia en pendientes, terrenos accidentados o para subir bordillos.



REPOSAPIERNAS
90°-180°



BASCULACIÓN POSTERIOR
0 - 50°



ELEVADOR DEL ASIENTO



RESPALDO ELÉCTRICO
85°-180°



BASCULACIÓN ANTERIOR



Más colores

SKY

AQUA

SPRING

CANARY

SUNSET

CHILI

FLAMINGO

VIOLET

MIDNIGHT

ARCTIC

GOLD

BRONZE

PLATINUM



MyPermobil



Mayor vida útil de la batería

permobil

permobil.com



M3DATASHEETS210205