

Datum	Auftrag	Nutzer	Adresse
-------	---------	--------	---------

Sitz

☆ Sitzbespannung mit Tasche unter dem Sitz

anpassbare Sitzbespannung 08883 **252,00**

Sitzplatte aus Carbon 08336 **532,00**

Tasche unter dem Sitz [25x11x4,5] 08281 **79,00**

Verstell- und Befestigungssystem für die Rückenlehne - Nicht möglich mit verschweisster rücken

☆ Rücken mit Doppelverriegelung (horizontal und vertikal) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rücken abklappbar mit Einzelverriegelung (keine Verriegelung im ge mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Fester Rücken (nicht abklappbar) mit Winkeleinstellung von -4° bis +16°

Rückenwinkel

☆ Anpassbare Rückengurte und atmungsaktive Rückenbespannung mit Klett

☆ Aluminium-Rücken  06811 **210,00**

Titan-Rücken 04389 **840,00**



Nicht möglich mit verschweisster rücken

Carbon-Rücken 04389 **840,00**

Nicht möglich mit verschweisster rücken

AIR Integriertes Rückensystem (NICHT ABNEHMBAR) 1.183,00

Schale aus Carbon - Seitenführung 7,5cm
Tiefeneinstellung ±1cm. - Winkeleinstellung ±10°
nicht erhältlich für breite 48

H 28		H 34		H 40	
Rückenhöhe (TS) min 34		Rückenhöhe (TS) min 38		Rückenhöhe (TS) min 44	
(.....)		(.....)		(.....)	
Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär					
A	R	A	R	A	R
					
<input type="checkbox"/>					

Installation am:

☆ Aluminium Rückenrohr
OHNE Rückenstabilisator

Aluminium-Rücken  06811 **210,00**

Titan-Rücken 04389 **840,00**

Nicht möglich mit verschweisster rücken

Carbon-Rücken 04389 **840,00**

Nicht möglich mit verschweisster rücken

Schiebegriffe

☆ Schiebegriffe mit kurzen Rohren

SPORT - ohne Schiebegriffe ohne Schiebegriffe

Carbon-Schiebegriff mit kurzen Rohren (Leichteste Konfiguration) 04390 **140,00**

Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R

Faltbare Schiebegriffe  02958 **225,00**

Farben-Set: Hinterräder und Gabeln - nur zu ergänzen mit: Hinterräder Ultralight Progeo-Standard (22 - 24)

☆ Schwarz 22" 24" 25" 26" 00833 **160,00**

Leuchtend Silber 22" 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Orange 22" 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Anthrazit 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Violett 22" 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Blau 22" 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Rot 22" 24" 00833 **160,00**

Leuchtend Limone 22" 24" 00833 **160,00**

Perlweiss 22" 24" 00833 **160,00**

Lenkräder

☆ 4" Soft

3" Sport (Leichteste Konfiguration)

5" Soft Nicht möglich mit rahmenwinkel 90° zum boden

3" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung 06824 **125,00**

4" Active Sport (schmal) - Felge aus Aluminium-Legierung 01398 **125,00**

4" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung 03943 **125,00**

5" Active Soft (breit) - Felge aus Aluminium-Legierung Nicht möglich mit rahmenwinkel 90° zum boden 07518 **125,00**

5" Luftbereift Nicht möglich mit rahmenwinkel 90° zum boden 10844 **85,00**

Datum	Auftrag	Nutzer	Adresse
-------	---------	--------	---------

Hinterräder			
☆ 24" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 22" Ultralight Progeo-Standard			
<input type="checkbox"/> 25" Ultralight Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="checkbox"/> 26" Progeo-Standard		(Farbe: Schwarz)	
<input type="radio"/> 24" ULTRALIGHT PROGEO KEY SPORT		(Leichteste Konfiguration)	04383 850,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight " Spinergy LX "			01685 860,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weisse Speichen	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und Speichen	07846 880,00
<input type="radio"/> 24" Ultralight "Spinergy Flexrim"	Integrierte Aluminium-Gummi Greifreifen		02270 1.350,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LX "			02101 930,00
<input type="radio"/> 25" Ultralight "Spinergy LXL"	<input type="checkbox"/> Schwarze Nabe und weisse Speichen		07847 930,00
<input type="radio"/> 26" Ultralight "Spinergy LX"			02102 930,00
<input type="radio"/> 24" Off-Road (Alumium Greifreifen Schwarz)			01392 330,00

Hinterad-Bereifung			
☆ Hochdruck-Reifen	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)	
<input type="checkbox"/> Hochdruck-Reifen Profile	(24")		
<input type="radio"/> Marathon-Plus mit Pannenschutz	(24"-25")	mit Pannenschutz	01669 70,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Grau	(22")		04181 120,00
<input type="radio"/> Pannensicher - Farbe Schwarz	(24")		11083 120,00

Greifreifen	Radabstand ☆ 3 cm	□ 4 cm		
☆ Aluminium	(22"-24"-25"-26")	(Leichteste Konfiguration)		
<input type="radio"/> Aluminium schwarz SOFT-TOUCH	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	09170	150,00
<input type="radio"/> Verchromter Stahl	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	01684	150,00
<input type="radio"/> Titan	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00016	287,00
<input type="radio"/> Ultra Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00017	422,00
<input type="radio"/> Max Grepp	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	00834	422,00
<input type="radio"/> Ergo Para	(24")		00632	422,00
<input type="radio"/> TOP FRICTION	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11023	422,00
Ovales Profil mit Gummieinlage				
<input type="radio"/> NOVA H	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11025	422,00
Ergonomisches schwarzes Profil				
<input type="radio"/> NOVA D	(24"-25")	(24" Greifreifen, auf 25" Rad mit Distanzstücken montiert)	11026	422,00
Ergonomisches Profil mit Gummibeschichtung (ideal für Tetraplegiker)				
<input type="radio"/> SURGE LT	(25")	Ovales Profil mit Gummieinlage	06427	422,00
<input type="radio"/> Noppen	(24")		00693	422,00
<input type="radio"/> Silikon-Überzug für Standard Aluminium Greifreifen		erhältlich für die Grössen (22" - 24" - 26")	04050	150,00

Radverriegelung			
☆ Gebogene Bremse zum Drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln drücken			
<input type="checkbox"/> Gerade Bremse Zum Verriegeln ziehen			
<input type="radio"/> Sportbremse		(Leichteste Konfiguration)	 06428 135,00
<input type="radio"/> Bremse mit Bremshebelverlängerung zum Drücken			 01949 65,00
<input type="radio"/> Bremse Bremshebelverlängerung zum Ziehen			03372 65,00

Radabdeckung			
☆ Carbon Radabdeckung			
<input type="checkbox"/> Carbon Seitenplatte	☆ Ausgerichtet am Rad <input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm	
<input type="radio"/> Abnehmbare Carbon Radabdeckung			04109 395,00
<input type="radio"/> Abnehmbare Carbon Seitenplatte	☆ Ausgerichtet am Rad <input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm	04109 395,00
<input type="radio"/> Verschweisste Seitenplatte	Erhältlich nur mit massgefertigter verschweisster aluminiumrahmen und fest verschweisste		08933 395,00
	☆ Ausgerichtet am Rad <input type="checkbox"/> unter Rad cm	<input type="checkbox"/> über Rad cm	

Datum	Auftrag	Nutzer	Adresse
-------------	---------------	--------------	---------------

Armlehnen			
<input type="radio"/> Armlehnen	(Abschwenkbare, abnehmbare und höhenverstellbare Armlehnen)		00694 290,00

Zubehör			
<input type="radio"/> Rahmenschutzpolster			07058 65,00
<input type="radio"/> Verbindungsbespannung zwischen Rückenpolster und Sitzbespannung			10241 35,00
<input type="radio"/> Abnehmbare Aufbewahrungstasche (mit Schnellverschlussystem)			09811 135,00

Optionen 1			
<input type="checkbox"/> Vorbereitung zur nachträglichen Montage von optionalem Zubehör			
<input type="radio"/> Transitrollen			03290 210,00
<input type="radio"/> Stockhalter	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00838 90,00 00837 90,00
<input type="radio"/> Antikipp-Rollen	(inside rotation to reduce the encumbrance) <input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		06821 145,00 06822 145,00
<input type="radio"/> Ankipphilfe	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		00025 89,00 01046 89,00


Optionen 2			
<input type="radio"/> Schiebegriffe für Begleitperson	(Abnehmbar und höhenverstellbar)		03645 225,00
<input type="radio"/> Tetraclip	(Steckachsen für Tetraplegiker)		03947 150,00
<input type="radio"/> (Sicherheitsbrustgurt)			03972 79,00
<input type="radio"/> Sicherheitsgurt			04103 140,00
<input type="radio"/> Lordose-Kissen	(zum Einstecken in die Rückenpolsterung)		00013 42,00
<input type="radio"/> Abschwenkbare Seitenpelotte	<input type="radio"/> Rechts <input type="radio"/> Links		02097 280,00 02098 280,00
Nicht möglich mit: Postura-Rückensystem PHYSIO - Postura-Rückensystem A I R			
<input type="radio"/> Speichenschutz Schwarz	(22"-24")		01043 215,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Transparent	(22"-24")		00835 195,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Progeo Design	(22"-24")		00019 195,00
<input type="radio"/> Speichenschutz Drache	(22"-24")		02106 215,00

Zusätzliches Kit			
<input type="radio"/> 24" Off-Road Hinterräder	Hochdruck Off-Road - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		03378 590,00
<input type="radio"/> 24" FAT Hinterräder	Hochdruck FAT 3" - Alumium Greifreifen (Schwarze Farbe)		09357 990,00

Datum Auftrag Nutzer Adresse



PHYSIO - Postura-Rückensystem
(Std. Rückenpolster nicht vorgesehen)
 Abnehmbare mit Schnellspanner
 Geeignet für Rohre mit Durchmesser 18÷26mm
 Tiefeneinstellung (4cm)
 Winkeleinstellung (±18°)

- AIR** Schale aus Carbon
 nicht erhältlich für breite 48

RÜCKENHÖHE	28	34	40	48
Schalenform 	Seitenführungsflügel A=hoch - R=regulär			
	A	R	A	R
				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.183,00

- POSTURE** Schale aus Aluminium

RÜCKENHÖHE	34	40	52
Schalenform 	Seitenführungsflügel B=regulär		
	R	R	R
			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.183,00

Konfiguration DEEP mit Seitenstütze PAD (höhenverstellbar)

- Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



Kleine (h 13cm)



Rechts
10272

70,00



Links
10272

70,00

Lange (h 20cm)



Rechts
10273

80,00




Links
10273

80,00

SWING AWAY - Seitenführung

Befestigungs- und Einstellzubehör komplett mit Schutzhülle
 Aluminium PAD mit Polsterung und atmungsaktivem Stoffbezug



- Lange (18x12)

05647 210,00

- Kleine (14x9)

05643 210,00

- Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

10271 77,00

- Seitliche Stützverlängerung

Menge (Stückzahl).....

- Kleine (14x9)

05642 210,00

- Lange (18x12)

05646 210,00

- Kopfstütze einstellbar - Doppelkugel - Montagesystem

Nur mit Rückenlehne Physio erhältlich
 Nicht verfügbar für Physio AIR Carbonschale



- Lange (34x14)
 Kleine (28x14)

05648 518,00

Datum	Auftrag	Nutzer	Adresse
-------------	---------------	--------------	---------------

Permobil AG, Industriestrasse 4, 6055 Alpnach Dorf - Tel 041 672 76 00



CH_Box_Info@permobil.com - www.permobil.ch

1	A Fussauflagen-Breite			
	DP	35+39	40+45	46+50
LS				
33	21	20	19	
36	24	23	22	
39	26	25	24	
42	29	28	27	
45	32	31	30	
48	35	34	33	

2	Einstellung Schwerpunkt	C :
	Sehr träge	7,5
	Träge	9
	Standard	10,5
	Aktiv	12
	Sehr aktiv	13,5

3	Lt
Sturz	Maximale Breite
0°	LS + 18
2°	LS + 21
4°	LS + 24
8°	LS + 30
12°	LS + 36

Maximale Breite bei 3 cm Abstand zwischen Reifen und Greifring



Rollstuhl : Progeo JOKER ENERGY - Rev. 2023.2	Preise ohne MwSt Aufpreis auf Basispreis	Seite senden wenn alle Optionen ausgewählt sind <input checked="" type="checkbox"/> Standard <small>geliefert, falls keine Rückfragen vorhanden</small> <input type="checkbox"/> Auf Anfrage <small>ohne Aufpreis</small> <input type="checkbox"/> optional <small>Aufpreis auf Basispreis</small>
---	---	---