














Progeo Mototronik 2023

Commande standard
Roue 12" / moteur de 250 watts
Batterie : 48V/5.8Ah



Informations client	
Client (Nom / No.)	/
Contact	
Numéro de commande	
Adresse	
CP / Ville	/
Tél / Fax	/

	Numéro d'article	Tarif Public (€) HT	Information additionnelle	
Modèle de base				
MOTOTRONIK MODÈLE DE BASE Commande standard - Roue 12" - moteur de 250 watts - Batterie : 48V/5.8Ah + chargeur	PMK10979 <input type="checkbox"/>	5300	 14"/1000W MST10903  MST10905 <p style="color: red; font-size: small;">Taux de TVA à 20% pour Mototronik et accessoires associés avec cette option Taux de TVA à 5,5% pour Mototronik et accessoires associés avec cette option</p>	
Options				
ROUE 14" 1000W (A LA PLACE DE LA ROUE 12" 250W)	MST10903 <input type="checkbox"/>	600		
MISE À NIVEAU AVEC COMMANDES POUR PARAPLÉGIQUES	MST10905 <input type="checkbox"/>	650		
Vitesse maximum				
VITESSE MAXIMALE 15KM/H	MST11373 <input type="radio"/>	0		
VITESSE MAXIMALE 10KM/H	MST11374 <input type="radio"/>	0		
Batterie				
BATTERIE 48V - 11.6 AH POWER PLUS (En remplacement de la 5.8Ah)	MST10904 <input type="checkbox"/>	300		
Accessoires				
EXTENSION DU GUIDON	MST10907 <input type="checkbox"/>	189	 MST10907  MST10915  MST10906  MST10908  MST10909L  MST10909R  MST10912  MST10910  MST10913  MST10914  STANDARD	
LEVIER DE DÉVERROUILLAGE SIMPLIFIÉ POUR MOTEUR (Recommandé avec guidon tétraplégique)	MST10915 <input type="checkbox"/>	120		
BATTERIE SUPP. DE 48V - 2.9AH (CONFORME IATA)	MST10906 <input type="checkbox"/>	565		
PHARE FULL LED (HAUTE INTENSITÉ)	MST10908 <input type="checkbox"/>	150		
RÉTROVISEUR GAUCHE	MST10909L <input type="checkbox"/>	35		
RÉTROVISEUR DROIT	MST10909R <input type="checkbox"/>	35		
PANIER AMOVIBLE	MST10912 <input type="checkbox"/>	190		
POIDS AVANT AMOVIBLE	MST10910 <input type="checkbox"/>	189		
SAC DE TRANSPORT	MST10916 <input type="checkbox"/>	150		
Poignée d'accélérateur				
POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR DROITE	MST10913 <input type="radio"/>	30		
POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR GAUCHE	MST10914 <input type="radio"/>	30		
GACHETTE D'ACCÉLÉRATEUR STANDARD	<input type="radio"/>	0		

Numéro d'article	Tarif Public (€) HT	Information additionnelle
Montage		
Cadre de connexion (Un seul choix possible)		
Largeur d'assise		
	27-42cm (Petite)	45-54cm (Moyenne)
x < 18cm (Court)	MST11376 <input type="radio"/>	MST11377 <input type="radio"/>
x > 18cm (Long)	MST11379 <input type="radio"/>	MST11380 <input type="radio"/>
		0
Paire de bagues de fixation (Un seul choix possible)		
Paire de bagues de fixation Progeo		
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: BASIC LIGHT	MST11394 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 25-25.4MM Approprié pour : EXELLE	MST11395 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: EXELLE VARIO XV-VX Approprié pour : EXELLE VARIO, VARIO CARBON	MST11396 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ELLIPTIQUE 35X25 Approprié pour : EGO, EGO CUSTOM, EGO CARBON, TEKNA ADVANCE, JOKER, JOKER R2, JOKER CARBON, JOKER ENERGY	MST11398 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: CARBOMAX	MST11406 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: DUKE	MST11407 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: NOIR 2.0	MST11408 <input type="radio"/>	0
Paire de bagues de fixation standards		
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION TUBE ROND Ø 18-18.4MM	MST11453 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 20-20.4MM	MST11442 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 22-22.4MM	MST11443 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 25-25.4MM	MST11395 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 28-28.4MM	MST11444 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 30-30.4MM	MST11445 <input type="radio"/>	0
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION: TUBE ROND Ø 32-32.4MM	MST11414 <input type="radio"/>	0
Paire de bagues de fixation spéciales		
PAIRE DE BAGUES DE FIXATION P/ D'AUTRES MARQUES	MST11134 <input type="radio"/>	sur demande
Marque de fauteuil:	<input type="text"/>	
Modèle de fauteuil:	<input type="text"/>	
	<input type="text"/>	