

Permobil

M5 Corpus[®]



permobil

Erövra allt

M5 Corpus® erbjuder exceptionell komfort och stabilitet kombinerat med högpresterande motorer som ger den en topphastighet på 12 km/h. Med sin höga sitslyft och stora räckvidd gör M5 Corpus världen mer tillgänglig.

Corpus® – följer kroppens konturer

Corpus® sittsystem har en ergonomisk design som följer kroppens konturer. Förbättrad komfort, bäckenpositionering, sidostabilitet och ökad nedsjunkning är alla framträdande egenskaper hos de nya Corpus-dynorna.

Corpus-dynorna har mjukare skum med dubbel densitet på ryggstödet, ett nydesignat bäckenstöd och Stretch-Air™, ett andningsbart, vattentåligt dyntyg som kan maskintvättas i 60 °C.

Active Reach

Vinklar sitsen framåt med upp till 20 grader och höjer den för att utöka den funktionella räckvidden, hjälpa till vid förflyttningar och dina dagliga aktiviteter.

Active Height

Gör att du kan köra i upp till 5 km/h i helt upphöjt läge och kombineras sömlöst med *Active Reach* för att ge dig optimal tillgång till din omgivning.

Elreglerad ryggstödslutning

Smidig och säker elreglerad ryggstödslutning med glidrygg för att reducera skjuvningseffekterna och bibehålla optimal position – för alla användare upp till 150 kg.

Bättre körbarhet

Kombinationen av Permobil's nya batteri och VoltPro-laddare ger längre körsträcka, optimerade laddningstider och längre batterilivslängd.

Säkrare körning i mörker

Som tillval finns LED-lampor fram och bak som ger bättre ljus och synlighet.



Agile-fjädring för överlägsen åkkomfort, dragkraft och stabilitet.



Den elreglerade ryggstödslutningen med sömlös reduktion av skjuvningseffekterna hjälper dig att byta position

M5 Corpus® Specifikationer

Max hastighet	12 km/h (6 och 10 km/h som tillval)
Körsträcka (G24: 85 Ah-batterier)	40 km*
Användarens maxvikt	150 kg
Hindertagning (med upprampning)	50 mm (100 mm)
Minsta vänddiameter	1120 mm
Vändning i korridor	1130 mm
Fjädring	Agile
Elektronik R-net	120 A
Bredd inkl. sits och armstöd	650–790 mm
Höjd	960–1170 mm
Min. transportlängd	880 mm
Min. transporthöjd (ryggstöd nedfällt)	825 mm
Vikt inkl. 85 Ah-batterier	194 kg
Vikt, batterier 85 Ah	2x23 kg
Sitshöjd (med elektrisk sitslyft)	450–800 mm
Sitsdjup	370–570 mm (25 mm-steg)
Sitsbredd	420–570 mm (50 mm-steg)
Ryggstödsbredd	360/410/460/510 mm
Ryggstödshöjd	470, 545–670 mm (25 mm-steg)
Avstånd mellan armstöd	380–480/480–580 mm

Anpassa din elrullstol

SKY

VIOLET

AQUA

MIDNIGHT

SPRING

ARCTIC

CANARY

GOLD

SUNSET

BRONZE

CHILI

PLATINUM

FLAMINGO



Sitslyft
Active Height 0–350 mm



Sitsvinkling framåt
Active Reach* 5–20°
20° kräver VS-benstöd



Elektriskt och manuellt
benstöd **90–180°**



Elektriskt ryggstöd **85–180°**
Manuellt ryggstöd **120°**



Sitsvinkling bakåt **0–50°**



Armstödshöjd
185–320 mm

Höjd sits till
golv 450 mm

Basbredd
630 mm

Max. längd inkl. sits
1170 mm

*Körförhållanden och val av batterityp.
Måtten är ungefärliga och kan ändras utan föregående meddelande.

Ger **självförtroende**
och energi att interagera
var som helst, när som helst.

Permobil

M5 Corpus[®]

När det gäller prestanda är M5 Corpus[®] ledande i serien med mitthjulsdrivna elrullstolar. Den imponerande kraften och stabiliteten i kombination med tillgängligheten tack vare *Active Reach* och *Active Height* garanterar en tillfredsställande och smidig åktur vart du än bger dig.

permobil

permobil.se



M5CORPUSDATASHEETSE211123