

Permobil-accu en opladaatsysteem

Brengt u verder.



permobil

Hoogwaardige prestaties

Gemoedsrust

Permobil heeft een nieuw accu- en oplaadsysteem ontwikkeld dat u 25% meer capaciteit biedt dan onze vorige accu.

Een geavanceerde lader draagt bij aan een 50% langere levensduur van de accu en verbeterde allround betrouwbaarheid.

Zo reist u met meer gemoedsrust verder.

Brengt u verder

dan ooit. Vergeleken met ons vorige accusysteem biedt het nieuwe accusysteem 25% meer capaciteit.

Langere levensduur accu

Dankzij het geoptimaliseerde opladen met de nieuwe Permobil VoltPro-lader wordt de levensduur van de accu tot 50% verlengd.

Zelfstandig reizen

De nieuwe Permobil-accu's voldoen aan alle geldende transport-eisen en zijn niet aan beperkingen onderhevig.

Uw veiligheid

Ons eigen ontwerp is getest en geverifieerd voor gebruik op elektrische rolstoelen van Permobil en garandeert het juiste gewicht en zwaartepunt, wat belangrijk is voor de stabiliteit van uw stoel.

Gratis MyPermobil-app

U kunt via uw stoel verbinding maken en toegang krijgen tot realtime accucapaciteit en rijafstand in kilometers en uren. De app beschikt over een geïntegreerde kaart met uw reisgeschiedenis en kan ook uw werkelijke zithoek weergeven.



Accusysteem

VERHOOGDE CAPACITEIT

De nieuwe Permobil-accu biedt 25% meer capaciteit

GROTER RIJBEREIK

zodat u met vertrouwen verder kunt reizen

LANGERE LEVENSDUUR ACCU

betekent minder vervanging van accu's

GEOPTIMALISEERD OPLADEN

voor betrouwbare prestaties

De MyPermobil-app

geeft de meest actuele informatie over individuele schattingen van de actieradius en het opladen van de accu

CE GEMARKEERD VOOR UW VEILIGHEID

Getest en geverifieerd voor gebruik op elektrische rolstoelen van Permobil

AFTERMARKET-ACCESSOIRE

Voor Permobil-gebruikers met het vorige accusysteem is het mogelijk om te updaten naar het nieuwe Permobil-accusysteem. Zie de tabel op de volgende pagina voor meer informatie.



Specificaties

Permobil AGM-GELACCU (Gr24 - 85 Ah)

Nominaal voltage	12 V
Nominale capaciteit	85 Ah
Deep cycle-serie	400-500 cycli bij 100% DOD
Accu is lekvrij en goedgekeurd voor transport	D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA
Gewicht	23,8 kg
Lengte	259 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	200 mm

Permobil AGM-GELACCU (Gr34 - 65 Ah)

Nominaal voltage	12 V
Nominale capaciteit	65 Ah
Deep cycle-serie	400-500 cycli bij 100% DOD
Accu is lekvrij en goedgekeurd voor transport	D.O.T., IMO/IMDG, ICAO/IATA
Gewicht	17,5 kg
Lengte	259 mm
Breedte	170 mm
Hoogte	160 mm

Permobil VoltPro ACCULADER

Nominale laadstroom	10 A
Nominale accuspanning	24 V
Ingangsspanning	220-240 V (50-60 Hz)
Max. uitgangsvermogen	300 W
Gewicht	1,4 kg
Afmetingen (l x b x h) in mm	200 x 100 x 250 mm
Kabellengte XLR-kabel	2,0 m
Kabellengte AC-voedingskabel	1,8 m
Beschermingsgraad	IP44 bescherming tegen binnendringing
Veiligheidsklasse II	Dubbele isolatie tussen circuits

Accu en lader per stoel

Stoelmodel	Permobil G24	Permobil G34	MK	Status stoelmodel
M1		x	x**	Huidig model
M3 Corpus	x*	x	x**	Huidig model
F3 Corpus	x*	x	x**	Huidig model
M5 Corpus	x		x**	Huidig model
F5 Corpus	x		x**	Huidig model
F5 Corpus VS	x		x**	Huidig model
M400 HD	x		x**	Huidig model
K450			x***	Huidig model
K300 PS Junior R-net			x***	Huidig model
X850 Corpus 3G			x***	Huidig model
Koala			x***	Huidig model
M300 PS-Jr			x***	Huidig model
M300/400			x***	Alleen Aftermarket
C300 Corpus 3G			x***	Alleen Aftermarket
C350 Corpus 3G			x***	Alleen Aftermarket
C400 C3G Lowrider			x***	Alleen Aftermarket
X850 Miniflex			x***	Alleen Aftermarket
C500 Corpus 3G			x***	Alleen Aftermarket
C500 C3G Lowrider			x***	Alleen Aftermarket
M300 Corpus 3G			x***	Alleen Aftermarket

*Permobil G34 is de standaardaccu voor deze stoelmodellen. Permobil G24 heeft een hogere nominale capaciteit, maar is optioneel.

**Stoelen geproduceerd vóór 1 oktober 2020 (EMEA-markten) - het wordt aanbevolen om over te schakelen op de nieuwe Permobil-accu's en Permobil VoltPro-lader om alle voordelen van het Permobil-accusysteem te benutten. MK-accu's kunnen worden opgeladen met de nieuwe Permobil VoltPro-lader als deze is geconfigureerd voor gebruik met MK-accu's. Dit kan op bestelling worden gedaan of door een gecertificeerde onderhoudstechnicus op locatie.

*** Gebruik uitsluitend MK-accu's en laders met de juiste laadcurve voor deze stoelmodellen.



MyPermobil



Langere levensduur accu